

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

RED LIGHT THERAPY FOR SHOUIDER NECK

MODEL: BRL-1160

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT THERAPY FOR
SHOULDER NECK

MODEL: BRL-1160



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Red Light Therapy for Shoulder Neck

User Manual



Thank you for purchasing our product,
please read the manual before use.

INTRODUCTION

Welcome to the world of advanced healing with our Red Light Therapy for Shoulder Neck. This cutting-edge device employs a combination of 660nm red light and 850nm near-infrared light to deliver targeted relief for your skin, muscles, and joints.

Thank you for choosing us. We hope you will enjoy your new red light therapy device!

This manual contains the information necessary for you to become familiar with and ensure safe use of the device.

We kindly advise you to read this information carefully before using the device.

Working Principle

Red light therapy devices work by emitting red light at a wavelength of 660nm and near-infrared light at a wavelength of 850nm.

These lights penetrate deep into the skin, producing numerous health benefits.




Fig 1. Red and near-infrared spectrometer

Many of these benefits are due to the fact that the red and near-infrared light activates various metabolic path ways that lead to increased production of ATP(adenosine triphosphate).

The production of ATP enhances cellular signaling and improves protein synthesis. Red and NIR light therapy has been shown to be effective for a wide range of health issues,including but not limited to, the following:

- Repairing skin
- Reducing the formation of scars
- Promoting blood circulation
- Boosting cellular activity Enhancing fitness results
- Accelerating wound healing
- Relieving muscle soreness and fatigue

Benefits of the Red Light Therapy

Red Light (660nm):Red light penetrates the skin, stimulating cellular activity and enhancing blood circulation. Lt is known for promoting skin health, reducing inflammation, and aiding in wound healing.

PACKING LIST



Red Light Therapy for Shoulder Neck



Power controller*1



Type-C power cord*1









Storage Bag*1

SPECIFICATIONS

Size	24 * 21 inch
Power	P1=6W,P2=8W,P3=10W
Led qty	140PCS
Mode	660nm:850nm
Battery capacity	3000mAh
Timer	10/20/30min
Charging parameters	USB-C 5V2A

OPERATING INSTRUCTIONS





Instructions for Use

1. Charging:

Use the included Type-C cable with a 5V/2A adapter to fully charge the device (the red light flashes during charging and turns blue when fully charged).

2. Assembly:

Connect the power controller to the five magnetic buckles on the therapy pad.

3. Activation:

Press and hold the power button for 2 seconds to switch on the device. It starts in "ALL Mode," activating both 660nm and 850nm LEDs for 10 minutes.

4. Adjust Settings:

Power Level: Use the level button to select between P1(6W), P2 (8W), and P3 (10w). **Mode Selection:** Toggle between "ALL Mode" and "10HzPulse Mode." **Vibration Intensity:** Adjust from L1-L3 or turn vibration off. **Timer:** Set the session length for 10, 20, or 30 minutes.

5. Shutdown:

Press and hold the power button for 2 seconds to turn off the device. The

device will automatically shut down once the timer ends.

6. Lock/Unlock Screen:

Use the lock screen button to prevent accidental touches, Press again to unlock.

Notice:

The display screen will automatically switch to the timer after 5seconds without operation.

The screen will turn off if there is no operation for 10 seconds.

The power indicator remains lit, and the device continues working.

The power controller can light up the screen by pressing any button when the screen is off, and pressing a specific button will display the current mode.

The average running time of the device is 1-2 hours, depending on the level you use. Charging time is about 2 hours. The power indicator turns red when the remaining power is about 20%. Please charge the device promptly. This device cannot be used during charging. Fully charge the device before long-term non-use to protect the battery.

Daily Maintenance

The device will generate a lot of heat energy during use, which can cause sweating with long-term skin contact. To facilitate cleaning and prevent sweat from eroding the LEDs and shortening their lifespan, it is recommended to simply wipe the surface of the LEDs with a dry towel after use. (Please keep the LED panel and power controller out of water.)

Cautions

- Do not look directly into the red light when the device is working. Prolonged exposure to the red light may harm your eyes.
- Do not wear metal accessories in the use area to avoid metal heating,

which can burn the skin.

- Do not use the device in combination with ointments, creams or other topical pain relievers that contain febrifuge ingredients.
- Do not expose the equipment to sunlight and keep it away from heat and water sources.
- Do not use equipment other than those provided by us. For adult use only. Children should not play with the device without adult supervision.
- Please follow the recommendations in the user manual.
- Do not disassemble or alter the device in any way. Improper disassembly or reassembly may result in the risk of short-circuiting, electric shock, or exposure to battery chemicals.
- Do not leave the device working unattended.
- For storage and travel, please keep the power off and keep out of reach of children.

To protect the environment, please dispose of this product properly in accordance with local laws and regulations.

Troubleshooting

You may encounter the following problems. If the device still does not work after troubleshooting, please contact customer service or the seller for technical support. Please do not attempt to repair it yourself.

Issue	Possible Reason	Solution
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord with a 5V/2A adapter.
	The power cord is not plugged in tightly.	Ensure the power cord is securely attached.
Don't turn on	The battery runs out.	Please charge the device.
	The power controller is not installed properly.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Stop working during use	The battery runs out.	Please charge the device.
	The Smart timer turns off the device automatically.	Please turn it on again and adjust to the time you need.
	The power controller contact surface is loose.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Battery runs out quickly.	Insufficient battery before use.	Please charge the device.
	The device works under the highest power for a long time.	This is due to the different voltage and current outputs of the battery pack at different power levels. The device lasts for 1 hour at the highest power and up to about 2 hours at the lowest power. Please refer to the suggestions in (Photobiomodulation Guidance) and use it in a reasonable way for better performance.
Some LEDs do not work.	Turn on the ALL (660nm+850nm) modes.	The 850nm wavelengths is invisible to the naked eye in normal environments. It is only a faint red dot at most that can be seen within darker environments. It can actually provide a lot of energy, please feel free to use it.
Button does not respond.	Not pressed correctly.	Make sure to press the button firmly.
	The device crashes.	Please press and hold the lock screen button for 5s to shut down the device forcibly and turn it on again.

FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

ROUGE LUMINOTHÉRAPIE POUR LE COU

SHOUIDER

MODÈLE : BRL-1160

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée uniquement
par nous

représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant
certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture

toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir
vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie
Moitié en comparaison avec les plus grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT THERAPY FOR
SHOUIDER NECK

MODÈLE : BRL-1160



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Thérapie par la lumière rouge pour Cou épaule

Manuel de l'Utilisateur



Merci d'avoir acheté notre produit,
veuillez lire le manuel avant utilisation.

INTRODUCTION

Bienvenue dans le monde de la guérison avancée avec notre thérapie par la lumière rouge pour le cou des épaules. Cet appareil de pointe utilise une combinaison de lumière rouge de 660 nm et de lumière proche infrarouge de 850 nm pour offrir un soulagement ciblé à votre peau, vos muscles et vos articulations.

Merci de nous avoir choisi. Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel appareil de thérapie par la lumière rouge !

Ce manuel contient les informations nécessaires pour vous familiariser avec et garantir une utilisation sûre de l'appareil.

Nous vous conseillons de lire attentivement ces informations avant d'utiliser l'appareil.

Principe de fonctionnement

Les appareils de thérapie par la lumière rouge fonctionnent en émettant une lumière rouge à une longueur d'onde de 660 nm et une lumière

proche infrarouge à une longueur d'onde de 850 nm.

Ces lumières pénètrent profondément dans la peau, produisant de nombreux bienfaits pour la santé.




Fig 1. Red and near-infrared spectrometer

Beaucoup de ces avantages sont dus au fait que la lumière rouge et proche infrarouge active diverses voies métaboliques qui conduisent à une production accrue d' ATP (adénosine triphosphate).

La production d'ATP améliore la signalisation cellulaire et la synthèse des protéines. Il a été démontré que la luminothérapie rouge et NIR est efficace pour un large éventail de problèmes de santé, notamment les suivants :

- Peau réparatrice
- Réduire la formation de cicatrices
- Favoriser la circulation sanguine
- Stimuler l'activité cellulaire Améliorer les résultats de remise en forme
- Accélérer la cicatrisation des plaies
- Soulager les douleurs musculaires et la fatigue

Avantages de la thérapie par la lumière rouge

Lumière rouge (660 nm) : La lumière rouge pénètre dans la peau, stimulant l'activité cellulaire et améliorant la circulation sanguine. Il est

connu pour favoriser la santé de la peau, réduire l' inflammation et faciliter

la cicatrisation des plaies.

PACKING LIST



Red Light Therapy for Shoulder Neck



Power controller*1



Type-C power cord*1









Storage Bag*1

SPECIFICATIONS

Size	24 * 21 inch
Power	P1=6W,P2=8W,P3=10W
Led qty	140PCS
Mode	660nm:850nm
Battery capacity	3000mAh
Timer	10/20/30min
Charging parameters	USB-C 5V2A

OPERATING INSTRUCTIONS





Mode d'emploi

2. Mise en charge:

Utilisez le câble Type-C inclus avec un adaptateur 5 V/2 A pour charger complètement l'appareil (le voyant rouge clignote pendant la charge et devient bleu lorsqu'il est complètement chargé).

3. Assemblée:

Connectez le contrôleur de puissance aux cinq boucles magnétiques du coussin thérapeutique.

4. Activation:

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Il démarre en "TOUS Mode", activant les LED 660 nm et 850 nm pendant 10 minutes.

7. Ajuster les paramètres :

Niveau de puissance : utilisez le bouton de niveau pour sélectionner entre P1 (6 W). P2 (8 W) et P3 (10 W). Sélection du mode : basculez entre "TOUS les modes" et "10 HzPulse Mode". Intensité des vibrations : Ajustez de L1 à L3 ou désactivez les vibrations. Minuterie : définissez la durée de la session sur 10, 20 ou 30 minutes.

8. Fermer:

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil. L'appareil s'éteindra automatiquement une fois la minuterie terminée.

9. Écran de verrouillage/déverrouillage :

Utilisez le bouton de l'écran de verrouillage pour éviter les contacts accidentels. Appuyez à nouveau pour déverrouiller.

Avis :

L'écran d'affichage passera automatiquement à la minuterie après 5 secondes sans opération.

L'écran s'éteindra si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes.

Le voyant d'alimentation reste allumé et l'appareil continue de fonctionner. Le contrôleur de puissance peut éclairer l'écran en appuyant sur n'importe

quel bouton lorsque l'écran est éteint, et appuyer sur un bouton spécifique affichera le mode actuel.

La durée de fonctionnement moyenne de l'appareil est de 1 à 2 heures, selon le niveau que vous utilisez. Le temps de charge est d'environ 2 heures. L'indicateur d'alimentation devient rouge lorsque la puissance restante est d'environ 20 %. Veuillez charger l'appareil rapidement. Cet appareil ne peut pas être utilisé pendant le chargement. Chargez complètement l'appareil avant une non-utilisation prolongée pour protéger la batterie.

Maintenance quotidienne

L'appareil génère beaucoup d'énergie thermique pendant son utilisation, ce qui peut provoquer une transpiration en cas de contact prolongé avec la peau. Pour faciliter le nettoyage et éviter que la sueur n'érode les LED et raccourcisse leur durée de vie, il est recommandé d'essuyer simplement la surface des LED avec une serviette sèche après utilisation. (Veuillez garder le panneau LED et le contrôleur d'alimentation hors de l'eau.)

Précautions

- Ne regardez pas directement la lumière rouge lorsque l'appareil fonctionne. Une exposition prolongée à la lumière rouge peut nuire à vos yeux.
- Ne portez pas d'accessoires métalliques dans la zone d'utilisation pour éviter l'échauffement du métal, qui pourrait brûler la peau.
- N'utilisez pas l'appareil en association avec des pommades, des crèmes ou d'autres analgésiques topiques contenant des ingrédients fébrifuges.
- N'exposez pas l'équipement au soleil et tenez-le à l'écart des sources de chaleur et d'eau.
- Ne pas utiliser de matériel autre que ceux fournis par nos soins. Réservé à un usage adulte uniquement. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

- Veuillez suivre les recommandations du manuel d'utilisation.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit. Un démontage ou un remontage incorrect peut entraîner un risque de court-circuit, de choc électrique ou d'exposition aux produits chimiques de la batterie.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Pour le stockage et les voyages, veuillez garder l'appareil hors tension et hors de portée des enfants.

Pour protéger l'environnement, veuillez éliminer ce produit correctement conformément aux lois et réglementations locales.

Dépannage

Vous pouvez rencontrer les problèmes suivants. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas après le dépannage, veuillez contacter le service client ou le vendeur pour obtenir une assistance technique. N'essayez pas de le réparer vous-même.

Issue	Possible Reason	Solution
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord with a 5V/2A adapter.
	The power cord is not plugged in tightly.	Ensure the power cord is securely attached.
Don't turn on	The battery runs out.	Please charge the device.
	The power controller is not installed properly.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Stop working during use	The battery runs out.	Please charge the device.
	The Smart timer turns off the device automatically.	Please turn it on again and adjust to the time you need.
	The power controller contact surface is loose.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Battery runs out quickly.	Insufficient battery before use.	Please charge the device.
	The device works under the highest power for a long time.	This is due to the different voltage and current outputs of the battery pack at different power levels. The device lasts for 1 hour at the highest power and up to about 2 hours at the lowest power. Please refer to the suggestions in (Photobiomodulation Guidance) and use it in a reasonable way for better performance.
Some LEDs do not work.	Turn on the ALL (660nm+850nm) modes.	The 850nm wavelengths is invisible to the naked eye in normal environments. It is only a faint red dot at most that can be seen within darker environments. It can actually provide a lot of energy, please feel free to use it.
Button does not respond.	Not pressed correctly.	Make sure to press the button firmly.
	The device crashes.	Please press and hold the lock screen button for 5s to shut down the device forcibly and turn it on again.

FCC Information

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ROT LICHTTHERAPIE FÜR SCHULTER UND NACKEN

MODELL: BRL-1160

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur
verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge
erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung
alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen
sorgfältig

wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern
Halb im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT THERAPY FOR
SHOULDER NECK

MODELL: BRL-1160



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .



KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Rotlichttherapie für Schulterhals

Benutzerhandbuch



Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts,
Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung.

INTRODUCTION

Willkommen in der Welt der fortschrittlichen Heilung mit unserer Rotlichttherapie für Schulter und Nacken. Dieses hochmoderne Gerät verwendet eine Kombination aus 660 nm Rotlicht und 850 nm Nahinfrarotlicht, um gezielte Linderung für Ihre Haut, Muskeln und Gelenke zu erzielen.

Vielen Dank, dass Sie sich für uns entschieden haben. Wir hoffen, dass Ihnen Ihr neues Rotlichttherapiegerät viel Freude bereitet!

Dieses Handbuch enthält die Informationen, die Sie benötigen, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen und es sicher zu verwenden.

Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen vor der Verwendung des Geräts sorgfältig zu lesen.

Arbeitsprinzip

Geräte zur Rotlichttherapie funktionieren, indem sie rotes Licht mit einer Wellenlänge von 660 nm und Nahinfrarotlicht mit einer Wellenlänge von 850 nm ausstrahlen.

Diese Lichter dringen tief in die Haut ein und bieten zahlreiche gesundheitliche Vorteile.




Fig 1. Red and near-infrared spectrometer

Viele dieser Vorteile sind auf die Tatsache zurückzuführen, dass das rote und nahinfrarote Licht verschiedene Stoffwechselwege aktiviert, die zu einer erhöhten Produktion von ATP (Adenosintriphosphat) führen. Die Produktion von ATP verstärkt die zelluläre Signalübertragung und verbessert die Proteinsynthese. Die Rot- und NIR-Lichttherapie hat sich bei einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen als wirksam erwiesen, darunter, aber nicht beschränkt auf, die folgenden:

- Reparierende Haut
- Reduzierung der Narbenbildung
- Förderung der Durchblutung
- Steigerung der Zellaktivität Verbesserung der Fitnessergebnisse
- Beschleunigung der Wundheilung
- Linderung von Muskelkater und Müdigkeit

Vorteile der Rotlichttherapie

Rotes Licht (660 nm) : Rotes Licht dringt in die Haut ein, stimuliert die Zellaktivität und fördert die Durchblutung. Es ist dafür bekannt, die Hautgesundheit zu fördern, Entzündungen zu reduzieren und die Wundheilung zu unterstützen.

PACKING LIST



Red Light Therapy for Shoulder Neck



Power controller*1



Type-C power cord*1









Storage Bag*1

SPECIFICATIONS

Size	24 * 21 inch
Power	P1=6W,P2=8W,P3=10W
Led qty	140PCS
Mode	660nm:850nm
Battery capacity	3000mAh
Timer	10/20/30min
Charging parameters	USB-C 5V2A

OPERATING INSTRUCTIONS





Gebrauchsanweisung

3. Laden:

Verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-Kabel mit einem 5 V/2 A-Adapter, um das Gerät vollständig aufzuladen (das rote Licht blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet blau, wenn es vollständig aufgeladen ist).

4. Montage:

Verbinden Sie den Leistungsregler mit den fünf Magnetschnallen auf dem Therapiepad.

5. Aktivierung:

Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Es startet im „ALL-Modus “ und aktiviert sowohl die 660-nm- als auch die 850-nm-LEDs für 10 Minuten.

10. Einstellungen anpassen:

Leistungsstufe: Verwenden Sie die Stufentaste, um zwischen P1 (6 W), P2 (8 W) und P3 (10 W) auszuwählen. Modusauswahl: Wechseln Sie

zwischen „ALLE Modi “ und „10-Hz-Pulsmodus “. Vibrationsintensität:

Passen Sie sie von L1 bis L3 an oder schalten Sie die Vibration aus. Timer: Stellen Sie die Sitzungsdauer auf 10, 20 oder 30 Minuten ein.

11. Abschalten:

Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät wird automatisch heruntergefahren, sobald der Timer abgelaufen ist.

12. Bildschirm sperren/entsperren:

Verwenden Sie die Bildschirmsperrtaste, um versehentliche Berührungen zu verhindern. Zum Entsperren drücken Sie erneut.

Beachten :

Der Anzeigebildschirm wechselt nach 5 Sekunden ohne Bedienung automatisch zum Timer.

Der Bildschirm wird ausgeschaltet, wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.

Die Betriebsanzeige leuchtet weiterhin und das Gerät funktioniert weiter. Der Power Controller kann den Bildschirm durch Drücken einer beliebigen Taste beleuchten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Durch Drücken einer bestimmten Taste wird der aktuelle Modus angezeigt. Die durchschnittliche Laufzeit des Geräts beträgt 1-2 Stunden, abhängig von der verwendeten Stufe. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Die Betriebsanzeige leuchtet rot, wenn die verbleibende Leistung ca. 20 % beträgt. Bitte laden Sie das Gerät umgehend auf. Dieses Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden. Laden Sie das Gerät vor längerer Nichtbenutzung vollständig auf, um den Akku zu schützen.

Tägliche Wartung

Das Gerät erzeugt während des Gebrauchs viel Wärmeenergie, die bei längerem Hautkontakt zu Schwitzen führen kann. Um die Reinigung zu erleichtern und zu verhindern, dass Schweiß die LEDs angreift und ihre Lebensdauer verkürzt, wird empfohlen, die Oberfläche der LEDs nach dem Gebrauch einfach mit einem trockenen Tuch abzuwischen. (Bitte halten Sie das LED-Panel und den Leistungsregler von Wasser fern.)

Vorsichtsmaßnahmen

- Schauen Sie nicht direkt in das rote Licht, wenn das Gerät in Betrieb ist. Längerer Kontakt mit dem roten Licht kann Ihre Augen schädigen.
- Tragen Sie im Einsatzbereich keine Metallaccessoires, um eine Erhitzung des Metalls zu vermeiden, die zu Hautverbrennungen führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Kombination mit Salben, Cremes oder anderen örtlich anzuwendenden Schmerzmitteln, die fiebersenkende Inhaltsstoffe enthalten.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Sonnenlicht aus und halten Sie es von Hitze- und Wasserquellen fern.
- Verwenden Sie keine anderen Geräte als die von uns bereitgestellten. Nur für Erwachsene. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht eines

Erwachsenen mit dem Gerät spielen.

- Bitte folgen Sie den Empfehlungen im Benutzerhandbuch.
- Zerlegen oder verändern Sie das Gerät in keiner Weise. Bei unsachgemäßer Zerlegung oder Zusammenbau besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, eines Stromschlags oder des Kontakts mit Batteriechemikalien.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt arbeiten.
- Schalten Sie bei Lagerung und Transport bitte das Gerät aus und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Zum Schutz der Umwelt entsorgen Sie dieses Produkt bitte ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Fehlerbehebung

Möglicherweise treten die folgenden Probleme auf. Wenn das Gerät nach der Fehlerbehebung immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich für technischen Support an den Kundendienst oder den Verkäufer. Bitte versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Issue	Possible Reason	Solution
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord with a 5V/2A adapter.
	The power cord is not plugged in tightly.	Ensure the power cord is securely attached.
Don't turn on	The battery runs out.	Please charge the device.
	The power controller is not installed properly.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Stop working during use	The battery runs out.	Please charge the device.
	The Smart timer turns off the device automatically.	Please turn it on again and adjust to the time you need.
	The power controller contact surface is loose.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Battery runs out quickly.	Insufficient battery before use.	Please charge the device.
	The device works under the highest power for a long time.	This is due to the different voltage and current outputs of the battery pack at different power levels. The device lasts for 1 hour at the highest power and up to about 2 hours at the lowest power. Please refer to the suggestions in (Photobiomodulation Guidance) and use it in a reasonable way for better performance.
Some LEDs do not work.	Turn on the ALL (660nm+850nm) modes.	The 850nm wavelengths is invisible to the naked eye in normal environments. It is only a faint red dot at most that can be seen within darker environments. It can actually provide a lot of energy, please feel free to use it.
Button does not respond.	Not pressed correctly.	Make sure to press the button firmly.
	The device crashes.	Please press and hold the lock screen button for 5s to shut down the device forcibly and turn it on again.

FCC Information

ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ROSSO TERAPIA DELLA LUCE PER IL COLLO

SOUIDER

MODELLO: BRL-1160

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile utilizzata solo da noi rappresenta una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquisto di determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente farlo copertina
tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Si ricorda gentilmente di verificare accuratamente
quando effettui un ordine con noi, se lo sei effettivamente Salvataggio

Metà rispetto ai principali marchi.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT THERAPY FOR
SHOULDER NECK

MODELLO: BRL-1160



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



CORRETTO SMALTIMENTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

Terapia con luce rossa per Collo a spalla

Manuale d'uso



Grazie per aver acquistato il nostro prodotto,
si prega di leggere il manuale prima dell'uso.

INTRODUCTION

Benvenuti nel mondo della guarigione avanzata con la nostra terapia a luce rossa per il collo della spalla. Questo dispositivo all'avanguardia utilizza una combinazione di luce rossa da 660 nm e luce del vicino infrarosso da 850 nm per fornire sollievo mirato alla pelle, ai muscoli e alle articolazioni.

Grazie per averci scelto. Ci auguriamo che apprezzerai il tuo nuovo dispositivo per la terapia con luce rossa!

Questo manuale contiene le informazioni necessarie per acquisire familiarità e garantire un utilizzo sicuro del dispositivo.

Ti consigliamo gentilmente di leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il dispositivo.

Principio di funzionamento

I dispositivi per la terapia con luce rossa funzionano emettendo luce rossa ad una lunghezza d'onda di 660 nm e luce nel vicino infrarosso ad una lunghezza d'onda di 850 nm.

Queste luci penetrano in profondità nella pelle, producendo numerosi benefici per la salute.




Fig 1. Red and near-infrared spectrometer

Molti di questi benefici sono dovuti al fatto che la luce rossa e del vicino infrarosso attiva vari percorsi metabolici che portano ad un aumento della produzione di ATP (adenosina trifosfato).

La produzione di ATP migliora la segnalazione cellulare e migliora la sintesi proteica. La terapia con luce rossa e NIR ha dimostrato di essere efficace per un'ampia gamma di problemi di salute, inclusi ma non limitati a quanto segue:

- Riparare la pelle
- Riducendo la formazione di cicatrici
- Promuovere la circolazione sanguigna
- Aumentare l'attività cellulare Migliorare i risultati del fitness
- Accelerare la guarigione delle ferite
- Alleviare dolori muscolari e affaticamento

Benefici della terapia con luce rossa

Luce rossa (660 nm) : la luce rossa penetra nella pelle, stimolando l'attività cellulare e migliorando la circolazione sanguigna. È noto per promuovere la salute della pelle, ridurre l'infiammazione e favorire la guarigione delle ferite.

PACKING LIST



Red Light Therapy for Shoulder Neck



Power controller*1



Type-C power cord*1









Storage Bag*1

SPECIFICATIONS

Size	24 * 21 inch
Power	P1=6W,P2=8W,P3=10W
Led qty	140PCS
Mode	660nm:850nm
Battery capacity	3000mAh
Timer	10/20/30min
Charging parameters	USB-C 5V2A

OPERATING INSTRUCTIONS





Istruzioni per l'uso

4. Ricarica:

Utilizza il cavo di tipo C incluso con un adattatore da 5 V/2 A per caricare completamente il dispositivo (la luce rossa lampeggia durante la ricarica e diventa blu quando è completamente carica).

5. Assembla:

Collegare il controller di alimentazione alle cinque fibbie magnetiche sul cuscinetto terapeutico.

6. Attivazione:

Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il dispositivo. Si avvia in "Modalità ALL", attivando entrambi i LED da 660 nm e 850 nm per 10 minuti.

13. Regola le impostazioni:

Livello di potenza: utilizzare il pulsante del livello per selezionare tra P1 (6 W), P2 (8 W) e P3 (10 W). Selezione modalità: alterna tra "Modalità ALL" e "Modalità impulso 10 Hz". Intensità di vibrazione: regolare da L1-L3 o disattiva la vibrazione. Timer: imposta la durata della sessione su 10, 20 o 30 minuti.

14. Fermare:

Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere il dispositivo. Il dispositivo si spegnerà automaticamente allo scadere del timer.

15. Schermata di blocco/sblocco:

Utilizzare il pulsante di blocco dello schermo per evitare tocchi accidentali, premere nuovamente per sbloccare.

Avviso :

Lo schermo del display passerà automaticamente al timer dopo 5 secondi di inattività.

Lo schermo si spegnerà se non viene eseguita alcuna operazione per 10 secondi.

L'indicatore di alimentazione rimane acceso e il dispositivo continua a funzionare.

Il controller di alimentazione può illuminare lo schermo premendo qualsiasi pulsante quando lo schermo è spento e premendo un pulsante specifico verrà visualizzata la modalità corrente.

Il tempo di funzionamento medio del dispositivo è di 1-2 ore, a seconda del livello utilizzato. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore. L'indicatore di alimentazione diventa rosso quando la carica rimanente è pari a circa il 20%. Si prega di caricare immediatamente il dispositivo. Questo dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica. Caricare completamente il dispositivo prima di non utilizzarlo a lungo termine per proteggere la batteria.

Manutenzione giornaliera

Il dispositivo genererà molta energia termica durante l'uso, che può causare sudorazione in caso di contatto prolungato con la pelle. Per facilitare la pulizia ed evitare che il sudore eroda i LED e ne riduca la durata, si consiglia di pulire semplicemente la superficie dei LED con un panno asciutto dopo l'uso. (Si prega di tenere il pannello LED e il controller di alimentazione fuori dall'acqua.)

Avvertenze

- Non guardare direttamente la luce rossa quando il dispositivo è in funzione. L'esposizione prolungata alla luce rossa può danneggiare gli occhi.
- Non indossare accessori metallici nell'area di utilizzo per evitare il riscaldamento del metallo, che può bruciare la pelle.
- Non utilizzare il dispositivo in combinazione con unguenti, creme o altri antidolorifici topici che contengono ingredienti febbrifughi.
- Non esporre l'apparecchiatura alla luce solare e tenerla lontana da fonti di calore e acqua.
- Non utilizzare apparecchiature diverse da quelle fornite da noi. Solo per uso adulto. I bambini non devono giocare con il dispositivo senza la supervisione di un adulto.

- Si prega di seguire le raccomandazioni nel manuale dell'utente.
- Non smontare o alterare in alcun modo il dispositivo. Uno smontaggio o un rimontaggio impropri può comportare il rischio di cortocircuito, scosse elettriche o esposizione ai prodotti chimici della batteria.
- Non lasciare il dispositivo in funzione incustodito.
- Per la conservazione e il viaggio, tenere il dispositivo spento e fuori dalla portata dei bambini.

Per proteggere l'ambiente, smaltire questo prodotto correttamente in conformità con le leggi e i regolamenti locali.

Risoluzione dei problemi

Potresti riscontrare i seguenti problemi. Se il dispositivo continua a non funzionare dopo la risoluzione del problema, contattare il servizio clienti o il venditore per supporto tecnico. Si prega di non tentare di ripararlo da soli.

Issue	Possible Reason	Solution
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord with a 5V/2A adapter.
	The power cord is not plugged in tightly.	Ensure the power cord is securely attached.
Don't turn on	The battery runs out.	Please charge the device.
	The power controller is not installed properly.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Stop working during use	The battery runs out.	Please charge the device.
	The Smart timer turns off the device automatically.	Please turn it on again and adjust to the time you need.
	The power controller contact surface is loose.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Battery runs out quickly.	Insufficient battery before use.	Please charge the device.
	The device works under the highest power for a long time.	This is due to the different voltage and current outputs of the battery pack at different power levels. The device lasts for 1 hour at the highest power and up to about 2 hours at the lowest power. Please refer to the suggestions in (Photobiomodulation Guidance) and use it in a reasonable way for better performance.
Some LEDs do not work.	Turn on the ALL (660nm+850nm) modes.	The 850nm wavelengths is invisible to the naked eye in normal environments. It is only a faint red dot at most that can be seen within darker environments. It can actually provide a lot of energy, please feel free to use it.
Button does not respond.	Not pressed correctly.	Make sure to press the button firmly.
	The device crashes.	Please press and hold the lock screen button for 5s to shut down the device forcibly and turn it on again.

FCC Information

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ROJO TERAPIA DE LUZ PARA EL CUELLO

HOMBRO

MODELO: BRL-1160

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Se le recuerda amablemente verificar

con cuidado
cuando realiza un pedido con nosotros si realmente está Ahorro
Medio en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT THERAPY FOR
SHOULDER NECK

MODELO: BRL-1160



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico?
Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Terapia de luz roja para Cuello Hombro

Manual de usuario



Gracias por comprar nuestro producto,
lee el manual antes de usarlo.

INTRODUCTION

Bienvenido al mundo de la curación avanzada con nuestra Terapia de Luz Roja para Hombro y Cuello. Este dispositivo de vanguardia emplea una combinación de luz roja de 660 nm y luz infrarroja cercana de 850 nm para brindar un alivio específico para la piel, los músculos y las articulaciones.

Gracias por elegirnos. ¡ Esperamos que disfrute de su nuevo dispositivo de terapia de luz roja!

Este manual contiene la información necesaria para que se familiarice con el dispositivo y garantice un uso seguro.

Le recomendamos que lea atentamente esta información antes de utilizar el dispositivo.

Principio de funcionamiento

Los dispositivos de terapia de luz roja funcionan emitiendo luz roja con una longitud de onda de 660 nm y luz infrarroja cercana con una longitud de onda de 850 nm.

Estas luces penetran profundamente en la piel y producen numerosos beneficios para la salud.




Fig 1. Red and near-infrared spectrometer

Muchos de estos beneficios se deben al hecho de que la luz roja y del infrarrojo cercano activa varias vías metabólicas que conducen a una mayor producción de ATP (trifosfato de adenosina).

La producción de ATP mejora la señalización celular y mejora la síntesis de proteínas. Se ha demostrado que la terapia con luz roja y NIR es eficaz para una amplia gama de problemas de salud, incluidos, entre otros, los siguientes:

- Reparando la piel
- Reducir la formación de cicatrices.
- Promover la circulación sanguínea
- Impulsar la actividad celular Mejorar los resultados de fitness
- Acelerar la cicatrización de heridas
- Aliviar el dolor muscular y la fatiga.

Beneficios de la terapia de luz roja

Luz roja (660 nm) : la luz roja penetra en la piel, estimula la actividad celular y mejora la circulación sanguínea. Es conocido por promover la salud de la piel, reducir la inflamación y ayudar en la cicatrización de heridas.

PACKING LIST



Red Light Therapy for Shoulder Neck



Power controller*1



Type-C power cord*1









Storage Bag*1

SPECIFICATIONS

Size	24 * 21 inch
Power	P1=6W,P2=8W,P3=10W
Led qty	140PCS
Mode	660nm:850nm
Battery capacity	3000mAh
Timer	10/20/30min
Charging parameters	USB-C 5V2A

OPERATING INSTRUCTIONS





Instrucciones de uso

5. Cargando:

Utilice el cable tipo C incluido con un adaptador de 5 V/2 A para cargar completamente el dispositivo (la luz roja parpadea durante la carga y se vuelve azul cuando está completamente cargada).

6. Asamblea:

Conecte el controlador de energía a las cinco hebillas magnéticas de la almohadilla de terapia.

7. Activación:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el dispositivo. Se inicia en "Modo TODO", activando ambos LED de 660 nm y 850 nm durante 10 minutos.

16. Ajustar la configuración:

Nivel de potencia: use el botón de nivel para seleccionar entre P1 (6 W), P2 (8 W) y P3 (10 w). Selección de modo: cambie entre "Modo TODO" y "Modo de pulso de 10 Hz". Intensidad de vibración: ajuste de L1 a L3 o apague la vibración. Temporizador: establezca la duración de la sesión en 10, 20 o 30 minutos.

17. Cerrar:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar el dispositivo. El dispositivo se apagará automáticamente una vez que finalice el temporizador.

18. Bloquear/Desbloquear pantalla:

Utilice el botón de bloqueo de pantalla para evitar toques accidentales. Presione nuevamente para desbloquear.

Aviso :

La pantalla cambiará automáticamente al temporizador después de 5 segundos sin operación.

La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación durante 10 segundos.

El indicador de encendido permanece encendido y el dispositivo continúa funcionando.

El controlador de energía puede iluminar la pantalla presionando cualquier botón cuando la pantalla está apagada, y al presionar un botón específico se mostrará el modo actual.

El tiempo de funcionamiento promedio del dispositivo es de 1 a 2 horas, según el nivel que utilice. El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas. El indicador de alimentación se vuelve rojo cuando la energía restante es aproximadamente del 20%. Cargue el dispositivo lo antes posible. Este dispositivo no se puede utilizar durante la carga. Cargue completamente el dispositivo antes de un período prolongado de inactividad para proteger la batería.

Mantenimiento diario

El dispositivo generará mucha energía térmica durante su uso, lo que puede provocar sudoración en caso de contacto prolongado con la piel. Para facilitar la limpieza y evitar que el sudor erosione los LED y acorte su vida útil, se recomienda simplemente limpiar la superficie de los LED con una toalla seca después de su uso. (Mantenga el panel LED y el controlador de energía fuera del agua).

Precauciones

- No mire directamente a la luz roja cuando el dispositivo esté funcionando. La exposición prolongada a la luz roja puede dañar sus ojos.
- No use accesorios metálicos en el área de uso para evitar el calentamiento del metal, que puede quemar la piel.
- No utilice el dispositivo en combinación con ungüentos, cremas u otros analgésicos tópicos que contengan ingredientes febrífugos.
- No exponga el equipo a la luz solar y manténgalo alejado de fuentes de calor y agua.
- No utilice equipos distintos a los proporcionados por nosotros. Sólo para uso de adultos. Los niños no deben jugar con el dispositivo sin la supervisión de un adulto.

- Siga las recomendaciones del manual de usuario.
- No desmonte ni modifique el dispositivo de ninguna manera. Un desmontaje o montaje inadecuado puede provocar riesgo de cortocircuito, descarga eléctrica o exposición a productos químicos de la batería.
- No deje el dispositivo funcionando sin supervisión.
- Para guardarlo y viajar, mantenga el dispositivo apagado y fuera del alcance de los niños.

Para proteger el medio ambiente, deseche este producto adecuadamente de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

Solución de problemas

Puede encontrar los siguientes problemas. Si el dispositivo aún no funciona después de solucionar el problema, comuníquese con el servicio de atención al cliente o con el vendedor para obtener asistencia técnica. No intente repararlo usted mismo.

Issue	Possible Reason	Solution
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord with a 5V/2A adapter.
	The power cord is not plugged in tightly.	Ensure the power cord is securely attached.
Don't turn on	The battery runs out.	Please charge the device.
	The power controller is not installed properly.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Stop working during use	The battery runs out.	Please charge the device.
	The Smart timer turns off the device automatically.	Please turn it on again and adjust to the time you need.
	The power controller contact surface is loose.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Battery runs out quickly.	Insufficient battery before use.	Please charge the device.
	The device works under the highest power for a long time.	This is due to the different voltage and current outputs of the battery pack at different power levels. The device lasts for 1 hour at the highest power and up to about 2 hours at the lowest power. Please refer to the suggestions in (Photobiomodulation Guidance) and use it in a reasonable way for better performance.
Some LEDs do not work.	Turn on the ALL (660nm+850nm) modes.	The 850nm wavelengths is invisible to the naked eye in normal environments. It is only a faint red dot at most that can be seen within darker environments. It can actually provide a lot of energy, please feel free to use it.
Button does not respond.	Not pressed correctly.	Make sure to press the button firmly.
	The device crashes.	Please press and hold the lock screen button for 5s to shut down the device forcibly and turn it on again.

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

CZERWONY TERAPIA ŚWIATŁEM SZYI SHOUIDER

MODEL: BRL-1160

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź pół ceny”, „Zaoszczędź połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas

reprezentuje szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu z głównymi, najlepszymi markami i niekoniecznie to oznacza okładka wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Przypominamy o weryfikacji ostrożnie kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie tak jest Oszczędność

Półowa w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT THERAPY FOR
SHOULDER NECK

MODEL: BRL-1160



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Terapia światłem czerwonym dla Szyja Shouidera

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za zakup naszego produktu,
prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem.

INTRODUCTION

Witamy w świecie zaawansowanego leczenia dzięki naszej terapii światłem czerwonym na szyję. To najnowocześniejsze urządzenie wykorzystuje kombinację światła czerwonego o długości fali 660 nm i światła bliskiej podczerwieni o długości fali 850 nm, aby zapewnić ukierunkowaną ulgę skórze, mięśniom i stawom.

Dziękujemy za wybranie nas. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony ze swojego nowego urządzenia do terapii światłem czerwonym!

Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne do zapoznania się i zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia.

Radzimy dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Zasada działania

Urządzenia do terapii światłem czerwonym działają poprzez emitowanie światła czerwonego o długości fali 660 nm i światła bliskiej podczerwieni o długości fali 850 nm.

Światła te wnikają głęboko w skórę, przynosząc liczne korzyści zdrowotne.




Fig 1. Red and near-infrared spectrometer

Wiele z tych korzyści wynika z faktu, że światło czerwone i bliskiej podczerwieni aktywuje różne szlaki metaboliczne, które prowadzą do zwiększonej produkcji ATP (trifosforanu adenozyne).

Produkcja ATP wzmacnia sygnalizację komórkową i poprawia syntezę białek. Wykazano, że terapia światłem czerwonym i NIR jest skuteczna w przypadku szerokiego zakresu problemów zdrowotnych, w tym między innymi:

- Naprawa skóry
- Ograniczenie powstawania blizn
- Promowanie krążenia krwi
- Zwiększenie aktywności komórkowej Poprawa wyników fitness
- Przyspieszenie gojenia się ran
- Łagodzenie bólu i zmęczenia mięśni

Korzyści z terapii światłem czerwonym

Czerwone światło (660 nm) : Czerwone światło przenika przez skórę, stymulując aktywność komórkową i poprawiając krążenie krwi. Jest znany z promowania zdrowia skóry, zmniejszania stanów zapalnych i wspomaganie gojenia się ran.

PACKING LIST



Red Light Therapy for Shoulder Neck



Power controller*1



Type-C power cord*1









Storage Bag*1

SPECIFICATIONS

Size	24 * 21 inch
Power	P1=6W,P2=8W,P3=10W
Led qty	140PCS
Mode	660nm:850nm
Battery capacity	3000mAh
Timer	10/20/30min
Charging parameters	USB-C 5V2A

OPERATING INSTRUCTIONS





Instrukcja użycia

6. Ładowanie:

Użyj dołączonego kabla typu C z adapterem 5 V/2 A, aby w pełni naładować urządzenie (czerwone światło miga podczas ładowania i zmienia kolor na niebieski po pełnym naładowaniu).

7. Montaż:

Podłącz sterownik mocy do pięciu klamer magnetycznych na podkładce terapeutycznej.

8. Aktywacja:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Uruchamia się w trybie „ALL” , aktywując obie diody LED 660 nm i 850 nm na 10 minut.

19. Dostosuj ustawienia:

Poziom mocy: Użyj przycisku poziomego, aby wybrać pomiędzy P1(6W).P2 (8W) i P3 (10w).Wybór trybu: Przełącz pomiędzy „trybem WSZYSTKIM”

a „trybem impulsowym 10 Hz” . Intensywność wibracji: regulacja w

zakresie L1 – L3 lub wyłącz wibracje. Timer: Ustaw długość sesji na 10, 20 lub 30 minut.

20. Zamknięcie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu.

21. Zablokuj/odblokuj ekran:

Użyj przycisku blokady ekranu, aby zapobiec przypadkowym dotknięciom. Naciśnij ponownie, aby odblokować.

Ogłoszenie :

Ekran wyświetlacza automatycznie przełączy się na timer po 5 sekundach bezczynności.

Ekran wyłączy się, jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja.

Wskaźnik zasilania pozostaje zapalony, a urządzenie kontynuuje pracę. Sterownik mocy może podświetlić ekran poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku, gdy ekran jest wyłączony, a naciśnięcie określonego przycisku spowoduje wyświetlenie bieżącego trybu.

Średni czas pracy urządzenia wynosi 1-2 godziny, w zależności od używanego poziomu. Czas ładowania wynosi około 2 godzin. Wskaźnik zasilania zmienia kolor na czerwony, gdy pozostała moc wynosi około 20%. Proszę szybko naładować urządzenie. Podczas ładowania nie można używać tego urządzenia. Aby chronić baterię, należy całkowicie naładować urządzenie przed dłuższym nieużywaniem.

Codzienna konserwacja

Urządzenie podczas użytkowania będzie generować dużo energii cieplnej, co przy długotrwałym kontakcie ze skórą może powodować pocenie się. Aby ułatwić czyszczenie i zapobiec erozji diod LED przez pot i skróceniu ich żywotności, zaleca się po prostu wytrzeć powierzchnię diod LED suchym ręcznikiem. (Panel LED i kontroler zasilania należy chronić przed wodą.)

Przestrogi

- Nie patrz bezpośrednio w czerwone światło, gdy urządzenie działa. Długotrwała ekspozycja na czerwone światło może uszkodzić oczy.
- Nie nosić metalowych akcesoriów w obszarze użytkowania, aby uniknąć nagrzania metalu, co może spowodować poparzenie skóry.
- Nie należy używać urządzenia w połączeniu z maściami, kremami lub innymi miejscowymi lekami przeciwbólowymi zawierającymi składniki przeciwgorączkowe.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i trzymaj je z dala od źródeł ciepła i wody.
- Nie używaj sprzętu innego niż dostarczony przez nas. Tylko do użytku

przez osoby dorosłe. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem bez nadzoru osoby dorosłej.

- Prosimy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia w żaden sposób. Nieprawidłowy demontaż lub ponowny montaż może skutkować ryzykiem zwarcia, porażenia prądem elektrycznym lub narażenia na działanie substancji chemicznych znajdujących się w akumulatorze.
- Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.
- Podczas przechowywania i podróży należy wyłączyć zasilanie i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Aby chronić środowisko, należy utylizować ten produkt w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Rozwiązywanie problemów

Możesz napotkać następujące problemy. Jeśli po rozwiązaniu problemu urządzenie nadal nie działa, skontaktuj się z obsługą klienta lub sprzedawcą w celu uzyskania pomocy technicznej. Nie próbuj naprawiać go samodzielnie.

Issue	Possible Reason	Solution
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord with a 5V/2A adapter.
	The power cord is not plugged in tightly.	Ensure the power cord is securely attached.
Don't turn on	The battery runs out.	Please charge the device.
	The power controller is not installed properly.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Stop working during use	The battery runs out.	Please charge the device.
	The Smart timer turns off the device automatically.	Please turn it on again and adjust to the time you need.
	The power controller contact surface is loose.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Battery runs out quickly.	Insufficient battery before use.	Please charge the device.
	The device works under the highest power for a long time.	This is due to the different voltage and current outputs of the battery pack at different power levels. The device lasts for 1 hour at the highest power and up to about 2 hours at the lowest power. Please refer to the suggestions in (Photobiomodulation Guidance) and use it in a reasonable way for better performance.
Some LEDs do not work.	Turn on the ALL (660nm+850nm) modes.	The 850nm wavelengths is invisible to the naked eye in normal environments. It is only a faint red dot at most that can be seen within darker environments. It can actually provide a lot of energy, please feel free to use it.
Button does not respond.	Not pressed correctly.	Make sure to press the button firmly.
	The device crashes.	Please press and hold the lock screen button for 5s to shut down the device forcibly and turn it on again.

FCC Information

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ROOD LICHTTHERAPIE VOOR SCHOUDERHALS

MODEL: BRL-1160

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap te bieden tegen een concurrerende prijs. "Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt vertegenwoordigt een schatting van de besparingen die u zou kunnen opleveren als u bepaalde hulpmiddelen koopt bij ons vergeleken met de grote topmerken en dat hoeft niet per se zo te zijn omslag alle categorieën tools die door ons worden aangeboden. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om dit te verifiëren voorzichtig wanneer u bij ons een bestelling plaatst, als u dat daadwerkelijk doet Besparing Half in vergelijking met de belangrijkste grote merken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT THERAPY FOR
SHOULDER NECK

MODEL: BRL-1160



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



CORRECTE VERWIJDERING

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Roodlichttherapie voor Schouder nek

Handleiding



Bedankt voor de aankoop van ons product,
Lees voor gebruik de handleiding.

INTRODUCTION

Welkom in de wereld van geavanceerde genezing met onze roodlichttherapie voor schouder-hals. Dit geavanceerde apparaat maakt gebruik van een combinatie van 660 nm rood licht en 850 nm nabij-infraroodlicht om gerichte verlichting te bieden voor uw huid, spieren en gewrichten.

Bedankt dat u ons gekozen hebt. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe roodlichttherapieapparaat!

Deze handleiding bevat de informatie die u nodig heeft om vertrouwd te raken met het apparaat en een veilig gebruik ervan te garanderen. Wij adviseren u vriendelijk deze informatie zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Werkend principe

Apparaten voor roodlichttherapie werken door rood licht uit te zenden met een golflengte van 660 nm en nabij-infraroodlicht met een golflengte van 850 nm.

Deze lichten dringen diep door in de huid en bieden tal van gezondheidsvoordelen.




Fig 1. Red and near-infrared spectrometer

Veel van deze voordelen zijn te danken aan het feit dat het rode en nabij-infrarode licht verschillende metabolische routes activeert die leiden tot een verhoogde productie van ATP (adenosinetriphosfaat).

De productie van ATP verbetert de cellulaire signalering en verbetert de eiwitsynthese. Rood- en NLR-lichttherapie is effectief gebleken bij een breed scala aan gezondheidsproblemen, waaronder maar niet beperkt tot:

- Herstellende huid
- Vermindering van de vorming van littekens
- Bevordering van de bloedcirculatie
- Het stimuleren van de cellulaire activiteit. Het verbeteren van de fitnessresultaten
- Versnelde wondgenezing
- Verlicht spierpijn en vermoeidheid

Voordelen van de roodlichttherapie

Rood licht (660 nm) : Rood licht dringt door in de huid, stimuleert de cellulaire activiteit en verbetert de bloedcirculatie. Het staat bekend om het bevorderen van de gezondheid van de huid, het verminderen van ontstekingen en het helpen bij wondgenezing.

PACKING LIST



Red Light Therapy for Shoulder Neck



Power controller*1



Type-C power cord*1









Storage Bag*1

SPECIFICATIONS

Size	24 * 21 inch
Power	P1=6W,P2=8W,P3=10W
Led qty	140PCS
Mode	660nm:850nm
Battery capacity	3000mAh
Timer	10/20/30min
Charging parameters	USB-C 5V2A

OPERATING INSTRUCTIONS





Gebruiksaanwijzing

7. Opladen:

Gebruik de meegeleverde Type-C-kabel met een 5V/2A-adapter om het apparaat volledig op te laden (het rode lampje knippert tijdens het opladen en wordt blauw wanneer het volledig is opgeladen).

8. Montage:

Sluit de vermogenscontroller aan op de vijf magnetische gespen op het therapiekussen.

9. Activering:

Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het apparaat start in de "ALL-modus" en activeert zowel de 660 nm als de 850 nm LED's gedurende 10 minuten.

22. Instellingen aanpassen:

Vermogensniveau: Gebruik de niveauknop om te selecteren tussen P1(6W).P2 (8W) en P3 (10w). Modusselectie: Schakel tussen "ALL Mode" en "10HzPulse Mode". Trillingsintensiteit: Aanpassen van L1-L3 of schakel het trillen uit. Timer: Stel de sessieduur in op 10, 20 of 30 minuten.

23. Afsluiten:

Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld zodra de timer afloopt.

24. Scherm vergrendelen/ontgrendelen:

Gebruik de vergrendelschermknop om onbedoelde aanrakingen te voorkomen. Druk nogmaals om te ontgrendelen.

Kennisgeving :

Het weergavescherm schakelt automatisch over naar de timer als er 5 seconden geen bediening plaatsvindt.

Het scherm wordt uitgeschakeld als er gedurende 10 seconden geen handeling plaatsvindt.

De stroomindicator blijft branden en het apparaat blijft werken.

De vermogensregelaar kan het scherm verlichten door op een willekeurige knop te drukken wanneer het scherm is uitgeschakeld, en door op een

specifieke knop te drukken wordt de huidige modus weergegeven. De gemiddelde looptijd van het apparaat is 1-2 uur, afhankelijk van het niveau dat je gebruikt. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 2 uur. De stroomindicator wordt rood als het resterende vermogen ongeveer 20% is. Laad het apparaat zo snel mogelijk op. Dit apparaat kan tijdens het opladen niet worden gebruikt. Laad het apparaat volledig op voordat u het langdurig niet gebruikt, om de batterij te beschermen.

Dagelijks onderhoud

Het apparaat genereert tijdens gebruik veel warmte-energie, wat bij langdurig huidcontact kan leiden tot zweten. Om het schoonmaken te vergemakkelijken en te voorkomen dat zweet de LED's erodeert en hun levensduur verkort, wordt aanbevolen om het oppervlak van de LED's na gebruik eenvoudigweg af te vegen met een droge handdoek. (Houd het LED-paneel en de stroomregelaar uit het water.)

Waarschuwingen

- Kijk niet rechtstreeks in het rode licht als het apparaat in werking is. Langdurige blootstelling aan het rode licht kan schadelijk zijn voor uw ogen.
- Draag geen metalen accessoires in de gebruiksruijnte om verhitting van metaal te voorkomen, waardoor de huid kan verbranden.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met zalven, crèmes of andere plaatselijke pijnstillers die koortsverdrivende ingrediënten bevatten.
- Stel het apparaat niet bloot aan zonlicht en houd het uit de buurt van warmte- en waterbronnen.
- Gebruik geen andere apparatuur dan die door ons is geleverd. Uitsluitend voor gebruik door volwassenen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen zonder toezicht van volwassenen.
- Volg de aanbevelingen in de gebruikershandleiding.
- Demonteer of wijzig het apparaat op geen enkele manier. Als de batterij op de juiste manier wordt gedemonteerd of opnieuw in elkaar

wordt gezet, bestaat het risico op kortsluiting, elektrische schokken of blootstelling aan chemicaliën van de batterij.

- Laat het apparaat niet onbeheerd achter.
- Voor opslag en reizen dient u de stroom uit te schakelen en buiten het bereik van kinderen te houden.

Ter bescherming van het milieu dient u dit product op de juiste wijze weg te gooien in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving.

Probleemoplossen

U kunt de volgende problemen tegenkomen. Als het apparaat na het oplossen van problemen nog steeds niet werkt, neem dan contact op met de klantenservice of de verkoper voor technische ondersteuning. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.

Issue	Possible Reason	Solution
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord with a 5V/2A adapter.
	The power cord is not plugged in tightly.	Ensure the power cord is securely attached.
Don't turn on	The battery runs out.	Please charge the device.
	The power controller is not installed properly.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Stop working during use	The battery runs out.	Please charge the device.
	The Smart timer turns off the device automatically.	Please turn it on again and adjust to the time you need.
	The power controller contact surface is loose.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Battery runs out quickly.	Insufficient battery before use.	Please charge the device.
	The device works under the highest power for a long time.	This is due to the different voltage and current outputs of the battery pack at different power levels. The device lasts for 1 hour at the highest power and up to about 2 hours at the lowest power. Please refer to the suggestions in (Photobiomodulation Guidance) and use it in a reasonable way for better performance.
Some LEDs do not work.	Turn on the ALL (660nm+850nm) modes.	The 850nm wavelengths is invisible to the naked eye in normal environments. It is only a faint red dot at most that can be seen within darker environments. It can actually provide a lot of energy, please feel free to use it.
Button does not respond.	Not pressed correctly.	Make sure to press the button firmly.
	The device crashes.	Please press and hold the lock screen button for 5s to shut down the device forcibly and turn it on again.

FCC Information

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

RÖD LJUSTERAPI FÖR SKULDERHALS

MODELL: BRL-1160

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att omslag alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt

när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande
Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT THERAPY FOR
SHOULDER NECK

MODELL: BRL-1160



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Rödljusterapi för Shouider Neck

Användarmanual



Tack för att du köpte vår produkt,
läs bruksanvisningen före användning.

INTRODUCTION

Välkommen till en värld av avancerad healing med vår Rödljusterapi för axelhals. Den här banbrytande enheten använder en kombination av 660 nm rött ljus och 850 nm nära infrarött ljus för att ge riktad lättnad för din hud, muskler och leder.

Tack för att du väljer oss. Vi hoppas att du kommer att trivas med din nya rött ljusterapiapparat!

Denna handbok innehåller den information som behövs för att du ska bli bekant med och säkerställa säker användning av enheten.

Vi rekommenderar dig att läsa denna information noggrant innan du använder enheten.

Arbetsprincip

Rött ljusterapiapparater fungerar genom att avge rött ljus vid en våglängd på 660nm och nära-infrarött ljus vid en våglängd på 850nm.

Dessa ljus tränger djupt in i huden och producerar många hälsofördelar.




Fig 1. Red and near-infrared spectrometer

Många av dessa fördelar beror på det faktum att det röda och nära

infraröda ljuset aktiverar olika metaboliska vägar som leder till ökad produktion av ATP (adenosintrifosfat).

Produktionen av ATP förbättrar cellulär signalering och förbättrar proteinsyntesen. Röd- och NIR-ljusterapi har visat sig vara effektiva för ett brett spektrum av hälsoproblem, inklusive men inte begränsat till följande:

- Reparerande hud
- Minska bildandet av ärr
- Främjar blodcirkulationen
- Öka cellulär aktivitet Förbättra konditionsresultat
- Accelererar sårhäkning
- Lindrar muskelsmärta och trötthet

Fördelarna med Red Light Therapy

Rött ljus (660nm) : Rött ljus penetrerar huden, stimulerar cellulär aktivitet och förbättrar blodcirkulationen. Lt är känt för att främja hudhälsa, minska inflammation och hjälpa till med sårhäkning.



Red Light Therapy for Shoulder Neck



Power controller*1



Type-C power cord*1









Storage Bag*1

SPECIFICATIONS

Size	24 * 21 inch
Power	P1=6W,P2=8W,P3=10W
Led qty	140PCS
Mode	660nm:850nm
Battery capacity	3000mAh
Timer	10/20/30min
Charging parameters	USB-C 5V2A

OPERATING INSTRUCTIONS





Användningsinstruktioner

8. Laddning:

Använd den medföljande Type-C-kabeln med en 5V/2A-adapter för att ladda enheten helt (den röda lampan blinkar under laddning och blir blå när den är fulladdad).

9. Hopsättning:

Anslut strömkontrollen till de fem magnetiska spännena på terapidynan.

10. Aktivering:

Tryck och håll in strömbrytaren i 2 sekunder för att slå på enheten. Den startar i "ALL-läge" och aktiverar båda 660nm and 850nm lysdioderna i 10 minuter.

25. Justera inställningar:

Effektnivå: Använd nivåknappen för att välja mellan P1(6W).P2 (8W) och P3 (10w).Lägeval: Växla mellan "ALL-läge" och "10HzPulse Mode."

Vibrationsintensitet: Justera från L1-L3 eller stäng av vibration. Timer: Ställ in sessionslängden på 10, 20 eller 30 minuter.

26. Stänga av:

Tryck och håll ned strömbrytaren i 2 sekunder för att stänga av enheten. Enheten stängs av automatiskt när timern tar slut.

27. Lås/lås upp skärm:

Använd låsskärmknappen för att förhindra oavsiktliga beröringar, tryck igen för att låsa upp.

Lägga märke till :

Skärmen växlar automatiskt till timern efter 5 sekunder utan användning.

Skärmen stängs av om ingen åtgärd görs på 10 sekunder.

Strömindikatorn förblir tänd och enheten fortsätter att fungera.

Strömkontrollen kan lysa upp skärmen genom att trycka på valfri knapp när skärmen är avstängd, och om du trycker på en specifik knapp visas det aktuella läget.

Den genomsnittliga drifttiden för enheten är 1-2 timmar, beroende på vilken nivå du använder. Laddningstiden är cirka 2 timmar. Strömindikatorn blir röd när den återstående effekten är cirka 20 %. Ladda enheten omgående. Den här enheten kan inte användas under laddning. Ladda enheten helt innan den inte används under lång tid för att skydda batteriet.

Dagligt underhåll

Enheten kommer att generera mycket värmeenergi under användning, vilket kan orsaka svettningar vid långvarig hudkontakt. För att underlätta rengöringen och förhindra att svett eroderar lysdioderna och förkortar deras livslängd, rekommenderas det att helt enkelt torka av lysdiodernas yta med en torr handduk efter användning. (Vänligen håll LED-panelen och strömkontrollen borta från vatten.)

Varningar

- Titta inte direkt in i det röda ljuset när enheten fungerar. Långvarig exponering för det röda ljuset kan skada dina ögon.
- Bär inte metalltillbehör i användningsområdet för att undvika metalluppvärmning, vilket kan bränna huden.

- Använd inte enheten i kombination med salvor, krämer eller andra utvärtes smärtstillande medel som innehåller febriga ingredienser.
- Utsätt inte utrustningen för solljus och håll den borta från värme- och vattenkällor.
- Använd inte annan utrustning än den som tillhandahålls av oss. Endast för vuxna. Barn bör inte leka med enheten utan uppsikt av vuxen.
- Följ rekommendationerna i bruksanvisningen.
- Ta inte isär eller ändra enheten på något sätt. Felaktig demontering eller återmontering kan leda till risk för kortslutning, elektrisk stöt eller exponering för batterikemikalier.
- Lämna inte enheten i drift utan uppsikt.
- För förvaring och resor, håll strömmen avstängd och förvara utom räckhåll för barn.

För att skydda miljön, kassera denna produkt på rätt sätt i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Felsökning

Du kan stöta på följande problem. Om enheten fortfarande inte fungerar efter felsökning, kontakta kundtjänst eller säljaren för teknisk support. Försök inte reparera den själv.

Issue	Possible Reason	Solution
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord with a 5V/2A adapter.
	The power cord is not plugged in tightly.	Ensure the power cord is securely attached.
Don't turn on	The battery runs out.	Please charge the device.
	The power controller is not installed properly.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Stop working during use	The battery runs out.	Please charge the device.
	The Smart timer turns off the device automatically.	Please turn it on again and adjust to the time you need.
	The power controller contact surface is loose.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Battery runs out quickly.	Insufficient battery before use.	Please charge the device.
	The device works under the highest power for a long time.	This is due to the different voltage and current outputs of the battery pack at different power levels. The device lasts for 1 hour at the highest power and up to about 2 hours at the lowest power. Please refer to the suggestions in (Photobiomodulation Guidance) and use it in a reasonable way for better performance.
Some LEDs do not work.	Turn on the ALL (660nm+850nm) modes.	The 850nm wavelengths is invisible to the naked eye in normal environments. It is only a faint red dot at most that can be seen within darker environments. It can actually provide a lot of energy, please feel free to use it.
Button does not respond.	Not pressed correctly.	Make sure to press the button firmly.
	The device crashes.	Please press and hold the lock screen button for 5s to shut down the device forcibly and turn it on again.

FCC Information

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

