

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TOILET SAFETY RAILS

MODEL: FLB760599

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOILET SAFETY RAILS

MODEL: FBL760599



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, users must read the instructions manual carefully.

WARNING:

Read the manual completely to avoid harm, product damage, or warranty avoidance. Seek professional help if you encounter discomfort, pain or worsening symptoms. If necessary, use supervision in order to assemble and use this product correctly and safely. Do not exceed the 300 lbs weight limit.

Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. The product is to be used on flat, stable surfaces. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual. Use only parts approved by VEVOR for this specific product. Confirm the compatibility of the toilet rail with your toilet before first use. The product isn't built to withstand pressure or impact, and isn't to be used as a ladder or loaded with heavy objects.

Keep away from children and pets. Contains potentially hazardous small parts - choking hazard. Exercise caution during operation and assembly. Avoid extreme temperatures or open flames. If an allergic reaction occurs, cease use immediately and consult a healthcare professional.

Warranty Policy

We warrant your new VEVOR product to be free from defects in materials and workmanship 3 years of the original purchase. However, please keep in mind that our guarantee policy does not cover counterfeit or replica items, nor does it extend to products purchased from unauthorized resellers or in used condition.

Please note that each purchase is eligible for only one guarantee redemption, and we cannot repeatedly refund, replace, or exchange your product. We also kindly ask that you handle the product with care and use it according to the instructions provided. Unfortunately, we cannot cover damage resulting from misuse or abuse of the product. This warranty is not transferable and applies only to the original purchaser.

IMPORTANT

1. Don't exceed the weight capacity - 300 lbs max.
2. Use on stable surfaces only.
3. Regularly inspect for signs of wear, damage, or loose parts.
4. Clean regularly using a mild detergent and warm water, rinse off any soap residue. After cleaning, dry thoroughly.
5. Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.

SAVE THESE INSTRUCTION

PARAMETER LIST

Model	FBL760599
Rated load (lbs)	300
Elevated height (in)	3.5
Net weight(kg)	2.01
Product size(mm)	440*610*275

PART LIST

When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.


NO	PICTURE	PART NUMBER	QTY	NO	PICTURE	PART NUMBER	QTY
1		Seat	1	6		Bolt	2
2		Handrail	2	7		Butterfly nut	2

3		Long L-shaped tube	2	8		Iron washer	2
4		Short L-shaped tube	2	9		Plastic washer	2
5		C-clip	4				

OPERATION


1. Installation Procedures

1.As shown in the figure, assemble the right handrail② by inserting the long ③and short L-shaped tubes ④into the handrail tubes in order of their perforated ends, and then inserting the two C-clips into the aligned holes from the opposite sides of the two L-shaped tubes in order of their perforated ends. (Note: the long L-tube is on the lower side of the right diagram)




Insert the C-clip
as shown in the
right figure.

2. Follow the previous steps to install the left handrail.



Insert the C-clip
as shown in the
right figure.

3. As shown in the figure, insert the assembled left/right handrail into the tube opening of the seat cushion ① in the direction of the figure below until the marbles of the long L-shaped tube ③ and the short L-shaped tube ④ are smoothly ejected from the holes of the short tube at the bottom of the seat. (Note: The long L-shaped tube is at the front of the seat cushion)



Pictures of the
completed
assembly

4. As shown in the figure, cover the toilet's original seat plate and seat cover, locate the nut that secures the seat plate and seat cover, and remove the toilet's original seat plate and seat cover by turning the butterfly nut counterclockwise.



5. As shown in the figure, place the assembled seat on the toilet, then place the toilet's original seat plate and seat plate cover so that the fixing holes for the toilet, seat, seat plate and seat plate cover are aligned.



6. As shown in the figure, insert the bolt ⑥ into the fixing holes aligned with the toilet, seat, seat plate and seat plate cover, and then put the plastic washer, iron washer and butterfly nut on the other end of the bolt in turn and turn the butterfly nut clockwise to lock it.



Manufacturer: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Address: 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

RAILS DE SÉCURITÉ POUR TOILETTES

MODÈLE : FLB760599

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et les doses ne signifient pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SÉCURITÉ DES TOILETTES
DES RAILS

MODÈLE : FBL760599



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Avertissement-Pour réduire le risque de blessure, les utilisateurs doivent lire le attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:

Lisez entièrement le manuel pour éviter tout dommage, dommage au produit ou garantie.

nullité. Demandez l'aide d'un professionnel si vous ressentez un inconfort, une douleur ou une aggravation symptômes. Si nécessaire, faites appel à la supervision pour assembler et

utilisez ce produit correctement et en toute sécurité. Ne dépassez pas la limite de poids de 300 lb.

Vérifiez régulièrement la sécurité de l'assemblage et contactez l'assistance en cas de doute. Assurer le les pieds du produit sont uniformes et verrouillés avant utilisation, et cessez de l'utiliser s'il y a signes d'usure, de dommages ou de pièces manquantes. Le produit doit être utilisé sur un support plat et stable surfaces. Ne démontez pas si cela n'est pas nécessaire, car cela pourrait compromettre le longévité du produit. Ne modifiez pas le produit sauf indication contraire dans

Le manuel. Utilisez uniquement des pièces approuvées par VEVOR pour ce produit spécifique. Confirmer la compatibilité de la barre de toilette avec vos toilettes avant la première utilisation. Le produit n'est pas construit pour résister à la pression ou aux chocs et ne doit pas être utilisé comme échelle ou chargé d'objets lourds.

Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques. Contient de petites pièces potentiellement dangereuses - risque d'étouffement. Faites preuve de prudence lors du fonctionnement et du montage.

Évitez les températures extrêmes ou les flammes nues. En cas de réaction allergique, arrêtez utiliser immédiatement et consulter un professionnel de la santé.

Politique de garantie

Nous garantissons que votre nouveau produit VEVOR est exempt de défauts de matériaux et fabrication 3 ans à compter de l'achat initial. Cependant, gardez à l'esprit que notre politique de garantie ne couvre pas les articles contrefaits ou répliques, ni s'étendre aux produits achetés auprès de revendeurs non autorisés ou en état d'usage.

Veuillez noter que chaque achat n'est éligible qu'à un seul rachat de garantie, et nous ne pouvons pas rembourser, remplacer ou échanger votre produit à plusieurs reprises. Nous avons également la gentillesse vous demander de manipuler le produit avec soin et de l'utiliser conformément aux instructions fourni. Malheureusement, nous ne pouvons pas couvrir les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un abus du produit. Cette garantie n'est pas transférable et s'applique uniquement à l'original acheteur.

IMPORTANT

1. Ne dépassez pas la capacité de poids – 300 lb maximum.
2. Utiliser uniquement sur des surfaces stables.
3. Inspectez régulièrement les signes d'usure, de dommages ou de pièces desserrées.
4. Nettoyez régulièrement avec un détergent doux et de l'eau tiède, rincez éliminer tout résidu de savon. Après le nettoyage, séchez soigneusement.
5. Avant utilisation, confirmez auprès de votre professionnel de la santé que le produit répond à vos besoins spécifiques. Les directives suivantes ne remplacent pas un avis médical.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	FBL760599
Charge nominale (lbs)	300
Hauteur élevée (po)	3.5
Poids net / kg)	2.01
Taille du produit (mm)	440*610*275

LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de ce produit, vérifiez que les pièces répertoriées ci-dessous sont inclus et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transit. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas de assembler ou utiliser le produit.

PAS D'IMAGE		PARTIE NOMBRE	QTÉ	PAS DE PHOTO		PARTIE NOMBRE	QTÉ
1		Siège	1	6		Boulon	2
2		Balustrade	2	7		Papillon noix	2


3		Long Tube en forme de L	2	8		Fer machine à laver	2
4		Court Tube en forme de L	2	9		Plastique machine à laver	2
5		Clip en C	4				

OPÉRATION

1. Procédures d'installation


1. Comme indiqué sur la figure, assemblez la main courante droite en insérant les tubes longs et courts en forme de L dans les tubes de la main courante dans l'ordre de leurs extrémités perforées, puis en insérant les deux clips en C dans les trous alignés depuis les côtés opposés de les deux tubes en forme de L dans l'ordre de leurs extrémités perforées. (Remarque : le long tube en L se trouve en bas du diagramme de droite)

side of the right diagram)




Insérez le clip en C
comme le montre le
bon chiffre.

2. Suivez les étapes précédentes pour installer la main courante gauche.



Insérez le clip en C
comme le montre le
bon chiffre.

3. Comme indiqué sur la figure, insérez la main courante gauche/droite assemblée dans l'ouverture du tube du coussin de siège dans le sens de la figure ci-dessous jusqu'à ce que les billes du tube long en forme de L et du tube court en forme de L sont éjectés en douceur des trous du tube court au bas du siège.
(Remarque : le long tube en forme de L se trouve à l'avant du coussin de siège)



Des photos du
complété
assemblée

4. Comme indiqué sur la figure, recouvrez la plaque du siège et le couvercle du siège d'origine des toilettes, localisez l'écrou qui fixe la plaque du siège et le couvercle du siège, et retirez la plaque du siège et le couvercle du siège d'origine des toilettes en tournant l'écrou papillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



5. Comme indiqué sur la figure, placez le siège assemblé sur les toilettes, puis placez la plaque de siège et le couvercle de la plaque de siège d'origine des toilettes de manière à ce que les trous de fixation des toilettes, du siège, de la plaque de siège et du couvercle de la plaque de siège soient alignés.



6. Comme indiqué sur la figure, insérez le boulon dans les trous de fixation alignés avec les toilettes, le siège, la plaque du siège et le couvercle de la plaque du siège, puis insérez la rondelle en plastique, la rondelle en fer et l'écrou papillon à l'autre extrémité du boulon.

tourne et tourne le papillon

l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.




Fabricant : Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd Adresse : 3-6F &
7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414,
CHINE Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1
ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezeugertifikat www.vevor.com/support

WC-SICHERHEITSGELÄNDER

MODELL: FLB760599

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen nur eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und Dosierungen bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle Kategorien der angebotenen Werkzeuge abdecken von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SICHERHEIT AUF DER TOILETTE

SCHIENEN

MODELL: FBL760599



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Benutzer die lesen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

WARNUNG:

Lesen Sie das Handbuch vollständig durch, um Schäden, Produktschäden oder Garantieansprüche zu vermeiden Nichtigkeit. Suchen Sie professionelle Hilfe auf, wenn Sie Unwohlsein, Schmerzen oder eine Verschlechterung verspüren Symptome. Nutzen Sie ggf. Aufsicht, um den Aufbau und die Montage durchzuführen

Verwenden Sie dieses Produkt korrekt und sicher. Überschreiten Sie nicht die Gewichtsgrenze von 300 Pfund.

Überprüfen Sie regelmäßig die sichere Montage und wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Support. Sicherstellen, dass die Stellen Sie sicher, dass die Füße des Produkts vor der Verwendung gerade und verriegelt sind. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn dies der Fall ist

Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder fehlenden Teilen. Das Produkt ist auf ebenem, stabilem Untergrund zu verwenden Oberflächen. Zerlegen Sie es nicht, wenn es nicht notwendig ist, da dies die Funktion beeinträchtigen könnte

Langlebigkeit des Produkts. Ändern Sie das Produkt nicht, es sei denn, dies ist in angegeben

das Handbuch. Verwenden Sie nur von VEVOR für dieses spezifische Produkt zugelassene Teile. Bestätigen

Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch die Kompatibilität der Toilettenstange mit Ihrer Toilette. Das Produkt ist es nicht

Es ist so konstruiert, dass es Druck oder Stößen standhält, und darf nicht als solches verwendet werden

Leiter oder mit schweren Gegenständen beladen.

Von Kindern und Haustieren fernhalten. Enthält potenziell gefährliche Kleinteile – Erstickungsgefahr. Seien Sie beim Betrieb und bei der Montage vorsichtig.

Vermeiden Sie extreme Temperaturen oder offene Flammen. Wenn eine allergische Reaktion auftritt, hören Sie auf

Sofort verwenden und einen Arzt konsultieren.

Garantiebestimmungen

Wir garantieren, dass Ihr neues VEVOR-Produkt frei von Material- und Mängeln ist

Verarbeitung 3 Jahre nach dem ursprünglichen Kauf. Bitte bedenken Sie dies jedoch

Unsere Garantiebestimmungen decken keine gefälschten oder nachgeahmten Artikel ab und tun dies auch nicht

gelten auch für Produkte, die bei nicht autorisierten Wiederverkäufern gekauft wurden oder sich in gebrauchtem Zustand befinden.

Bitte beachten Sie, dass bei jedem Kauf nur eine Garantiefreigabe möglich ist

Wir können Ihr Produkt nicht wiederholt erstatten, ersetzen oder umtauschen. Wir freuen uns auch

Bitten Sie darum, mit dem Produkt vorsichtig umzugehen und es gemäß den Anweisungen zu verwenden

bereitgestellt. Schäden, die durch Missbrauch oder Missbrauch entstehen, können wir leider nicht decken

des Produkts. Diese Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für das Original

Käufer.

WICHTIG

1. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität – maximal 300 Pfund.
2. Nur auf stabilen Oberflächen verwenden.
3. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder lockeren Teilen.
4. Regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser reinigen und abspülen
Seifenreste entfernen. Nach der Reinigung gründlich trocknen.
5. Bestätigen Sie vor der Verwendung mit Ihrem Arzt, dass das Produkt Ihren Anforderungen entspricht
spezielle Bedürfnisse. Die folgenden Richtlinien ersetzen keinen ärztlichen Rat.

Bewahren Sie diese Anleitung auf

PARAMETERLISTE

Modell	FBL760599
Nennlast (lbs)	300
Erhöhte Höhe (in)	3.5
Nettogewicht / kg)	2.01
Produktgröße (mm)	440*610*275

STÜCKLISTE

Überprüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile vorhanden sind
enthalten sind und überprüfen Sie sorgfältig, ob eventuelle Schäden entstanden sind
während des Transports. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie es nicht
das Produkt nicht zusammenbauen oder verwenden.


KEIN	BILD	TEIL NUMMER	MENGE	KEIN	BILD	TEIL NUMMER	MENGE
1		Sitz	1	6		Bolzen	2
2		Geländer	2	7		Schmetterling Nuss	2

3		Lang L-förmiges Rohr	2	8		Eisen Waschmaschine	2
4		Kurz L-förmiges Rohr	2	9		Plastik Waschmaschine	2
5		C-Clip	4				

BETRIEB


1. Installationsverfahren _

1. Wie in der Abbildung gezeigt, bauen Sie den rechten Handlauf y zusammen, indem Sie die langen y und kurzen L-förmigen Rohre y in der Reihenfolge ihrer perforierten Enden in die Handlaufrohre einführen und dann die beiden C-Clips von den gegenüberliegenden Seiten in die ausgerichteten Löcher einsetzen Die beiden L-förmigen Rohre in der Reihenfolge ihrer perforierten Enden. (Hinweis: Das lange L-Rohr befindet sich auf der ~~linken Seite des rechten Diagramms~~ **side of the right diagram**)




Setzen Sie den C-Clip ein wie in der gezeigt richtige Figur.

2. Befolgen Sie die vorherigen Schritte, um den linken Handlauf zu installieren.



Setzen Sie den C-Clip ein
wie in der gezeigt
richtige Figur.

3. Führen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, den zusammengebauten linken/rechten Handlauf in die Rohröffnung des Sitzkissens y in Richtung der Abbildung unten ein, bis die Murrn des langen L-förmigen Rohrs y und des kurzen L-förmigen Rohrs y sichtbar sind werden sanft aus den Löchern des kurzen Rohrs an der Unterseite des Sitzes ausgeworfen. (Hinweis: Das lange L-förmige Rohr befindet sich vorne am Sitzkissen)



Bilder von der
vollendet
Montage

4. Decken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Original-Sitzplatte und den Sitzbezug der Toilette ab, suchen Sie die Mutter, mit der die Sitzplatte und der Sitzbezug befestigt sind, und entfernen Sie die Original-Sitzplatte und den Sitzbezug der Toilette, indem Sie die Flügelmutter gegen den Uhrzeigersinn drehen.



5. Platzieren Sie den zusammengebauten Sitz wie in der Abbildung gezeigt auf der Toilette und platzieren Sie dann die Original-Sitzplatte und die Sitzplattenabdeckung der Toilette so, dass die Befestigungslöcher für Toilette, Sitz, Sitzplatte und Sitzplattenabdeckung ausgerichtet sind.



6. Führen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Schraube in die Befestigungslöcher ein, die mit der Toilette, dem Sitz, der Sitzplatte und der Sitzplattenabdeckung ausgerichtet sind, und setzen Sie dann die Kunststoffscheibe, die Eisenscheibe und die Flügelmutter am anderen Ende der Schraube ein. Drehe und drehe den

Schmetterling

Mutter im Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln.



Hersteller: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd **Adresse:** 3-6F &

7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd

Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons

Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

GUIDE DI SICUREZZA PER WC

MODELLO: FLB760599

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto alle principali marche e le dosi non significano necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**SICUREZZA DEI WC
ROTAIE**

MODELLO: FBL760599



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, gli utenti devono leggere il attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO:

Leggere completamente il manuale per evitare danni, danni al prodotto o garanzia nullità. Cerca un aiuto professionale se riscontri disagio, dolore o peggioramento sintomi. Se necessario, avvalersi della supervisione per il montaggio e utilizzare questo prodotto in modo corretto e sicuro. Non superare il limite di peso di 300 libbre. Controllare regolarmente che l'assemblaggio sia sicuro e contattare l'assistenza in caso di dubbi. Garantire il i piedini del prodotto siano livellati e bloccati prima dell'uso e, se presenti, interrompere l'uso segni di usura, danni o parti mancanti. Il prodotto è da utilizzare su superfici piane e stabili superfici. Non smontare se non necessario, poiché potrebbe compromettere il longevità del prodotto. Non modificare il prodotto se non diversamente specificato il manuale. Utilizzare solo parti approvate da VEVOR per questo prodotto specifico. Confermare la compatibilità della barra WC con la vostra toilette prima del primo utilizzo. Il prodotto no costruito per resistere alla pressione o all'impatto e non deve essere utilizzato come a scala o carico di oggetti pesanti. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Contiene piccole parti potenzialmente pericolose: pericolo di soffocamento. Prestare attenzione durante il funzionamento e il montaggio. Evitare temperature estreme o fiamme libere. Se si verifica una reazione allergica, interrompere utilizzare immediatamente e consultare un operatore sanitario.

Politica di garanzia

Garantiamo che il vostro nuovo prodotto VEVOR è esente da difetti nei materiali e lavorazione 3 anni dall'acquisto originale. Tuttavia, tienilo presente la nostra politica di garanzia non copre gli articoli contraffatti o replicati, né lo fa estendersi ai prodotti acquistati da rivenditori non autorizzati o in condizioni usate. Tieni presente che ogni acquisto dà diritto a un solo riscatto della garanzia e non possiamo rimborsare, sostituire o scambiare ripetutamente il tuo prodotto. Anche noi gentilmente chiedere di maneggiare il prodotto con cura e di utilizzarlo secondo le istruzioni fornito. Sfortunatamente, non possiamo coprire i danni derivanti da uso improprio o abuso del prodotto. Questa garanzia non è trasferibile e si applica solo all'originale acquirente.

IMPORTANTE

1. Non superare la capacità di peso: massimo 300 libbre.
2. Utilizzare solo su superfici stabili.
3. Ispezionare regolarmente eventuali segni di usura, danni o parti allentate.
4. Pulire regolarmente utilizzando un detergente delicato e acqua tiepida, quindi risciacquare eliminare eventuali residui di sapone. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente.
5. Prima dell'uso, conferma con il tuo medico che il prodotto soddisfa le tue esigenze esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sostituiscono il parere medico.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO PARAMETRI

Modello	FBL760599
Carico nominale (libbre)	300
Altezza elevata (pollici)	3.5
Peso netto (chilogrammo)	2.01
Dimensioni del prodotto (mm)	440*610*275

ELENCO PARTI

Quando si disimballa il prodotto, verificare che le parti elencate di seguito siano presenti sono inclusi e ispezionare attentamente eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il transito. Se qualche parte manca o è danneggiata, non tentare di farlo assemblare o utilizzare il prodotto.

NESSUNA IMMAGINE		PARTE NUMERO	QUANTITÀ	NESSUNA IMMAGINE	PARTE NUMERO	QUANTITÀ
1		Posto a sedere	1	6		Bullone 2
2		Corrimano	2	7		Farfalla noce 2


3		Lungo Tubo a forma di L	2	8		Ferro rondella	2
4		Corto Tubo a forma di L	2	9		Plastica rondella	2
5		Clip a C	4				

OPERAZIONE

1. Procedure di installazione


1. Come mostrato nella figura, assemblare il corrimano destroy inserendo i tubi a L lunghi e corti nei tubi del corrimano in ordine di estremità perforate, quindi inserendo le due clip a C nei fori allineati dai lati opposti dei due tubi a L in ordine di estremità forate. (Nota: il lungo tubo a L si trova sul lato inferiore del diagramma a destra)

side of the right diagram)




Inserire la clip a C
come mostrato nel
figura giusta.

2. Seguire i passaggi precedenti per installare il corrimano sinistro.



Inserire la clip a C
come mostrato nel
figura giusta.

3. Come mostrato nella figura, inserire il corrimano sinistro/destro assemblato nell'apertura del tubo del cuscino del sedile ÿ nella direzione della figura sottostante fino a quando le biglie del tubo lungo a L ÿ e del tubo corto a L ÿ vengono espulsi senza problemi dai fori del tubo corto nella parte inferiore del sedile. (Nota: il lungo tubo a forma di L si trova nella parte anteriore del cuscino del sedile)



Immagini del
completato
assemblaggio

4. Come mostrato nella figura, coprire la piastra del sedile e il coperchio del sedile originali della toilette, individuare il dado che fissa la piastra del sedile e il coperchio del sedile e rimuovere la piastra del sedile e il coperchio del sedile originali della toilette ruotando il dado a farfalla in senso antiorario.



5. Come mostrato nella figura, posizionare il sedile assemblato sulla toilette, quindi posizionare la piastra del sedile originale della toilette e il coperchio della piastra del sedile in modo che i fori di fissaggio per la toilette, il sedile, la piastra del sedile e il coperchio della piastra del sedile siano allineati.



6. Come mostrato nella figura, inserire il bullone y nei fori di fissaggio allineati con la toilette, il sedile, la piastra del sedile e il coperchio della piastra del sedile, quindi inserire la rondella di plastica, la rondella di ferro e il dado a farfalla sull'altra estremità del bullone. gira e gira la farfalla
dado in senso orario per bloccarlo.



Produttore: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd **Indirizzo:** 3-6F &


7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Gruppo Pooledas Ltd

Unità 5 Casa Albert Edward, I Padiglioni

Preston, Regno Unito



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BARANDILLAS DE SEGURIDAD PARA INODOROS

MODELO: FLB760599

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y las dosis no necesariamente cubren todas las categorías de herramientas ofrecidas, por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SEGURIDAD DEL BAÑO
RIELES

MODELO: FBL760599



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, los usuarios deben leer el manual de instrucciones con atención.

ADVERTENCIA:

Lea el manual por completo para evitar daños, daños al producto o garantía.

anulación. Busque ayuda profesional si siente molestias, dolor o empeoramiento.

síntomas. Si es necesario, utilice supervisión para ensamblar y

Utilice este producto de forma correcta y segura. No exceda el límite de peso de 300 libras.

Verifique periódicamente que el ensamblaje sea seguro y comuníquese con el soporte técnico en caso de duda. Asegurar la

Las patas del producto están niveladas y bloqueadas antes de su uso, y suspenda su uso si hay

signos de desgaste, daños o piezas faltantes. El producto debe utilizarse en superficies planas y estables.

superficies. No desmontar si no es necesario, ya que podría comprometer la

longevidad del producto. No modifique el producto a menos que se especifique en

el manual. Utilice únicamente piezas aprobadas por VEVOR para este producto específico. Confirmar

Compruebe la compatibilidad de la barra del inodoro con su inodoro antes del primer uso. El producto no es

construido para soportar presión o impacto y no debe usarse como

escalera o cargado con objetos pesados.

Mantener alejado de los niños y las mascotas. Contiene piezas pequeñas potencialmente peligrosas: peligro de asfixia. Tenga cuidado durante la operación y el montaje.

Evite temperaturas extremas o llamas abiertas. Si se produce una reacción alérgica, suspenda

Úselo inmediatamente y consulte a un profesional de la salud.

Póliza de garantía

Garantizamos que su nuevo producto VEVOR estará libre de defectos en materiales y

mano de obra 3 años desde la compra original. Sin embargo, tenga en cuenta que

nuestra política de garantía no cubre artículos falsificados o réplicas, ni tampoco

se extienden a productos comprados a revendedores no autorizados o en condiciones usadas.

Tenga en cuenta que cada compra es elegible para un solo canje de garantía, y

No podemos reembolsar, reemplazar o cambiar su producto repetidamente. Nosotros también amablemente

Solicite manipular el producto con cuidado y utilizarlo según las instrucciones.

proporcionó. Lamentablemente, no podemos cubrir los daños resultantes del mal uso o abuso.

del producto. Esta garantía no es transferible y se aplica únicamente al original.

comprador.

IMPORTANTE

- 1. No exceda la capacidad de peso: 300 libras como máximo.
- 2. Úselo únicamente en superficies estables.
- 3. Inspeccione periódicamente para detectar signos de desgaste, daños o piezas sueltas.
- 4. Limpiar regularmente con un detergente suave y agua tibia, enjuagar cualquier residuo de jabón. Después de la limpieza, seque bien.
- 5. Antes de usar, confirme con su proveedor de atención médica que el producto cumple con sus necesidades específicas. Las siguientes pautas no sustituyen el consejo médico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	FBL760599
Carga nominal (libras)	300
Altura elevada (pulg.)	3.5
Peso neto / kg)	2.01
Tamaño del producto (mm)	440*610*275

LISTA DE

Al desembalar este producto, verifique que las piezas enumeradas a continuación están incluidos e inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el tránsito. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente montar o utilizar el producto.

SIN IMAGEN		PARTE NÚMERO	CANT.	SIN IMAGEN		PARTE NÚMERO	CANTIDAD
1		Asiento	1	6		Tornillo	2
2		Pretil	2	7		Mariposa tuerca	2


3		Largo tubo en forma de L	2	8		Hierro lavadora	2
4		Corto tubo en forma de L	2	9		El plastico lavadora	2
5		clip en C	4				

OPERACIÓN

1. Procedimientos de instalación


1. Como se muestra en la figura, ensamble el pasamanos derecho insertando los tubos largos y cortos en forma de L en los tubos del pasamanos en el orden de sus extremos perforados, y luego insertando los dos clips en C en los orificios alineados desde los lados opuestos de los dos tubos en forma de L en orden de sus extremos perforados. (Nota: el tubo en L largo se encuentra en la parte inferior del diagrama derecho)

side of the right diagram)




Inserte el clip en C como se muestra en el figura derecha.

2. Siga los pasos anteriores para instalar la barandilla izquierda.



Inserte el clip en C
como se muestra en el
figura derecha.

3. Como se muestra en la figura, inserte el pasamanos izquierdo/derecho ensamblado en la abertura del tubo del cojín del asiento en la dirección de la figura siguiente hasta que las canicas del tubo largo en forma de L y el tubo corto en forma de L se expulsan suavemente de los orificios del tubo corto en la parte inferior del asiento. (Nota: el tubo largo en forma de L está en la parte delantera del cojín del asiento)



Fotos de la
terminado
asamblea

4. Como se muestra en la figura, cubra la placa del asiento y la cubierta del asiento originales del inodoro, ubique la tuerca que fija la placa del asiento y la cubierta del asiento y retire la placa del asiento y la cubierta del asiento originales del inodoro girando la tuerca de mariposa en el sentido contrario a las agujas del reloj.



5. Como se muestra en la figura, coloque el asiento ensamblado en el inodoro, luego coloque la placa del asiento y la cubierta de la placa del asiento originales del inodoro de modo que los orificios de fijación del inodoro, el asiento, la placa del asiento y la cubierta de la placa del asiento queden alineados.



6. Como se muestra en la figura, inserte el perno en los orificios de fijación alineados con el inodoro, el asiento, la placa del asiento y la cubierta de la placa del asiento, y luego coloque la arandela de plástico, la arandela de hierro y la tuerca de mariposa en el otro extremo del perno. gire y gire la mariposa

tuerca en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.



Fabricante: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd Dirección: 3-6F y
7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414,
CHINA Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1
ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

BARIERY BEZPIECZEŃSTWA DO TOALET

MODEL: FLB760599

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami, a dawki niekoniecznie obejmują wszystkie kategorie oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BEZPIECZEŃSTWO TOALETY
SZYNY

MODEL: FBL760599



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownicy muszą przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj całą instrukcję, aby uniknąć szkód, uszkodzenia produktu lub gwarancji pustka. Jeśli odczuwasz dyskomfort, ból lub pogorszenie, zasięgnij profesjonalnej pomocy objawy. W razie potrzeby należy skorzystać z nadzoru przy montażu i używać tego produktu prawidłowo i bezpiecznie. Nie przekraczaj limitu wagi 300 funtów. Regularnie sprawdzaj, czy montaż jest bezpieczny, a w razie wątpliwości skontaktuj się z pomocą techniczną. Zapewnić Nóżki produktu są równe i zablokowane przed użyciem. Jeśli tak się stanie, zaprzestań użytkowania oznak zużycia, uszkodzeń lub brakujących części. Produkt przeznaczony do stosowania na płaskim, stabilnym podłożu powierzchni. Nie demontuj, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ może to spowodować uszkodzenie trwałość produktu. Nie modyfikuj produktu, chyba że określono to w instrukcja. Należy używać wyłącznie części zatwierdzonych przez firmę VEVOR dla tego konkretnego produktu. Potwierdzać kompatybilność drążka toaletowego z toaletą przed pierwszym użyciem. Produkt nie zbudowany tak, aby wytrzymać ciśnienie lub uderzenia i nie może być używany jako drabinę lub obciążony ciężkimi przedmiotami. Trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych. Zawiera potencjalnie niebezpieczne małe części – ryzyko zadławienia. Zachowaj ostrożność podczas obsługi i montażu. Unikaj ekstremalnych temperatur i otwartego ognia. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, zaprzestań natychmiast zużyć i zasięgnąć porady lekarza.

Polityka gwarancyjna

Gwarantujemy, że Twój nowy produkt VEVOR będzie wolny od wad materiałowych i jakość wykonania 3 lata od pierwotnego zakupu. Proszę jednak o tym pamiętać nasza polityka gwarancyjna nie obejmuje produktów podrobionych ani replik. I tak też nie jest rozciągają się na produkty zakupione od nieautoryzowanych sprzedawców lub będące w stanie używanym. Należy pamiętać, że każdy zakup kwalifikuje się tylko do jednego wykorzystania gwarancji nie możemy wielokrotnie zwracać pieniędzy, wymieniać ani wymieniać Twojego produktu. My również serdecznie prosimy o ostrożne obchodzenie się z produktem i używanie go zgodnie z instrukcją pod warunkiem, że. Niestety nie możemy pokryć szkód wynikających z niewłaściwego użycia lub nadużycia produktu. Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu i dotyczy wyłącznie oryginału Kupujący.

WAŻNY

1. Nie przekraczaj dopuszczalnego ciężaru - maksymalnie 300 funtów.
2. Używaj wyłącznie na stabilnych powierzchniach.
3. Regularnie sprawdzaj, czy nie występują oznaki zużycia, uszkodzenia lub luźne części.
4. Regularnie czyść przy użyciu łagodnego detergentu i ciepłej wody, spłucz usunąć wszelkie pozostałości mydła. Po czyszczeniu dokładnie wysuszyć.
5. Przed użyciem potwierdź u swojego lekarza, że produkt spełnia Twoje wymagania specyficzne potrzeby. Poniższe wytyczne nie zastępują porady lekarskiej.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA PARAMETRÓW

Model	FBL760599
Obciążenie znamionowe (funty)	300
Podwyższona wysokość (cale)	3.5
Masa netto (kg)	2.01
Rozmiar produktu (mm)	440*610*275

LISTA CZĘŚCI

Rozpakowując ten produkt, sprawdź, czy wymienione poniżej części są wymienione są dołączone i dokładnie sprawdź, czy nie wystąpiły jakiegokolwiek uszkodzenia podczas transportu. Jeśli brakuje jakiejś części lub jest ona uszkodzona, nie próbuj tego robić montować lub używać produktu.

BRAK	OBRAZKA	CZĘŚĆ NUMER	ILOŚĆ	BRAK	ZDJĘCIA	CZĘŚĆ NUMER	ILOŚĆ
1		Siedziba	1	6		Śruba	2
2		Poręcz	2	7		Motyl orzech	2


3		Długi Rurka w kształcie litery L	2	8		Żelazo pralka	2
4		Krótki Rurka w kształcie litery L	2	9		Plastikowy pralka	2
5		Zacisk C	4				

OPERACJA

1. Procedury instalacyjne


1. Jak pokazano na rysunku, zamontuj prawą poręcz , wkładając długie i krótkie rurki w kształcie litery L do rurek poręczy w kolejności ich perforowanych końców, a następnie wkładając dwa zaciski C do dopasowanych otworów po przeciwnych stronach dwie rurki w kształcie litery L, w kolejności ich perforowanych końców. (Uwaga: długa rurka L znajduje się w dolnej części prawego diagramu)

side of the right diagram)




Włóż zacisk C
jak pokazano w
właściwa figura.

2. Wykonaj poprzednie kroki, aby zamontować lewą poręcz.



Włóż zacisk C
jak pokazano w
właściwej figurze.

3. Jak pokazano na rysunku, włóż zmontowaną lewą/prawą poręcz do otworu rurowego poduszki siedzenia w kierunku pokazanym na poniższym rysunku, aż kulki długiej rurki w kształcie litery L i krótkiej rurki w kształcie litery L są płynnie wysuwane z otworów krótkiej rurki w dolnej części siodełka. (Uwaga: długa rura w kształcie litery L znajduje się z przodu poduszki siedzenia)



Zdjęcia z
zakończony
montaż

4. Jak pokazano na rysunku, zakryj oryginalną płytę deski sedesowej i pokrycie deski sedesowej, znajdź nakrętkę mocującą płytę deski sedesowej i pokrywę deski sedesowej, a następnie zdejmij oryginalną płytę deski sedesowej i pokrywę deski sedesowej, obracając nakrętkę motylkową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



5. Jak pokazano na rysunku, umieść zmontowaną deskę sedesową na sedesie, a następnie umieść oryginalną płytę sedesową i osłonę deski sedesowej tak, aby otwory mocujące toaletę, deskę, deskę sedesową i osłonę deski sedesowej pokryły się w jednej linii.



6. Jak pokazano na rysunku, włóż śrubę w otwory mocujące zrównane z toaletą, deską sedesową, płytą siedziska i pokrywą płyty siedziska, a następnie włóż plastikową podkładkę, podkładkę żelazną i nakrętkę motylkową na drugi koniec śruby obracając i obracając motyla

nakrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować.



Producent: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd Adres: 3-6F i 7F-1, nr
63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINY Import do
Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730



Pooledas Group Ltd
Jednostka 5 Albert Edward House, pawilony
Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TOILETVEILIGHEIDSRAILS

MODEL: FLB760599

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden. "Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen opleveren als u bepaalde tools bij ons koopt, vergeleken met de grote topmerken, en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden tools dekken door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**TOILETVEILIGHEID
RAILS**

MODEL: FBL760599



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moeten gebruikers de volgende instructies lezen
gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

WAARSCHUWING:

Lees de handleiding volledig door om schade, productschade of garantie te voorkomen
leegte. Zoek professionele hulp als u ongemak, pijn of verergering ervaart
symptomen. Maak indien nodig gebruik van toezicht bij het monteren en
Gebruik dit product correct en veilig. Overschrijd de gewichtslimiet van 300 lbs niet.

Controleer regelmatig of de montage goed vastzit en neem bij twijfel contact op met de klantenservice. Zorg ervoor dat de
de poten van het product vlak en vergrendeld zijn vóór gebruik, en stop het gebruik als dit het geval is
tekenen van slijtage, schade of ontbrekende onderdelen. Het product moet worden gebruikt op een vlakke, stabiele ondergrond
oppervlakken. Demonteer niet als dit niet nodig is, omdat dit de werking kan aantasten
levensduur van het product. Breng geen wijzigingen aan het product aan, tenzij aangegeven in
de handleiding. Gebruik uitsluitend door VEVOR goedgekeurde onderdelen voor dit specifieke product. Bevestigen
de compatibiliteit van de toiletrail met uw toilet vóór het eerste gebruik. Het product is dat niet
gebouwd om druk of impact te weerstaan, en mag niet worden gebruikt als een
ladder of beladen met zware voorwerpen.

Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden. Bevat potentieel gevaarlijke kleine onderdelen -
verstikkingsgevaar. Wees voorzichtig tijdens het gebruik en de montage.

Vermijd extreme temperaturen of open vuur. Als er een allergische reactie optreedt, stop dan
gebruik onmiddellijk en raadpleeg een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Garantie beleid

Wij garanderen dat uw nieuwe VEVOR-product vrij is van materiaal- en materiaalfouten
vakmanschap 3 jaar na de oorspronkelijke aankoop. Houd daar echter rekening mee
ons garantiebeleid dekt geen namaak- of replica-artikelen, en dit geldt ook niet
geldt ook voor producten die zijn gekocht bij niet-erkende wederverkopers of die zich in gebruikte staat bevinden.
Houd er rekening mee dat elke aankoop in aanmerking komt voor slechts één garantie-inwisseling, en
we kunnen uw product niet herhaaldelijk terugbetalen, vervangen of omruilen. Wij ook vriendelijk
vraag dat u zorgvuldig met het product omgaat en het volgens de instructies gebruikt
mits. Helaas kunnen wij schade als gevolg van verkeerd gebruik of misbruik niet dekken
van het product. Deze garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor het origineel
koper.

BELANGRIJK

1. Overschrijd het draagvermogen niet - maximaal 300 lbs.
2. Alleen gebruiken op stabiele oppervlakken.
3. Inspecteer regelmatig op tekenen van slijtage, schade of losse onderdelen.
4. Regelmatig reinigen met een mild schoonmaakmiddel en warm water, afspoelen eventuele zeepresten verwijderen. Na het reinigen grondig drogen.
5. Controleer vóór gebruik bij uw zorgverlener of het product aan uw eisen voldoet specifieke behoeften. De volgende richtlijnen zijn geen vervanging voor medisch advies.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIE

PARAMETERLIJST

Model	FBL760599
Nominale belasting (lbs)	300
Verhoogde hoogte (inch)	3.5
Netto gewicht / kg)	2.01
Productgrootte (mm)	440*610*275

ONDERDELEN LIJST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn zijn meegeleverd en inspecteer zorgvuldig op eventuele schade tijdens het transport. Als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer dit dan niet het product monteren of gebruiken.


GEEN	FOTO	DEEL NUMMER	AANTAL	GEEN	FOTO	DEEL NUMMER	AANTAL
1		Zitplaats	1	6		Bout	2
2		Leuning	2	7		Vlinder noot	2

3		Lang L-vormige buis	2	8		Ijzer wasmachine	2
4		Kort L-vormige buis	2	9		Plastic wasmachine	2
5		C-clip	4				

OPERATIE


1. Installatieprocedures _

1. Zoals weergegeven in de afbeelding, monteert u de rechter handleuning γ door de lange γ en korte L-vormige buizen γ in de leuningbuizen te steken, in volgorde van hun geperforeerde uiteinden, en vervolgens de twee C-clips in de uitgelijnde gaten te steken vanaf de tegenoverliggende zijden van de leuningbuizen. de twee L-vormige buizen in volgorde van hun geperforeerde uiteinden. (Let op: de lange L-buis bevindt zich aan de onderkant van het rechter diagram)




Plaats de C-clip
zoals weergegeven in de
juiste figuur.

2. Volg de voorgaande stappen om de linkerhandleuning te installeren.



Plaats de C-clip
zoals weergegeven in de
juiste figuur.

3. Steek, zoals weergegeven in de afbeelding, de gemonteerde linker/rechter leuning in de buisopening van het zitkussen in de richting van de onderstaande afbeelding totdat de kniekers van de lange L-vormige buis en de korte L-vormige buis worden soepel uit de gaten van de korte buis aan de onderkant van de stoel geworpen. (Let op: De lange L-vormige buis bevindt zich aan de voorzijde van het zitkussen)



Foto's van de
voltooid
montage

4. Bedek, zoals weergegeven in de afbeelding, de originele zitplaat en de stoelbekleding van het toilet, zoek de moer waarmee de zitplaat en de stoelbekleding zijn bevestigd en verwijder de originele stoelplaat en de stoelbekleding van het toilet door de vleugelmoer tegen de klok in te draaien.



5. Plaats, zoals weergegeven in de afbeelding, de gemonteerde zitting op het toilet en plaats vervolgens de originele zitplaat en de zitplaatafdekking van het toilet, zodat de bevestigingsgaten voor het toilet, de zitting, de zitplaat en de zitplaatafdekking op één lijn liggen.



6. Zoals weergegeven in de afbeelding, steekt u de bout ȳ in de bevestigingsgaten die zijn uitgelijnd met het toilet, de stoel, de zitplaat en de stoelplatafdekking, en plaatst u vervolgens de plastic ring, de ijzeren ring en de vleugelmoer op het andere uiteinde van de bout. draai en draai de vlinder

moer met de klok mee om hem te vergrendelen.



Fabrikant: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd **Adres:** 3-6F & 7F-1,

No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

Geïmporteerd in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd

Eenheid 5 Albert Edward House, de paviljoens

Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TOALETTSÄKERHETSSKÄNOR

MODELL: FLB760599

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**TOALETSSÄKERHET
RÄNOR**

MODELL: FBL760599



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skador måste användarna läsa bruksanvisningen noggrant.

VARNING:

Läs manualen helt för att undvika skador, produktskador eller garanti ogiltigförklaring. Sök professionell hjälp om du stöter på obehag, smärta eller försämring symtom. Använd vid behov övervakning för att montera och använd denna produkt korrekt och säkert. Överskrid inte viktgränsen på 300 lbs. Kontrollera regelbundet för säker montering och kontakta support om du är osäker. Se till att produktens ben är jämna och låsta före användning, och avbryt användningen om det finns tecken på slitage, skador eller saknade delar. Produkten ska användas på plana, stabila ytor. Ta inte isär om det inte är nödvändigt, eftersom det kan äventyra produktens livslängd. Modifiera inte produkten om det inte anges i manualen. Använd endast delar som godkänts av VEVOR för denna specifika produkt. Bekräfta toalettstängens kompatibilitet med din toalett innan första användningen. Produkten är det inte byggd för att motstå tryck eller stötar, och ska inte användas som en stege eller lastad med tunga föremål. Förvaras åtskilt från barn och husdjur. Innehåller potentiellt farliga smådelar - kvävningsrisk. Var försiktig under drift och montering. Undvik extrema temperaturer eller öppna lågor. Om en allergisk reaktion uppstår, sluta använd omedelbart och rådfråga en sjukvårdspersonal.

Garantipolicy

Vi garanterar att din nya VEVOR-produkt är fri från defekter i material och utförande 3 år från det ursprungliga köpet. Kom dock ihåg det vår garantipolicy täcker inte förfalskade eller kopior, inte heller utvidgas till produkter köpta från icke auktoriserade återförsäljare eller i använt skick. Observera att varje köp är berättigat till endast en garantiinlösen, och vi kan inte upprepade gånger återbetala, ersätta eller byta ut din produkt. Vi också vänligt be att du hanterar produkten varsamt och använder den enligt instruktionerna försedd. Tyvärr kan vi inte täcka skador till följd av missbruk eller missbruk av produkten. Denna garanti kan inte överföras och gäller endast originalet köpare.

VIKTIG

1. Överskrid inte viktkapaciteten - max 300 lbs.
2. Använd endast på stabila ytor.
3. Inspektera regelbundet efter tecken på slitage, skador eller lösa delar.
4. Rengör regelbundet med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten, skölj bort eventuella tvålorester. Efter rengöring, torka ordentligt.
5. Innan användning, bekräfta med din vårdgivare att produkten uppfyller din specifika behov. Följande riktlinjer ersätter inte medicinsk rådgivning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PARAMETERLISTA

Modell	FBL760599
Nominell belastning (lbs)	300
Förhöjd höjd (in)	3.5
Nettovikt (kg)	2.01
Produktstorlek (mm)	440*610*275

DELLISTA

När du packar upp denna produkt, kontrollera att de delar som anges nedan medföljer och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transitering. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte göra det montera eller använda produkten.


INGEN BILD	DEL SIFFRA	ANTAL	INGEN BILD	DEL SIFFRA	ANTAL
1 	Plats	1	6 	Bult	2
2 	Ledstång	2	7 	Fjäril nöt	2

3		Lång L-format rör	2	8		Järn tvättmaskin	2
4		Kort L-format rör	2	9		Plast tvättmaskin	2
5		C-klipp	4				

DRIFT


1. Installationsprocedurer _

1. Som visas i figuren, montera den högra ledstången genom att föra in de långa och korta L-formade rören i ledstångsrören i ordning efter deras perforerade ändar, och sedan föra in de två C-klämmorna i de inriktade hålen från motsatta sidor av de två L-formade rören i ordning efter sina perforerade ändar. (Obs: det långa L-röret är på undersidan av det högra diagrammet)




Sätt i C-klämman
som visas i
höger figur.

2. Följ de föregående stegen för att installera vänster ledstång.



Sätt i C-klämman
som visas i
höger figur.

3. Som visas i figuren, för in den monterade vänster/höger ledstången i sittdynans röröppning
i riktningen för bilden nedan tills kulorna i det långa L-formade röret y och det korta L-formade
röret y skjuts ut smidigt från hålen i det korta röret i botten av sätet. (Obs: Det långa L-formade
röret är framtill på sittdynan)



Bilder på
avslutad
hopsättning

4. Som visas i figuren, täck över toalettens ursprungliga sittplatta och sätesöverdrag, lokalisera muttern som håller fast sittplattan och sätesöverdraget, och ta bort toalettens ursprungliga sittplatta och sätesöverdrag genom att vrida fjärilsmuttern moturs.



5. Som visas i figuren, placera den monterade sitsen på toaletten, placera sedan toalettens ursprungliga sittplatta och sittplattaskåpa så att fästhålerna för toalett, sits, sittplatta och sittplattaskåpa är i linje.



6. Som visas i figuren, sätt in bulten i fästhålen i linje med toaletten, sätet, sittplattan och sittplattans lock, och sätt sedan in plastbrickan, järnbrickan och fjärilsmuttern på den andra änden av bulten. vänd och vänd på fjärilen
mutter medurs för att låsa den.



Tillverkare: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd. **Address:** 3-6F &

7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd

Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions

Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support