

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PHYSICIAN SCALE

Model: SF-891 / SF-884

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PHYSICIAN SCALE

Model: SF-891、SF-884



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	Indoor Use Only
	Compliance is a EC security certification.
	FCC Information: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio

	communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.
--	---

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Thank you for using this product. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

ELECTRIC SAFETY!

1. Before using, check that the voltage power corresponds to the one shown on the appliance nameplate. Ensure that the voltage set on the machine corresponds to the electricity supply in your country.
2. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after it malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
4. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surface.
5. Do not use appliances for other than intended use.
6. To protect against fire, electric shock, or personal injury, do not immerse cords, electric plugs, or appliances in water or other liquids.
7. The use of accessories, which the appliance manufacturer does not recommend, may result in fire, electric shock, or personal injury.
8. Do not use an extension cord with this product.

9. The power cord should lie flat on a table or counter surface and may not hang over the edge. Please keep it away from hot surfaces and water.
10. **WARNING:** This product contains small parts. If swallowed, it will pose a choking hazard. Keep these small parts away from children when assembling!

ATTENTION!



WARNING! Remove all packaging materials and keep them for future use. Packaging materials are not a toy.

WARNING! Don't let children play with the packaging materials. If they swallow the packaging materials, they will suffocate!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thank you for selecting this digital scale, which provides clear and easily readable weight measurements. With its anti-slip platform, it ensures stability and safety, making it suitable for individuals with reduced mobility or those who may require additional support. This scale is ideal for a variety of settings including medical facilities, health clinics, gyms, weight management programs, schools, and for personal use at home

1. Technical Specifications

Capacity × Graduation	100kg*50g、100kg*100g、 200kg*50g、200kg*100g、 250kg*50g、250kg*100g
Weighing units	Kg,lb
Weighing pan size	12.9" x 12.5"
Overload indication	〔O_Ld〕
Low voltage indication	〔LO〕
Operating temperature	5℃-35℃
Power Supplier	4 x AA(1.5V) batteries or AC adapter

2. Introductions of Button

- (1) **ON/OFF BUTTON:** Press ON/OFF button to turn on/off the scale.

- (2) **UNIT BUTTON:** Press Mode button, you can switch units.
- (3) **HOLD BUTTON:** Lock/Unlock current weighing result.
- (4) **TARE BUTTON:** Enter/Exit tare mode, the tare function will eliminate the weight of the load.

3. Operation

- (1) Place the scale on the solid & flat surface.
- (2) Press ON/OFF button to turn on the scale, the scale starts a zeroing procedure which from 88.8.8.8 to 0.00kg/0.0LB.
- (3) After the scale shows zero, start your weighing.
- (4) Press Unit button, you can switch units between lb and kg.

Notice: Only after the screen show zero, you can start weighing.

When turning on the scale, there must be now eight on the scale.

While the battery or power supply is connected, the scale will automatically turn on.

4. About Automatically Shutting Down

Powered by batteries, if there is no operation, the machine will automatically shut down after 5 minutes.

Powered by electricity, the machine will not automatically shut down unless you press ON/OFF button.

5. Tips of Calibration (each scale has been calibrated before leaving the factory)

- (1) In an environment without strong magnetic field interference or strong convection, put the scale on the flat surface.
- (2) Turn on the scale, press and hold the“unit ”button for 5 seconds, the screen shows“CAL then you can only see “kg” the screen.
- (3) Press the “UNIT” button, choose calibration unit between kg and lb, then press TARE to confirm the unit.
- (4) Press unit to choose the calibration weight that you will put(10kg, 20kg, 50kg), then press TARE to confirm the weight.
- (5) The weight value that you choose in the previous step will flash on the screen, put counterweight on the scale, then press TARE, the screen will show“ PASS ” Congratulations, the calibration procedure is done.

Notice:

If you want to force quit the calibration procedure, press and hold ON/OFF button.

6. Tips of Calibration (each scale has been calibrated before leaving the factory)

- (1) In an environment without strong magnetic field interference or strong convection, put the scale on the flat surface.
- (2) Turn on the scale, press and hold the“unit ”button for 5 seconds, the screen shows“CAL then you can only see “kg” the screen.
- (3) Press the “UNIT” button, choose calibration unit between kg and lb, then press TARE to confirm the unit.
- (4) Press unit to choose the calibration weight that you will put(10kg, 20kg, 50kg), then press TARE to confirm the weight.
- (5) The weight value that you choose in the previous step will flash on the screen, put counterweight on the scale, then press TARE, the screen will show“ PASS ” Congratulations, the calibration procedure is done.

Notice:

If you want to force quit the calibration procedure, press and hold ON/OFF button.

7. Care Instructions

- (1) Take and put gently.
- (2) The machine should be used on the solid flat and stable surface, in an environment without shock, fluently , radiation, and strong electromagnetic interference. The four feet of the scale should be on the same level.
- (3) Please use within capacity(550lb), overload will permanently damage the sensor.
- (4) Don't leave weight on the scale when not in use.
- (5) Weighing Range 0.5lb - 550lb (0.25kg - 250kg).

Notice:

8. The batteries are non-rechargeable.

9. Automatic shutdown time setting

(1) Powered by batteries, if there is no operation, the machine will automatically shut down after 5 minutes.

(2) In the zero state, long-press “TARE” button to enter the shutdown time selection.

Press “TARE” button to switch between “1” (minutes) , “3” (minutes) , “5” (minutes) and “-” (No shutdown) .

Press the “MODE” button to confirm.

(3) Powered by electricity, the scale will not automatically shut down unless you press ON/OFF button.

10. If the customer enters the setting state by mistake, you can long press the ON/OFF button to turn off the scale, or remove the battery to exit the setting state.

11. Pay attention to the waterproofness, the product is not waterproof.

QUESTIONS	MEASURES
There is no response after pressing ON/OFF key	Check whether the power supply is normal Try another powering style, battery or adaptor
A negative number is displayed on the screen	Press TARE button to reset to zero
The number keeps beating and can't fix at zero	Check whether scale is on a solid flat surface and if there is an external force on the scale pan, such as artificial pressure, strong magnetic field interference or strong convection
There is no commodity on the scale, but the display is not zero	Check that whether scale is on a solid flat surface and whether there is strong electromagnetic interference in the environment. If not the above two factors, please press TARE button or calibrate the scale
Does not read the accurate weights	If trying several items and finding that the readings are inaccurate, please calibrate scale

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ÉCHELLE MÉDECIN

Modèle : SF-891/SF-884.

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous nous économisez en fait la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ÉCHELLE MÉDECIN

Modèle : SF-891, SF-884



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu.

Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	Utilisation en intérieur uniquement
	La conformité est une certification de sécurité CE.
	Informations FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences radio nuisibles.

communications. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produira pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminé en éteignant et en allumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui à auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Merci d'avoir utilisé ce produit. Veuillez lire toutes les instructions avant l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Ne pas faire cela pourrait entraîner des blessures graves.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE !

1. Avant utilisation, vérifiez que la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Assurez-vous que la tension réglée sur la machine correspond à l'approvisionnement en électricité de votre pays.
2. N'utilisez aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou après fonctionne mal ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Remettez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou assemblage disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.
4. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher chaud surface.
5. N'utilisez pas d'appareils à des fins autres que celles prévues.
6. Pour vous protéger contre les incendies, les chocs électriques ou les blessures, ne plongez pas les cordons, les fiches électriques ou les appareils dans l'eau ou d'autres liquides.
7. L'utilisation d'accessoires non fournis par le fabricant de l'appareil recommandé, peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
8. N'utilisez pas de rallonge avec ce produit.

9. Le cordon d'alimentation doit reposer à plat sur une table ou un comptoir et ne doit pas pendre.
par-dessus le bord. Veuillez le garder à l'écart des surfaces chaudes et de l'eau.

10. AVERTISSEMENT : ce produit contient de petites pièces. S'il est avalé, il posera un
risque d'étouffement. Gardez ces petites pièces hors de portée des enfants lors du montage !

ATTENTION!



AVERTISSEMENT! Retirez tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour
utilisation future. Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets.

AVERTISSEMENT! Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Si
s'ils avalent les matériaux d'emballage, ils vont suffoquer !

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi cette balance numérique, qui fournit des informations claires et facilement lisibles.
mesures de poids. Avec sa plateforme antidérapante, il assure stabilité et
sécurité, ce qui le rend adapté aux personnes à mobilité réduite ou à celles qui peuvent
nécessitent un soutien supplémentaire. Cette balance est idéale pour une variété de paramètres, notamment
établissements médicaux, cliniques de santé, gymnases, programmes de gestion du poids, écoles et pour un
usage personnel à la maison

1. Spécifications techniques

Capacité × Diplôme	100 kg * 50 g, 100 kg * 100 g. 200 kg * 50 g, 200 kg * 100 g. 250kg*50g250kg*100g
Unités de pesée	Kilogrammes, livres
Taille du plateau de pesée	12,9" x 12,5"
Indication de surcharge	Vieux
Indication de basse tension	IL
Température de fonctionnement	5 -35
Fournisseur d'alimentation	4 piles AA (1,5 V) ou adaptateur secteur

2. Introductions du bouton

(1) BOUTON ON/OFF : Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer/éteindre la balance.

(2) BOUTON UNITÉ : Appuyez sur le bouton Mode, vous pouvez changer d'unité.

(3) BOUTON HOLD : Verrouiller/Déverrouiller le résultat de pesée actuel.

(4) BOUTON TARE : Entrez/Sortez du mode tare, la fonction tare éliminera le poids de la charge.

3. Fonctionnement

(1) Placez la balance sur une surface solide et plane.

(2) Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer la balance, la balance démarre une mise à zéro procédure qui de 88.8.8.8 à 0,00 kg/0,0 LB.

(3) Une fois que la balance indique zéro, commencez votre pesée.

(4) Appuyez sur le bouton Unité, vous pouvez changer d'unité entre lb et kg.

Remarque : Ce n'est qu'une fois que l'écran affiche zéro que vous pouvez commencer à peser.

Lorsque vous allumez la balance, il doit maintenant y en avoir huit sur la balance.

Lorsque la batterie ou l'alimentation est connectée, la balance s'allumera automatiquement sur.

4. À propos de l'arrêt automatique

Alimenté par des piles, s'il n'y a aucune opération, la machine s'éteindra automatiquement vers le bas après 5 minutes.

Alimentée par l'électricité, la machine ne s'arrêtera pas automatiquement à moins que vous appuyez sur le bouton marche/arrêt.

5. Conseils d'étalonnage (chaque balance a été calibrée avant sortie d'usine)

(1) Dans un environnement sans forte interférence de champ magnétique ou sans forte convection, placez la balance sur la surface plane.

(2) Allumez la balance, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « unité » pendant 5 secondes, l'écran affiche « CAL », alors vous ne pouvez voir que « kg » sur l'écran.

(3) Appuyez sur le bouton « UNIT », choisissez l'unité d'étalonnage entre kg et lb, puis appuyez sur TARE pour confirmer l'unité.

(4) Appuyez sur l'unité pour choisir le poids d'étalonnage que vous mettrez (10kg, 20kg, 50kg), puis appuyez sur TARE pour confirmer le poids.

(5) La valeur de poids que vous avez choisie à l'étape précédente clignotera sur l'écran, placez le contrepoids sur la balance, puis appuyez sur TARE, l'écran affichera « PASS »

Félicitations, la procédure d'étalonnage est terminée.

Avis:

Si vous souhaitez forcer l'arrêt de la procédure d'étalonnage, appuyez et maintenez le bouton ON/OFF.

6. Conseils d'étalonnage (chaque balance a été calibrée avant sortie d'usine)

(1) Dans un environnement sans forte interférence de champ magnétique ou sans forte convection, placez la balance sur la surface plane.

(2) Allumez la balance, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « unité » pendant 5 secondes, l'écran affiche « CAL », alors vous ne pouvez voir que « kg » sur l'écran.

(3) Appuyez sur le bouton « UNIT », choisissez l'unité d'étalonnage entre kg et lb, puis appuyez sur TARE pour confirmer l'unité.

(4) Appuyez sur l'unité pour choisir le poids d'étalonnage que vous mettrez (10kg, 20kg, 50kg), puis appuyez sur TARE pour confirmer le poids.

(5) La valeur de poids que vous avez choisie à l'étape précédente clignotera sur l'écran, placez le contrepoids sur la balance, puis appuyez sur TARE, l'écran affichera « PASS »
Félicitations, la procédure d'étalonnage est terminée.

Avis:

Si vous souhaitez forcer l'arrêt de la procédure d'étalonnage, appuyez et maintenez le bouton ON/OFF.

7. Instructions d'entretien

(1) Prenez et mettez doucement.

(2) La machine doit être utilisée sur une surface solide, plane et stable, dans un environnement sans choc, couramment, rayonnement et fort électromagnétique ingérence. Les quatre pieds de la balance doivent être au même niveau.

(3) Veuillez utiliser dans la limite de sa capacité (550 lb), une surcharge endommagera définitivement le capteur.

(4) Ne laissez pas de poids sur la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée.

(5) Plage de pesée 0,5 lb - 550 lb (0,25 kg - 250 kg).

Avis:

8. Les piles ne sont pas rechargeables.

9. Réglage du temps d'arrêt automatique

(1) Alimenté par des piles, s'il n'y a aucune opération, la machine s'éteindra automatiquement après 5 minutes.

(2) À l'état zéro, appuyez longuement sur le bouton « TARE » pour entrer dans la sélection de l'heure d'arrêt.

Appuyez sur le bouton « TARE » pour basculer entre « 1 » (minutes) , « 3 » (minutes) , « 5 » (minutes) et « - » (pas d'arrêt).

Appuyez sur le bouton « MODE » pour confirmer.

(3) Alimentée par l'électricité, la balance ne s'éteindra pas automatiquement sauf si vous appuyez sur le bouton ON/OFF.

10. Si le client entre par erreur dans l'état de réglage, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton ON/OFF pour éteindre la balance, ou retirer la batterie pour quitter l'état de réglage.

11. Faites attention à l'étanchéité, le produit n'est pas étanche.

QUESTIONS	MESURES
Il n'y a pas de réponse après avoir appuyé sur la touche ON/OFF	Vérifiez si l'alimentation est normale Essayez un autre style d'alimentation, une batterie ou un adaptateur
Un nombre négatif s'affiche à l'écran	Appuyez sur le bouton TARE pour remettre à zéro
Le numéro continue de battre et ne peut pas se fixer à zéro	Vérifiez si la balance se trouve sur une surface plane et solide et s'il y a une force externe sur le plateau de la balance, telle qu'une pression artificielle, une forte interférence de champ magnétique ou une forte convection.
Il n'y a aucune marchandise sur la balance, mais l'affichage ne l'est pas zéro	Vérifiez si la balance se trouve sur une surface plane et solide et s'il existe de fortes interférences électromagnétiques dans l'environnement. Si les deux facteurs ci-dessus ne correspondent pas, veuillez appuyer sur le bouton TARE ou calibrer la balance.
Ne lit pas les poids précis	Si vous essayez plusieurs éléments et constatez que les lectures sont inexactes, veuillez calibrer la balance.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Bureau 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	CE
--------------	----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ARZT-SKALA

Modell: SF-891 / SF-884

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeutet nicht unbedingt, dass alle von uns angebotenen


Werkzeugkategorien abgedeckt sind. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie sparen tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu den großen Top-Marken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ARZT-SKALA

Modell: SF-891, SF-884



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technik- oder Software-Updates zu unserem Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
	Nur zur Verwendung im Innenbereich
	Bei der Konformität handelt es sich um ein EG-Sicherheitszertifikat.
	FCC-Informationen: ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs führen.

Kommunikation. Es gibt jedoch keine Garantie, dass Störungen wird in einer bestimmten Installation nicht auftreten. Wenn dieses Produkt verursacht schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die Durch Aus- und Einschalten des Produkts kann der Benutzer feststellen, ermutigt, die Störung durch einen oder mehrere der Maßnahmen. · Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen. · Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. · Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den an dem der Empfänger angeschlossen ist. · Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für Hilfe.

Vielen Dank für die Verwendung dieses Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie bei der Verwendung. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT!

1. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Spannung mit der auf dem Typenschild des Geräts. Stellen Sie sicher, dass die an der Maschine eingestellte Spannung mit der an die Stromversorgung in Ihrem Land.
2. Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nachdem es Fehlfunktionen oder Schäden jeglicher Art aufweist. Bringen Sie das Gerät zum Wenden Sie sich zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung an die nächstgelegene autorisierte Serviceeinrichtung.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel ersetzt werden oder Baugruppe ist beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich.
4. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen oder heißes Wasser berühren. Oberfläche.
5. Verwenden Sie Geräte nicht zweckentfremdet.
6. Tauchen Sie Kabel, Stecker oder Geräte zum Schutz vor Feuer, Stromschlag oder Verletzungen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
7. Die Verwendung von Zubehör, das der Gerätehersteller nicht empfehlen, kann es zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen kommen.
8. Verwenden Sie mit diesem Produkt kein Verlängerungskabel.

9. Das Netzkabel sollte flach auf dem Tisch oder der Arbeitsfläche liegen und darf nicht herunterhängen über den Rand. Bitte von heißen Oberflächen und Wasser fernhalten.

10. **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält Kleinteile. Bei Verschlucken besteht eine Gefahr Erstickungsgefahr. Halten Sie diese Kleinteile beim Zusammenbau von Kindern fern!

AUFMERKSAMKEIT!



WARNUNG! Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und bewahren Sie es für Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

sie verschlucken das Verpackungsmaterial, sie ersticken!

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Vielen Dank, dass Sie sich für diese digitale Waage entschieden haben. Sie bietet klare und leicht lesbare Gewichtsmessungen. Mit seiner rutschfesten Plattform sorgt er für Stabilität und Sicherheit, sodass es für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder solche geeignet ist, die erfordern zusätzliche Unterstützung. Diese Waage ist ideal für eine Vielzahl von Einstellungen, einschließlich medizinische Einrichtungen, Gesundheitskliniken, Fitnessstudios, Gewichtsmanagementprogramme, Schulen und für den persönlichen Gebrauch zu Hause

1. Technische Daten

Kapazität × Graduierung	100 kg * 50 g, 100 kg * 100 g, 200 kg * 50 g, 200 kg * 100 g, 250 kg * 50 g, 250 kg * 100 g
Wägeeinheiten	kg,lb
Waagschalengröße	12,9 x 12,5 Zoll
Überlastanzeige	ÿAltÿ
Unterspannungsanzeige	ÿESÿ
Betriebstemperatur	5ÿ-35ÿ
Netzteil	4 x AA (1,5 V) Batterien oder AC-Adapter

2. Einführungen von Button

(1) **EIN/AUS-TASTE:** Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um die Waage ein- bzw. auszuschalten.

- (2) **EINHEITSTASTE:** Durch Drücken der Modustaste können Sie die Einheiten wechseln.
- (3) **HOLD-TASTE:** Aktuelles Wägeergebnis sperren/entsperren.
- (4) **TARA-TASTE:** Aktivieren/Deaktivieren des Tara-Modus. Die Tara-Funktion eliminiert die Gewicht der Ladung.

3. Bedienung

- (1) Stellen Sie die Waage auf eine feste und ebene Fläche.
- (2) Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um die Waage einzuschalten. Die Waage beginnt mit der Nullung Verfahren von 88,8.8.8 bis 0,00 kg/0,0 LB.
- (3) Sobald die Waage Null anzeigt, beginnen Sie mit dem Wiegen.
- (4) Drücken Sie die Unit-Taste, um zwischen den Einheiten lb und kg zu wechseln.

Hinweis: Erst wenn auf dem Display Null angezeigt wird, können Sie mit dem Wiegen beginnen.

Beim Einschalten der Waage muss jetzt eine Acht auf der Waage stehen.

Wenn die Batterie oder das Netzteil angeschlossen ist, schaltet sich die Waage automatisch ein An.

4. Informationen zum automatischen Herunterfahren

Wird mit Batterien betrieben. Wenn keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Maschine automatisch ab. nach 5 Minuten herunter.

Die Maschine wird mit Strom betrieben und schaltet sich nicht automatisch ab, es sei denn, Sie Drücken Sie die EIN/AUS-Taste.

5. Tipps zur Kalibrierung (jede Waage wurde vor der Kalibrierung kalibriert Verlassen des Werks)

- (1) In einer Umgebung ohne starke Magnetfeldstörungen oder starke Konvektion: Stellen Sie die Waage auf eine flache Oberfläche.
- (2) Schalten Sie die Waage ein, drücken und halten Sie die Taste „unit“ für 5 Sekunden, der Bildschirm Wenn „CAL“ angezeigt wird, wird auf dem Bildschirm nur „kg“ angezeigt.
- (3) Drücken Sie die Taste „UNIT“, wählen Sie die Kalibrierungseinheit zwischen kg und lb und drücken Sie dann TARA zur Bestätigung der Einheit.
- (4) Drücken Sie die Taste „unit“, um das gewünschte Kalibriergewicht auszuwählen (10 kg, 20 kg, 50 kg). Drücken Sie dann TARE, um das Gewicht zu bestätigen.
- (5) Der Gewichtswert, den Sie im vorherigen Schritt gewählt haben, blinkt auf dem Bildschirm. Legen Sie ein Gegengewicht auf die Waage und drücken Sie dann TARE. Auf dem Bildschirm wird „PASS“ angezeigt. Herzlichen Glückwunsch, der Kalibrierungsvorgang ist abgeschlossen.

Beachten:

Wenn Sie den Kalibrierungsvorgang zwangsweise abbrechen möchten, halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt.

6. Tipps zur Kalibrierung (jede Waage wurde vor der Kalibrierung kalibriert Verlassen des Werks)

(1) In einer Umgebung ohne starke Magnetfeldstörungen oder starke

Konvektion: Stellen Sie die Waage auf eine flache Oberfläche.

(2) Schalten Sie die Waage ein, drücken und halten Sie die Taste „unit“ für 5 Sekunden, der Bildschirm

Wenn „CAL“ angezeigt wird, wird auf dem Bildschirm nur „kg“ angezeigt.

(3) Drücken Sie die Taste „UNIT“, wählen Sie die Kalibrierungseinheit zwischen kg und lb und drücken Sie dann TARA zur Bestätigung der Einheit.

(4) Drücken Sie die Taste „unit“, um das gewünschte Kalibriergewicht auszuwählen (10 kg, 20 kg, 50 kg).

Drücken Sie dann TARE, um das Gewicht zu bestätigen.

(5) Der Gewichtswert, den Sie im vorherigen Schritt gewählt haben, blinkt auf dem Bildschirm. Legen Sie ein Gegengewicht auf die Waage und drücken Sie dann TARE. Auf dem Bildschirm wird „PASS“ angezeigt.

Herzlichen Glückwunsch, der Kalibrierungsvorgang ist abgeschlossen.

Beachten:

Wenn Sie den Kalibrierungsvorgang zwangsweise abbrechen möchten, halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt.

7. Pflegehinweise

(1) Vorsichtig nehmen und ablegen.

(2) Die Maschine sollte auf einer festen, ebenen und stabilen Fläche verwendet werden,

Umgebung ohne Schock, fließend, Strahlung und starke elektromagnetische Störungen. Die vier Füße der Waage sollten auf gleicher Höhe sein.

(3) Bitte verwenden Sie innerhalb der Kapazität (550lb), Überlastung wird dauerhaft beschädigt werden Sensor.

(4) Lassen Sie kein Gewicht auf der Waage liegen, wenn Sie diese nicht benutzen.

(5) Wiegebereich: 0,5 lb – 550 lb (0,25 kg – 250 kg).

Beachten:

8. Die Batterien sind nicht wiederaufladbar.

9. Automatische Abschaltzeiteinstellung

(1) Wird die Maschine über Batterien betrieben, schaltet sie sich nach 5 Minuten automatisch ab, wenn sie nicht bedient wird.

(2) Drücken Sie im Nullzustand lange die Taste „TARE“, um zur Auswahl der Abschaltzeit zu gelangen.

Drücken Sie die Taste „TARE“, um zwischen „1“ (Minuten) , „3“ (Minuten) , „5“ (Minuten) und „-“ (keine Abschaltung) zu wechseln.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „MODE“.

(3) Die Waage wird mit Strom betrieben und schaltet sich nicht automatisch ab, es sei denn, Sie drücken die EIN/AUS-Taste.

10. Wenn der Kunde versehentlich in den Einstellzustand wechselt, können Sie die EIN/AUS-Taste lange drücken, um die Waage auszuschalten, oder die Batterie entfernen, um den Einstellzustand zu verlassen.

11. Achten Sie auf die Wasserdichtigkeit, das Produkt ist nicht wasserdicht.

FRAGEN	MASSNAHMEN
Nach dem Drücken der EIN/AUS-Taste erfolgt keine Reaktion	Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung normal ist Versuchen Sie eine andere Stromversorgungsart, Batterie oder Adapter
Auf dem Bildschirm wird eine negative Zahl angezeigt	Zum Zurücksetzen auf Null die TARE-Taste drücken.
Die Zahl schlägt weiter und kann nicht auf Null fixiert werden	Überprüfen Sie, ob die Waage auf einer festen, ebenen Oberfläche steht und ob eine äußere Kraft auf die Waagschale einwirkt, wie etwa künstlicher Druck, starke Magnetfeldstörungen oder starke Konvektion
Es gibt keine Ware auf der Waage, aber das Display ist nicht null	Überprüfen Sie, ob die Waage auf einer festen, ebenen Oberfläche steht und ob in der Umgebung starke elektromagnetische Störungen vorhanden sind. Wenn die beiden oben genannten Faktoren nicht zutreffen, drücken Sie bitte die TARE-Taste oder kalibrieren Sie die Waage
Liest die genauen Gewichte nicht	Wenn Sie mehrere Artikel ausprobieren und feststellen, dass die Messwerte ungenau sind, kalibrieren Sie bitte die Waage

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329

Frankfurt am Main.

UK REP	
--------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,

Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SCALA MEDICA

Modello: SF-891 / SF-884

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un stima del risparmio che potresti trarre dall'acquisto di determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi di punta e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi, se tu
stanno effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi più importanti.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SCALA MEDICA

Modello: SF-891, SF-884



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto.

Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.
	Solo per uso interno
	La conformità è una certificazione di sicurezza CE.
	Informazioni FCC: ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle radio

comunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che si verifichi un'interferenza non si verificherà in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinato spegnendo e accendendo il prodotto, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza da parte di uno o più dei seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto assistenza.

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima utilizzandolo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Incapacità di fare quindi potrebbero verificarsi lesioni gravi.

SICUREZZA ELETTRICA!

1. Prima dell'uso, verificare che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata su la targa dell'apparecchio. Assicurarsi che la tensione impostata sulla macchina corrisponda alla fornitura di energia elettrica nel vostro paese.
2. Non utilizzare alcun apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o dopo di essi non funziona correttamente o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Riporre l'apparecchio nel centro di assistenza autorizzato più vicino per esame, riparazione o regolazione.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o gruppo disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.
4. Non lasciare che il cavo penda dal bordo di un tavolo o di un bancone o che sia caldo superficie.
5. Non utilizzare gli apparecchi per usi diversi da quelli previsti.
6. Per proteggersi da incendi, scosse elettriche o lesioni personali, non immergere cavi, prese elettriche o apparecchi in acqua o altri liquidi.
7. L'uso di accessori non previsti dal produttore dell'apparecchio consigliato, potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
8. Non utilizzare una prolunga con questo prodotto.

9. Il cavo di alimentazione deve essere appoggiato su un tavolo o su una superficie di appoggio e non deve pendere oltre il bordo. Si prega di tenerlo lontano da superfici calde e acqua.

10. **ATTENZIONE:** questo prodotto contiene piccole parti. Se ingerito, rappresenterà un pericolo di soffocamento. Tenere queste piccole parti lontano dalla portata dei bambini durante il montaggio!

ATTENZIONE!



AVVERTIMENTO! Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e conservarli per utilizzo futuro. I materiali di imballaggio non sono un giocattolo.

AVVERTIMENTO! Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di imballaggio. Se ingoiano i materiali di imballaggio, soffocheranno!

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

Grazie per aver scelto questa bilancia digitale, che fornisce informazioni chiare e facilmente leggibili misurazioni del peso. Con la sua piattaforma antiscivolo, garantisce stabilità e sicurezza, rendendolo adatto a persone con mobilità ridotta o a coloro che possono richiedere ulteriore supporto. Questa scala è ideale per una varietà di impostazioni, tra cui strutture mediche, cliniche sanitarie, palestre, programmi di gestione del peso, scuole e per uso personale a casa

1. Specifiche tecniche

Capacità × Laurea	100 kg*50 g/100 kg*100 g 200 kg*50 g/200 kg*100 g 250 kg*50 g, 250 kg*100 g
Unità di pesatura	Kg, libbre
Dimensioni del piatto di pesata	12,9"x12,5"
Indicazione di sovraccarico	÷Vecchio÷
Indicazione di bassa tensione	÷ESSO÷
Temperatura operativa	5÷-35÷
Alimentatore di potenza	4 batterie AA (1,5 V) o adattatore CA

2. Introduzioni di Button

(1) **PULSANTE ON/OFF:** premere il pulsante ON/OFF per accendere/spegnere la bilancia.

- (2) **PULSANTE UNITÀ:** premere il pulsante Modalità per cambiare unità.
- (3) **PULSANTE ATTESA:** blocca/sblocca il risultato di pesatura corrente.
- (4) **PULSANTE TARA:** entra/esce dalla modalità tara, la funzione tara eliminerà la tara peso del carico.

3. Operazione

- (1) Posizionare la bilancia su una superficie solida e piana.
- (2) Premere il pulsante ON/OFF per accendere la bilancia, la bilancia avvia l'azzeramento procedura che da 88.8.8.8 a 0,00 kg/0,0 LB.
- (3) Dopo che la bilancia mostra zero, iniziare a pesare.
- (4) Premere il pulsante Unità, è possibile cambiare unità tra libbre e kg.

Nota: solo dopo che sullo schermo viene visualizzato zero è possibile iniziare a pesare.

Quando si accende la bilancia, ora devono esserci otto sulla scala.

Mentre la batteria o l'alimentatore sono collegati, la bilancia girerà automaticamente SU.

4. Informazioni sullo spegnimento automatico

Alimentata da batterie, se non viene eseguita alcuna operazione, la macchina si spegnerà automaticamente giù dopo 5 minuti.

Alimentata dall'elettricità, la macchina non si spegnerà automaticamente a meno che tu non lo faccia premere il pulsante ON/OFF.

5. Suggerimenti per la calibrazione (ogni bilancia è stata calibrata in precedenza uscita dalla fabbrica)

- (1) In un ambiente senza forti interferenze di campi magnetici o forti convezione, posizionare la bilancia su una superficie piana.
 - (2) Accendere la bilancia, tenere premuto il pulsante "unità" per 5 secondi sullo schermo mostra "CAL", sullo schermo puoi vedere solo "kg".
 - (3) Premere il pulsante "UNIT", scegliere l'unità di calibrazione tra kg e lb, quindi premere TARA per confermare l'unità.
 - (4) Premere Unit per scegliere il peso di calibrazione da inserire (10 kg, 20 kg, 50 kg), quindi premere TARE per confermare il peso.
 - (5) Il valore del peso scelto nel passaggio precedente lampeggerà sullo schermo, posizionare il contrappeso sulla bilancia, quindi premere TARE, lo schermo mostrerà "PASS"
- Congratulazioni, la procedura di calibrazione è completata.

Avviso:

Se si desidera forzare l'uscita dalla procedura di calibrazione, tenere premuto il pulsante ON/OFF.

6. Suggerimenti per la calibrazione (ogni bilancia è stata calibrata in precedenza uscita dalla fabbrica)

(1) In un ambiente senza forti interferenze di campi magnetici o forti convezione, posizionare la bilancia su una superficie piana.

(2) Accendere la bilancia, tenere premuto il pulsante "unità" per 5 secondi sullo schermo mostra "CAL", sullo schermo puoi vedere solo "kg".

(3) Premere il pulsante "UNIT", scegliere l'unità di calibrazione tra kg e lb, quindi premere TARA per confermare l'unità.

(4) Premere Unit per scegliere il peso di calibrazione da inserire (10 kg, 20 kg, 50 kg), quindi premere TARE per confermare il peso.

(5) Il valore del peso scelto nel passaggio precedente lampeggerà sullo schermo, posizionare il contrappeso sulla bilancia, quindi premere TARE, lo schermo mostrerà "PASS"
Congratulazioni, la procedura di calibrazione è completata.

Avviso:

Se si desidera forzare l'uscita dalla procedura di calibrazione, tenere premuto il pulsante ON/OFF.

7. Istruzioni per la cura

(1) Prendi e metti delicatamente.

(2) La macchina deve essere utilizzata su una superficie solida, piana e stabile, in un ambiente asciutto ambiente senza scossa, fluentemente, radiazione e forte elettromagnetico interferenza. I quattro piedi della bilancia dovrebbero essere allo stesso livello.

(3) Si prega di utilizzare entro la capacità (550 libbre), il sovraccarico danneggerà permanentemente il dispositivo sensore.

(4) Non lasciare il peso sulla bilancia quando non in uso.

(5) Intervallo di pesatura 0,5 libbre - 550 libbre (0,25 kg - 250 kg).

Avviso:

8. Le batterie non sono ricaricabili.

9. Impostazione dell'ora di spegnimento automatico

(1) Alimentata da batterie, se non viene eseguita alcuna operazione, la macchina si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.

(2) Nello stato zero, premere a lungo il pulsante "TARE" per accedere alla selezione dell'ora di spegnimento.

Premere il pulsante "TARE" per alternare tra "1" (minuti) , "3" (minuti) , "5" (minuti) e "-" (nessuno spegnimento).

Premere il pulsante "MODE" per confermare.

(3) Alimentata dall'elettricità, la bilancia non si spegnerà automaticamente a meno che non si prema il pulsante ON/OFF.

10. Se il cliente entra per errore nello stato di impostazione, è possibile premere a lungo il pulsante ON/OFF per spegnere la bilancia o rimuovere la batteria per uscire dallo stato di impostazione.

11. Prestare attenzione all'impermeabilità, il prodotto non è impermeabile.

DOMANDE	MISURE
Non c'è risposta dopo aver premuto il tasto ON/OFF	Controllare se l'alimentazione è normale Prova un altro stile di alimentazione, batteria o adattatore
Sullo schermo viene visualizzato un numero negativo	Premere il pulsante TARE per azzerare
Il numero continua a battere e non può fermarsi allo zero	Controllare se la bilancia si trova su una superficie piana e solida e se è presente una forza esterna sul piatto della bilancia, come pressione artificiale, forte interferenza del campo magnetico o forte convezione
Non c'è nessun prodotto sulla bilancia, ma il display no zero	Controllare se la bilancia si trova su una superficie piana e solida e se sono presenti forti interferenze elettromagnetiche nell'ambiente. In caso contrario, premere il pulsante TARE o calibrare la bilancia
Non legge i pesi precisi	Se si provano diversi articoli e si scopre che le letture non sono accurate, calibrare la scala

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69, 60329
Francoforte sul Meno.



YH CONSULENZA LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ESCALA DEL MEDICO

Modelo: SF-891 / SF-884

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra Mitad", "Mitad de Precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros sólo representa un Estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de


herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar cuidadosamente cuando realiza un pedido con nosotros si

En realidad, en comparación con las principales marcas, se ahorra la mitad.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESCALA DEL MEDICO

Modelo: SF-891SF-884



¿NECESITAR AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió.

Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Solo uso en interiores
	El cumplimiento es una certificación de seguridad CE.
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a la radio.

comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este producto causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, que pueden ser determinada apagando y encendiendo el producto, el usuario Se recomienda intentar corregir la interferencia de uno o más de los siguientes medidas. · Reorientar o reubicar la antena receptora. · Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. · Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al de al que está conectado el receptor. · Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para asistencia.
--

Gracias por usar este producto. Por favor lea todas las instrucciones antes usándolo. La información le ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.

ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. No hacer hacerlo puede provocar lesiones graves.

¡SEGURIDAD ELÉCTRICA!

1. Antes de utilizar, comprobar que la tensión de alimentación corresponde a la que se muestra en la placa de características del aparato. Asegúrese de que el voltaje configurado en la máquina corresponda al suministro eléctrico de su país.
2. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de funciona mal o ha sido dañado de cualquier manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable especial o conjunto disponible del fabricante o su agente de servicio.
4. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador ni toque objetos calientes. superficie.
5. No utilice aparatos para un uso distinto al previsto.
6. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja cables, enchufes eléctricos ni aparatos en agua u otros líquidos.
7. El uso de accesorios que el fabricante del aparato no fabrica recomienda, puede provocar incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
8. No utilice un cable de extensión con este producto.

9. El cable de alimentación debe quedar plano sobre una mesa o superficie de mostrador y no debe colgarse. sobre el borde. Manténgalo alejado de superficies calientes y agua.
10. ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas. Si se ingiere, representará un peligro de asfixia. ¡Mantenga estas piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje!

¡ATENCIÓN!



¡ADVERTENCIA! Retire todos los materiales de embalaje y consérvelos para uso futuro. Los materiales de embalaje no son un juguete.

¡ADVERTENCIA! No permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje. Si

Si se tragan los materiales de embalaje, ¡se asfixiarán!

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Gracias por seleccionar esta báscula digital, que proporciona información clara y fácilmente legible. medidas de peso. Con su plataforma antideslizante, garantiza estabilidad y seguridad, por lo que es adecuado para personas con movilidad reducida o aquellas que puedan requieren apoyo adicional. Esta báscula es ideal para una variedad de entornos que incluyen Instalaciones médicas, clínicas de salud, gimnasios, programas de control de peso, escuelas y para uso personal en el hogar.

1. Especificaciones técnicas

Capacidad × Graduación	100 kg * 50 g, 100 kg * 100 g, 200 kg * 50 g, 200 kg * 100 g, 250 kg * 50 g, 250 kg * 100 g
unidades de pesaje	kilogramos, libras
Tamaño del plato de pesaje	12,9" x 12,5"
Indicación de sobrecarga	Viejo
Indicación de bajo voltaje	LO
Temperatura de funcionamiento	5 -35
Proveedor de energía	4 pilas AA (1,5 V) o adaptador de CA

2. Presentaciones del botón

(1) BOTÓN ON/OFF: Presione el botón ON/OFF para encender/apagar la báscula.

(2) BOTÓN DE UNIDAD: Presione el botón Modo, puede cambiar las unidades.

(3) BOTÓN DE MANTENER: Bloquea/Desbloquea el resultado de pesaje actual.

(4) BOTÓN TARA: Entrar/Salir del modo tara, la función de tara eliminará la peso de la carga.

3. Operación

(1) Coloque la báscula sobre una superficie sólida y plana.

(2) Presione el botón ON/OFF para encender la báscula, la báscula comienza a ponerse a cero. procedimiento que de 88.8.8.8 a 0,00 kg/0,0 LB.

(3) Después de que la báscula muestre cero, comience a pesar.

(4) Presione el botón Unidad, puede cambiar las unidades entre lb y kg.

Aviso: Sólo después de que la pantalla muestre cero, podrá comenzar a pesar.

Al encender la báscula, ahora debe haber ocho en la báscula.

Mientras la batería o la fuente de alimentación estén conectadas, la báscula se encenderá automáticamente. en.

4. Acerca del apagado automático

Alimentado por baterías, si no se realiza ninguna operación, la máquina se apagará automáticamente abajo después de 5 minutos.

Alimentada por electricidad, la máquina no se apagará automáticamente a menos que usted presione el botón ENCENDIDO/APAGADO.

5. Consejos de calibración (cada báscula ha sido calibrada antes saliendo de la fábrica)

(1) En un entorno sin fuertes interferencias de campos magnéticos o fuertes Convección, coloque la báscula sobre una superficie plana.

(2) Encienda la báscula, presione y mantenga presionado el botón "unidad" durante 5 segundos, la pantalla muestra "CAL", entonces solo podrá ver "kg" en la pantalla.

(3) Presione el botón "UNIT", elija la unidad de calibración entre kg y lb, luego presione TARA para confirmar la unidad.

(4) Presione unidad para elegir el peso de calibración que pondrá (10 kg, 20 kg, 50 kg), luego presione TARE para confirmar el peso.

(5) El valor de peso que usted eligió en el paso anterior parpadeará en la pantalla, coloque el contrapeso en la báscula, luego presione TARA, la pantalla mostrará "PASO" Felicitaciones, el procedimiento de calibración ha finalizado.

Aviso:

Si desea forzar la salida del procedimiento de calibración, presione y mantenga presionado el botón ON/OFF.

6. Consejos de calibración (cada báscula ha sido calibrada antes saliendo de la fábrica)

(1) En un entorno sin fuertes interferencias de campos magnéticos o fuertes

Convección, coloque la báscula sobre una superficie plana.

(2) Encienda la báscula, presione y mantenga presionado el botón "unidad" durante 5 segundos, la pantalla muestra "CAL", entonces solo podrá ver "kg" en la pantalla.

(3) Presione el botón "UNIT", elija la unidad de calibración entre kg y lb, luego presione TARA para confirmar la unidad.

(4) Presione unidad para elegir el peso de calibración que pondrá (10 kg, 20 kg, 50 kg), luego presione TARE para confirmar el peso.

(5) El valor de peso que usted eligió en el paso anterior parpadeará en la pantalla, coloque el contrapeso en la báscula, luego presione TARA, la pantalla mostrará "PASO"
Felicitaciones, el procedimiento de calibración ha finalizado.

Aviso:

Si desea forzar la salida del procedimiento de calibración, presione y mantenga presionado el botón ON/OFF.

7. Instrucciones de cuidado

(1) Tomar y poner con cuidado.

(2) La máquina debe usarse sobre una superficie sólida, plana y estable, en un Ambiente sin golpes, fluidez, radiación y electromagnética fuerte. interferencia. Los cuatro pies de la báscula deben estar al mismo nivel.

(3) Úselo dentro de su capacidad (550 lb), la sobrecarga dañará permanentemente el sensor.

(4) No deje peso en la báscula cuando no esté en uso.

(5) Rango de pesaje 0,5 lb - 550 lb (0,25 kg - 250 kg).

Aviso:

8. Las baterías no son recargables.

9. Configuración del tiempo de apagado automático

(1) Alimentada por baterías, si no se realiza ninguna operación, la máquina se apagará automáticamente después de 5 minutos.

(2) En el estado cero, mantenga presionado el botón "TARA" para ingresar a la selección de tiempo de apagado.

Presione el botón "TARE" para cambiar entre "1" (minutos) , "3" (minutos) , "5" (minutos)y "-" (sin apagado).

Presione el botón "MODO" para confirmar.

(3) Alimentada por electricidad, la báscula no se apagará automáticamente a menos que presione el botón ON/OFF.

10. Si el cliente ingresa al estado de configuración por error, puede presionar prolongadamente el botón ON/OFF para apagar la báscula o quitar la batería para salir del estado de configuración.

11. Preste atención a la impermeabilidad, el producto no es resistente al agua.

PREGUNTAS	MEDIDAS
No hay respuesta después de presionar la tecla ON/OFF	Compruebe si la fuente de alimentación es normal. Pruebe con otro estilo de alimentación, batería o adaptador
Se muestra un número negativo en la pantalla.	Presione el botón TARE para restablecer a cero
El número sigue latiendo y no puede fijarse en cero.	Compruebe si la báscula está sobre una superficie plana sólida y si hay una fuerza externa sobre el plato de la báscula, como presión artificial, fuerte interferencia de campo magnético o convección fuerte.
No hay ningún producto en la báscula, pero la pantalla no cero	Compruebe si la báscula está sobre una superficie plana y sólida y si hay fuertes interferencias electromagnéticas en el entorno. Si no se cumplen los dos factores anteriores, presione el botón TARE o calibre la báscula.
No lee los pesos exactos	Si prueba varios artículos y descubre que las lecturas son inexactas, calibre la báscula.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200.000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.


Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstraße 69, 60329

Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,

Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

SKALA LEKARSKA

Model: SF-891 / SF-884

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź do pół ceny”, „Zaoszczędź do połowy ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają jedynie oszacowanie oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi, najlepszymi markami i niekoniecznie oznacza uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi.


Przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli tak

faktycznie oszczędzają połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SKALA LEKARSKA

Modele: SF-891, SF-884



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Zapraszamy do kontaktu z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś.

Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
	Tylko do użytku w pomieszczeniach
	Zgodność to certyfikat bezpieczeństwa WE.
	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu. Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w radiu

	komunikacja. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpi w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które mogą wystąpić użytkownik decyduje o wyłączeniu i włączeniu produktu zachęcamy do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej spośród następujących środków. · Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej. · Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem. · Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten do którego podłączony jest odbiornik. · Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym o pomoc.
--	--

Dziękujemy za skorzystanie z tego produktu. Proszę przeczytać wcześniej wszystkie instrukcje używając go. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Niewykonanie więcej może to spowodować poważne obrażenia.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE!

1. Przed użyciem sprawdź, czy napięcie zasilania odpowiada pokazanemu na rysunku tabliczce znamionowej urządzenia. Upewnij się, że napięcie ustawione na maszynie odpowiada do sieci energetycznej w Twoim kraju.
2. Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub po nim działa nieprawidłowo lub został w jakikolwiek sposób uszkodzony. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
3. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub montaż dostępnym u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
4. Nie pozwól, aby przewód wisiał z krawędzi stołu lub blatu ani nie dotykał go do gorącej powierzchni.
5. Nie używaj urządzeń do celów innych niż przeznaczone.
6. Aby zabezpieczyć się przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami ciała, nie zanurzaj przewodów, wtyczek elektrycznych ani urządzeń w wodzie lub innych płynach.
7. Stosowanie akcesoriów, których nie zaleca producent urządzenia zalecane, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
8. Nie używaj przedłużacza z tym produktem.

9. Przewód zasilający powinien leżeć płasko na stole lub blacie i nie może wisieć za krawę. Trzymaj go z dala od gorących powierzchni i wody.

10. OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera małe części. W przypadku połknięcia będą one stanowiły ryzyko zadławienia. Podczas montażu trzymaj te małe części z dala od dzieci!

UWAGA!



OSTRZEŻENIE! Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i zachowaj je przyszłe wykorzystanie. Materiały opakowaniowe nie są zabawką.

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi. Jeśli połkną materiały opakowaniowe, uduszą się!

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Dziękujemy za wybranie tej cyfrowej skali, która zapewnia przejrzystość i łatwość odczytu pomiarów wagi. Dzięki antypoślizgowej platformie zapewnia stabilność i bezpieczeństwo, dzięki czemu jest odpowiedni dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub tych, którzy mogą wymagać dodatkowego wsparcia. Ta skala jest idealna do różnych ustawień, w tym placówkach medycznych, przychodniach zdrowia, siłowniach, programach kontroli wagi, szkołach i do użytku osobistego w domu.

1. Dane techniczne

Pojemność × Podziałka	100kg*50g/100kg*100g 200kg*50g/200kg*100g 250kg*50g, 250kg*100g
Jednostki wagowe	kg, funty
Rozmiar szalki	12,9" x 12,5"
Wskazanie przeciążenia	Stary
Wskazanie niskiego napięcia	TO
Temperatura robocza	5 °C -35 °C
Dostawca zasilania	4 baterie AA (1,5 V) lub zasilacz sieciowy

2. Wprowadzenie do przycisku

(1) PRZYCIŚK WŁ./WYŁ.: Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby włączyć/wyłączyć wagę.

- (2) PRZYCISK JEDNOSTKI: Naciśnij przycisk Mode, możesz przełączać jednostki.
- (3) PRZYCISK HOLD: Zablokuj/Odblokuj aktualny wynik ważenia.
- (4) PRZYCISK TAROWANIA: Wejście/wyjście z trybu tarowania, funkcja tarowania eliminuje cię żar ładunku.

3. Operacja

- (1) Umieść wagę na solidnej i płaskiej powierzchni.
- (2) Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć wagę, waga rozpocznie zerowanie procedura, która od 88.8.8.8 do 0,00kg/0,0LB.
- (3) Gdy waga wskaże zero, rozpocznij ważenie.
- (4) Naciśnij przycisk Jednostki, możesz przełączać jednostki pomię dzy lb i kg.

Uwaga: Dopiero gdy na ekranie pojawi się zero, można rozpocząć ważenie.

Po włączeniu wagi na skali musi być teraz osiem.

Po podłączeniu akumulatora lub zasilacza waga automatycznie się obróci NA.

4. Informacje o automatycznym wyłączeniu

Zasilany bateriami, jeśli nie ma żadnej operacji, urządzenie wyłączy się automatycznie w dół po 5 minutach.

Zasilana energią elektryczną, maszyna nie wyłączy się automatycznie, chyba że Ty naciśnij przycisk WŁ./WYŁ.

5. Wskazówki dotyczące kalibracji (każda waga była wcześniej kalibrowana opuszczenie fabryki)

- (1) W środowisku bez silnych zakłóceń pola magnetycznego lub silnych konwekcję, połóż wagę na płaskiej powierzchni.
- (2) Włącz wagę, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „jednostka” na ekranie pokazuje „CAL”, na ekranie widać tylko „kg”.
- (3) Naciśnij przycisk „UNIT”, wybierz jednostkę kalibracji pomię dzy kg i lb, a nastę pnie naciśnij TARA, aby potwierdzić jednostkę.
- (4) Naciśnij jednostkę, aby wybrać odważnik kalibracyjny, który umieścisz (10 kg, 20 kg, 50 kg), nastę pnie naciśnij przycisk TARE, aby potwierdzić wagę.
- (5) Wartość masy, którą wybrałeś w poprzednim kroku, zacznie migać na ekranie, połóż przeciwwagę na wadze, nastę pnie naciśnij TARE, na ekranie wyświetli się „PASS”
Gratulacje, procedura kalibracji została zakończona.

Ogłoszenie:

Jeśli chcesz wymusić zakończenie procedury kalibracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF.

6. Wskazówki dotyczące kalibracji (każda waga była wcześniej kalibrowana opuszczenie fabryki)

(1) W środowisku bez silnych zakłóceń pola magnetycznego lub silnych konwekcję , połóż wagę na płaskiej powierzchni.

(2) Włącz wagę , naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „jednostka” na ekranie pokazuje „CAL”, na ekranie widać tylko „kg”.

(3) Naciśnij przycisk „UNIT”, wybierz jednostkę kalibracji pomiędzy kg i lb, a następnie naciśnij TARA, aby potwierdzić jednostkę .

(4) Naciśnij jednostkę , aby wybrać odważnik kalibracyjny, który umieścisz (10 kg, 20 kg, 50 kg), następnie naciśnij przycisk TARE, aby potwierdzić wagę .

(5) Wartość masy, którą wybrałeś w poprzednim kroku, zacznie migać na ekranie, połóż przeciwwagę na wadze, następnie naciśnij TARE, na ekranie wyświetli się „PASS”
Gratulacje, procedura kalibracji została zakończona.

Ogłoszenie:

Jeśli chcesz wymusić zakończenie procedury kalibracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF.

7. Instrukcje pielęgnacji

(1) Weź i delikatnie połóż.

(2) Maszyny należy używać na solidnej, płaskiej i stabilnej powierzchni, w środowisku bez wstrząsów, płynnie, promieniowania i silnego pola elektromagnetycznego ingerencja. Cztery stopy skali powinny znajdować się na tym samym poziomie.

(3) Proszę używać w granicach pojemności (550 funtów), przeciążenie spowoduje trwałe uszkodzenie transduktor.

(4) Nie zostawiaj ciężaru na wadze, gdy nie jest używana.

(5) Zakres ważenia 0,5 funta - 550 funtów (0,25 kg - 250 kg).

Ogłoszenie:

8. Baterie nie nadają się do ponownego ładowania.

9. Ustawienie czasu automatycznego wyłączenia

(1) Zasilany bateriami. Jeśli nie będzie żadnej operacji, urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

(2) W stanie zerowym naciśnij i przytrzymaj przycisk „TARE”, aby wejść do wyboru czasu wyłączenia.

Naciśnij przycisk „TARE”, aby przełączać pomiędzy „1” (minuty) , „3” (minuty) , „5” (minuty) i „-” (bez wyłączenia).

Naciśnij przycisk „MODE”, aby potwierdzić.

(3) Waga zasilana energią elektryczną nie wyłączy się automatycznie, chyba że naciśniesz przycisk ON/OFF.

10. Jeśli klient przez pomyłkę wejdzie w stan ustawień, można długo nacisnąć przycisk ON/OFF, aby wyłączyć wagę lub wyjąć baterię, aby wyjść ze stanu ustawień.

11. Zwróć uwagę na wodoodporność, produkt nie jest wodoodporny.

PYTANIA	ŚRODKI
Brak reakcji po naciśnięciu klawisza ON/OFF	Sprawdź, czy zasilanie jest normalne Wypróbuj inny sposób zasilania, baterię lub zasilacz
Na ekranie wyświetlana jest liczba ujemna	Naciśnij przycisk TARE, aby wyzerować
Liczba ciągle bije i nie można jej ustawić na zero	Sprawdź, czy waga stoi na twardej, płaskiej powierzchni i czy na szalkę wagi działa siła zewnętrzna, np. sztuczne ciśnienie, silne zakłócenia pola magnetycznego lub silna konwekcja
Na wadze nie ma towaru, ale na wyświetlaczu nie zero	Sprawdź, czy waga stoi na twardej, płaskiej powierzchni i czy w otoczeniu nie występują silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeżeli powyższe dwa czynniki nie są spełnione, należy nacisnąć przycisk TARE lub skalibrować wagę
Nie odczytuje dokładnych ciężarów	W przypadku wypróbowania kilku pozycji i stwierdzenia, że odczyty są niedokładne, należy skalibrować skalę

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200 000 CN.
Import do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Import do USA: Sanven Technology Ltd.
Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

REPREZENT	KE
-----------	----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt nad Menem.

REPUBLIKA	Wielkiej Brytanii
-----------	-------------------

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ARTSSCHAAL

Model: SF-891 / SF-884

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap te bieden tegen een concurrerende prijs.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een


Een schatting van de besparingen die u zou kunnen opleveren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt, vergeleken met de grote topmerken. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle door ons aangeboden categorieën gereedschappen worden gedekt. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om dit zorgvuldig te verifiëren wanneer u een bestelling bij ons plaatst

besparen feitelijk de helft in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ARTSSCHAAL

Model: SF-891, SF-884



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	Alleen voor gebruik binnenshuis
	Compliance is een EG-veiligheidscertificering.
	FCC-informatie: LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Voor gebruik gelden de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2)Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken. Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie aan radiogolven veroorzaken.

communicatie. Er is echter geen garantie dat er interferentie optreedt zal niet voorkomen in een bepaalde installatie. Als dit product dit veroorzaakt schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst, wat kan zijn bepaald door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker bepaald aangemoedigd om te proberen de interferentie door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV-technicus voor bijstand.

Bedankt voor het gebruik van dit product. Lees eerst alle instructies het gebruiken. De informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten te bereiken.

WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Het niet doen Dit kan dus leiden tot ernstig letsel.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID!

1. Controleer vóór gebruik of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning weergegeven op de afbeelding het typeplaatje van het apparaat. Zorg ervoor dat de op de machine ingestelde spanning overeenkomt voor de elektriciteitsvoorziening in uw land.
2. Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of stekker, of erna defect is of op enige wijze beschadigd is. Breng het apparaat terug naar de dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek, reparatie of afstelling.
3. Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal snoer of montage verkrijgbaar bij de fabrikant of zijn serviceagent.
4. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en laat het niet heet worden oppervlak.
5. Gebruik apparaten niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
6. Ter bescherming tegen brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel mogen snoeren, stekkers of apparaten niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld.
7. Het gebruik van accessoires, wat de fabrikant van het apparaat niet doet aanbevelen, kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
8. Gebruik bij dit product geen verlengsnoer.

9. Het netsnoer moet plat op een tafel of aanrecht liggen en mag niet hangen

over de rand. Houd het uit de buurt van hete oppervlakken en water.

10. **WAARSCHUWING:** Dit product bevat kleine onderdelen. Als het wordt ingeslikt, zal het een verstikkingsgevaar. Houd deze kleine onderdelen tijdens de montage uit de buurt van kinderen!

AANDACHT!



WAARSCHUWING! Verwijder al het verpakkingsmateriaal en bewaar dit toekomstig gebruik. Verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed.

WAARSCHUWING! Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Als

ze slikken het verpakkingsmateriaal in, ze stikken!

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Bedankt dat u voor deze digitale weegschaal hebt gekozen, die duidelijk en gemakkelijk leesbaar is gewicht metingen. Met zijn antislipplatform zorgt hij voor stabiliteit en veiligheid, waardoor het geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit of mensen die dat wel kunnen extra ondersteuning nodig hebben. Deze weegschaal is ideaal voor een verscheidenheid aan instellingen, waaronder medische instellingen, gezondheidsklinieken, sportscholen, programma's voor gewichtsbeheersing, scholen en voor persoonlijk gebruik thuis

1. Technische specificaties

Capaciteit × Afstuderen	100kg*50g ÷ 100kg*100g 200kg*50g ÷ 200kg*100g 250 kg * 50 g, 250 kg * 100 g
Weegeenheden	kg, pond
Grootte van weegpan	12,9 "x 12,5"
Overbelastingsindicatie	÷Oud÷
Indicatie lage spanning	÷HET÷
Bedrijfstemperatuur	5÷-35÷
Stroomleverancier	4 x AA(1,5V) batterijen of AC-adapter

2. Introducties van Button

(1) **AAN/UIT-KNOP:** Druk op de AAN/UIT-knop om de weegschaal aan/uit te zetten.

- (2) **UNIT-KNOP:** Druk op de Mode-knop, u kunt van eenheid wisselen.
- (3) **HOLD-KNOP:** huidige weegresultaat vergrendelen/ontgrendelen.
- (4) **TARENKNOP:** Ga naar/verlaat de tarraodus, de tarrafunctie elimineert de gewicht van de lading.

3. Bediening

- (1) Plaats de weegschaal op een stevige en vlakke ondergrond.
- (2) Druk op de AAN/UIT-knop om de weegschaal in te schakelen, de weegschaal begint met het op nul zetten procedure die van 88.8.8.8 tot 0,00 kg/0,0 LB.
- (3) Nadat de weegschaal nul aangeeft, begint u met wegen.
- (4) Druk op de eenheidsknop. U kunt de eenheden wisselen tussen lb en kg.

Let op: Pas nadat het scherm nul weergeeft, kunt u beginnen met wegen.

Bij het aanzetten van de weegschaal moeten er nu acht op de weegschaal staan.

Terwijl de batterij of voeding is aangesloten, draait de weegschaal automatisch op.

4. Over automatisch afsluiten

Aangedreven door batterijen, als er geen bediening plaatsvindt, wordt de machine automatisch uitgeschakeld na 5 minuten af.

De machine wordt aangedreven door elektriciteit en wordt niet automatisch uitgeschakeld, tenzij u dat doet druk op de AAN/UIT-knop.

5. Tips voor kalibratie (elke weegschaal is eerder gekalibreerd het verlaten van de fabriek)

- (1) In een omgeving zonder sterke magnetische veldinterferentie of sterk convectie, plaats de weegschaal op een plat oppervlak.
- (2) Zet de weegschaal aan, houd de "unit"-knop op het scherm 5 seconden ingedrukt toont "CAL" dan zie je alleen "kg" op het scherm.
- (3) Druk op de knop "UNIT", kies de kalibratie-eenheid tussen kg en lb en druk vervolgens op TARE om de eenheid te bevestigen.
- (4) Druk op eenheid om het kalibratiegewicht te kiezen dat u wilt plaatsen (10kg, 20kg, 50kg), druk vervolgens op TARE om het gewicht te bevestigen.
- (5) De gewichtswaarde die u in de vorige stap hebt gekozen, knippert op het scherm, plaats het contragewicht op de weegschaal en druk vervolgens op TARE. Het scherm toont "PASS" Gefeliciteerd, de kalibratieprocedure is voltooid.

Kennisgeving:

Als u de kalibratieprocedure geforceerd wilt beëindigen, houdt u de AAN/UIT-knop ingedrukt.

6. Tips voor kalibratie (elke weegschaal is eerder gekalibreerd het verlaten van de fabriek)

- (1) In een omgeving zonder sterke magnetische veldinterferentie of sterk convectie, plaats de weegschaal op een plat oppervlak.
- (2) Zet de weegschaal aan, houd de "unit"-knop op het scherm 5 seconden ingedrukt toont "CAL" dan zie je alleen "kg" op het scherm.
- (3) Druk op de knop "UNIT", kies de kalibratie-eenheid tussen kg en lb en druk vervolgens op TARE om de eenheid te bevestigen.
- (4) Druk op eenheid om het kalibratiegewicht te kiezen dat u wilt plaatsen (10kg, 20kg, 50kg), druk vervolgens op TARE om het gewicht te bevestigen.
- (5) De gewichtswaarde die u in de vorige stap hebt gekozen, knippert op het scherm, plaats het contragewicht op de weegschaal en druk vervolgens op TARE. Het scherm toont "PASS"
Gefeliciteerd, de kalibratieprocedure is voltooid.

Kennisgeving:

Als u de kalibratieprocedure geforceerd wilt beëindigen, houdt u de AAN/UIT-knop ingedrukt.

7. Onderhoudsinstructies

- (1) Neem en plaats voorzichtig.
- (2) De machine moet worden gebruikt op een stevige, vlakke en stabiele ondergrond, in een omgeving zonder schokken, vloeiend, straling en sterke elektromagnetische interferentie. De vier voeten van de schaal moeten zich op hetzelfde niveau bevinden.
- (3) Gebruik binnen de capaciteit (550 lb), overbelasting zal het apparaat permanent beschadigen sensor.
- (4) Laat geen gewicht op de weegschaal liggen als deze niet in gebruik is.
- (5) Weegbereik 0,25 kg - 250 kg (0,5 lb - 550 lb).

Kennisgeving:

8. De batterijen zijn niet oplaadbaar.

9. Automatische uitschakeltijdsinstelling

(1) Aangedreven door batterijen, als er geen bediening plaatsvindt, wordt de machine na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.

(2) Houd in de nulstatus de knop "TARE" lang ingedrukt om de selectie van de uitschakeltijd te openen.

Druk op de "TARE"-knop om te schakelen tussen "1" (minuten) , "3" (minuten) , "5" (minuten) en "-" (geen uitschakeling).

Druk op de "MODE"-knop om te bevestigen.

(3) De weegschaal wordt aangedreven door elektriciteit en wordt niet automatisch uitgeschakeld, tenzij u op de AAN/UIT-knop drukt.

10. Als de klant per ongeluk naar de instelstatus gaat, kunt u lang op de AAN/UIT-knop drukken om de weegschaal uit te schakelen, of de batterij verwijderen om de instelstatus te verlaten.

11. Let op de waterdichtheid, het product is niet waterdicht.

VRAGEN	MAATREGELEN
Er is geen reactie na het indrukken van de AAN/UIT-toets	Controleer of de stroomvoorziening normaal is Probeer een andere voedingsstijl, batterij of adapter
Er wordt een negatief getal op het scherm weergegeven	Druk op de TARE-knop om te resetten naar nul
Het getal blijft kloppen en kan niet op nul worden ingesteld	Controleer of de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond staat en of er een externe kracht op de weegschaal staat, zoals kunstmatige druk, sterke magnetische veldinterferentie of sterke convectie
Er staat geen product op de weegschaal, maar het display niet nul	Controleer of de kalk zich op een stevige, vlakke ondergrond bevindt en of er sprake is van sterke elektromagnetische interferentie in de omgeving. Als de bovenstaande twee factoren niet aanwezig zijn, druk dan op de TARE-knop of kalibreer de weegschaal
Leest de nauwkeurige gewichten niet af	Als u meerdere items probeert en merkt dat de metingen onnauwkeurig zijn, kalibreer dan de weegschaal

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200.000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329

Frankfort aan de Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,

Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LÄKARSKALA

Modell: SF-891 / SF-884


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera noggrant när du gör en beställning hos oss om du sparar faktiskt hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LÄKARSKALA

Modell: SF-891, SF-884



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått.

Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	Endast för inomhusbruk
	Överensstämmelse är en EG-säkerhetscertifiering.
	FCC-information: FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten. Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadliga störningar på radio

kommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan vara bestämt genom att stänga av och på produkten, är det användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen av en eller flera av de följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för bistånd.

Tack för att du använder den här produkten. Läs alla instruktioner innan använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

VARNING:

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra kan därför leda till allvarliga skador.

ELEKTRISK SÄKERHET!

1. Före användning, kontrollera att spänningen motsvarar den som visas på apparatens namnskylt. Se till att den inställda spänningen på maskinen överensstämmer till elförsörjningen i ditt land.
2. Använd inte någon apparat med en skadad sladd eller kontakt eller efter den fungerar felaktigt eller har skadats på något sätt. Lämna tillbaka apparaten till närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller justering.
3. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller montering tillgänglig från tillverkaren eller dess serviceombud.
4. Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller bänk eller vara varm yta.
5. Använd inte apparater för annat än avsett ändamål.
6. För att skydda mot brand, elektriska stötar eller personskador, doppa inte sladdar, elkontakter eller apparater i vatten eller andra vätskor.
7. Användning av tillbehör, vilket apparattillverkaren inte gör rekommenderar, kan leda till brand, elektriska stötar eller personskada.
8. Använd inte en förlängningssladd med denna produkt.

9. Nätsladden ska ligga plant på ett bord eller en bänkyta och får inte hänga över kanten. Håll den borta från heta ytor och vatten.

10. VARNING: Denna produkt innehåller små delar. Om den sväljs kommer den att utgöra en kvävningsrisk. Håll dessa små delar borta från barn när du monterar dem!

UPPMÄRKSAMHET!



VARNING! Ta bort allt förpackningsmaterial och behåll det framtida användning. Förpackningsmaterial är ingen leksak.

VARNING! Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. Om de sväljer förpackningsmaterialet, de kommer att kvävas!

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Tack för att du valt denna digitala våg, som ger tydlig och lättläst viktmaat. Med sin halkfria plattform säkerställer den stabilitet och säkerhet, vilket gör den lämplig för personer med nedsatt rörlighet eller de som kan kräver ytterligare stöd. Denna våg är idealisk för en mängd olika inställningar, inklusive medicinska anläggningar, hälsokliniker, gym, viktkontrollprogram, skolor och för personligt bruk i hemmet

1. Tekniska specifikationer

Kapacitet x Graduation	100kg*50g,100kg*100g, 200kg*50g,200kg*100g, 250kg*50g, 250kg*100g
Vägningsenheter	Kg,lb
Väggpanna storlek	12,9" x 12,5"
Överbelastningsindikering	γGammaly
Lågspänningsindikering	γDETy
Driftstemperatur	5γ-35γ
Strömförsörjare	4 x AA(1,5V) batterier eller nätadapter

2. Introduktioner av knappen

(1) **PÅ/AV-KNAPP:** Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på/av vågen.

- (2) **ENHETSKNAPP:** Tryck på lägesknappen, du kan byta enhet.
- (3) **HOLD-KNAPP:** Lås/lås upp aktuellt vägningsresultat.
- (4) **TARA-KNAPP:** Gå till/avsluta taraläget, tarafunktionen kommer att eliminera lastens vikt.

3. Drift

- (1) Placera vågen på den fasta och plana ytan.
- (2) Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på vågen, vågen startar en nollställning procedur som från 88.8.8.8 till 0.00kg/0.0LB.
- (3) Efter att vågen visar noll, börja din vägning.
- (4) Tryck på enhetsknappen, du kan växla enheter mellan lb och kg.

Observera: Först efter att skärmen visar noll kan du börja väga.

När man slår på vågen ska det nu finnas åtta på vågen.

Medan batteriet eller strömförsörjningen är ansluten kommer vågen att vridas automatiskt på.

4. Om att stänga av automatiskt

Drivs av batterier, om det inte finns någon funktion, stängs maskinen automatiskt ner efter 5 minuter.

Drivs av elektricitet, kommer maskinen inte att stängas av automatiskt om du inte tryck på ON/OFF-knappen.

5. Kalibreringstips (varje våg har kalibrerats tidigare lämnar fabriken)

- (1) I en miljö utan stark magnetfältstörning eller stark konvektion, lägg skalan på den plana ytan.
 - (2) Slå på vågen, tryck och håll "enhet"-knappen i 5 sekunder på skärmen visar "CAL" då kan du bara se "kg" på skärmen.
 - (3) Tryck på knappen "UNIT", välj kalibreringsenhet mellan kg och lb och tryck sedan TARA för att bekräfta enheten.
 - (4) Tryck på enheten för att välja den kalibreringsvikt som du ska lägga (10 kg, 20 kg, 50 kg), tryck sedan på TARE för att bekräfta vikten.
 - (5) Viktvärdet som du valde i föregående steg kommer att blinka på skärmen, lägg motvikt på vågen, tryck sedan på TARE, skärmen visar "PASS"
- Grattis, kalibreringsproceduren är klar.

Varsel:

Om du vill tvinga avbryta kalibreringsproceduren, tryck och håll ner ON/OFF-knappen.

6. Kalibreringstips (varje våg har kalibrerats tidigare lämnar fabriken)

- (1) I en miljö utan stark magnetfältstörning eller stark konvektion, lägg skalan på den plana ytan.
 - (2) Slå på vågen, tryck och håll "enhet"-knappen i 5 sekunder på skärmen visar "CAL" då kan du bara se "kg" på skärmen.
 - (3) Tryck på knappen "UNIT", välj kalibreringsenhet mellan kg och lb och tryck sedan TARA för att bekräfta enheten.
 - (4) Tryck på enheten för att välja den kalibreringsvikt som du ska lägga (10 kg, 20 kg, 50 kg), tryck sedan på TARE för att bekräfta vikten.
 - (5) Viktvärdet som du valde i föregående steg kommer att blinka på skärmen, lägg motvikt på vågen, tryck sedan på TARE, skärmen visar " PASS "
- Grattis, kalibreringsproceduren är klar.

Varsel:

Om du vill tvinga avbryta kalibreringsproceduren, tryck och håll ner ON/OFF-knappen.

7. Skötselråd

- (1) Ta och lägg försiktigt.
- (2) Maskinen ska användas på den fasta plana och stabila ytan, i en miljö utan stötar, flytande, strålning och stark elektromagnetisk interferens. De fyra fötterna på vågen ska vara på samma nivå.
- (3) Vänligen använd inom kapacitet (550lb), överbelastning kommer att skada permanent sensor.
- (4) Lämna inte vikt på vågen när den inte används.
- (5) Vagningsområde 0,5 lb - 550 lb (0,25 kg - 250 kg).

Varsel:

8. Batterierna är ej uppladdningsbara.

9. Inställning av automatisk avstängningstid

(1) Drivs av batterier, om det inte finns någon funktion, stängs maskinen automatiskt av efter 5 minuter.

(2) I nollläge, tryck länge på "TARE"-knappen för att gå in i valet av avstängningstid.

Tryck på "TARE"-knappen för att växla mellan "1" (minuter) , "3" (minuter) , "5" (minuter) och "-"
(ingen avstängning).

Tryck på "MODE"-knappen för att bekräfta.

(3) Drivs av elektricitet, kommer vågen inte att stängas av automatiskt om du inte trycker på ON/OFF-knappen.

10. Om kunden går in i inställningsläget av misstag kan du trycka länge på ON/OFF-knappen för att stänga av vågen, eller ta bort batteriet för att lämna inställningsläget.

11. Var uppmärksam på vattentätheten, produkten är inte vattentät.

FRÅGOR	ÅTGÄRDER
Det finns inget svar efter att ha tryckt på ON/OFF-knappen	Kontrollera om strömförsörjningen är normal Prova en annan strömtyp, batteri eller adapter
Ett negativt tal visas på skärmen	Tryck på TARE-knappen för att nollställa
Siffran fortsätter att slå och kan inte fixa till noll	Kontrollera om skalan finns på en fast plan yta och om det finns en yttre kraft på skalpannan, såsom konstgjort tryck, stark magnetfältstörning eller stark konvektion
Det finns ingen vara på vågen, men displayen är det inte noll	Kontrollera om skalan finns på en fast plan yta och om det finns starka elektromagnetiska störningar i miljön. Om inte ovanstående två faktorer, tryck på TARE-knappen eller kalibrera vågen
Läser inte de exakta vikterna	Om du provar flera föremål och upptäcker att avläsningarna är felaktiga, vänligen kalibrera vågen

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329

Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,

Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support