

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

STAIR CLIMBING CHAIR

MODEL: YHR-W1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CHAIR

MODEL: YHR-W1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Careful inspection should be carried out before use to ensure that the stretcher structure is firm and there is no damage or loosening.
2. Pay attention to smooth handling.
3. Do not overload.
4. When carrying patients with this stretcher, be sure to lock tightly and fasten the safety belt for safety.
5. Don't move too fast when passing pothole areas.
6. In general operation, be careful not to out-torn the stretcher surface.

MODEL AND PARAMETERS

Model	YHR-W1
Max. Load	350lbs
Fully Developed Size	1260x500x915 mm
Folding Size	920x530x190 mm
Materials	Aluminium alloy
Weight	8.8kg

STRUCTURE DIAGRAM



MAINTENANCE

1. Keep clean as routine (incl. sterilization).
2. Check frequently for loose parts.
3. Store this product in the place of damp-proof & non-corrosion.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

CHAISE D'ESCALADE

MODÈLE : YHR-W1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CHAIR

MODÈLE : YHR-W1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

7. Une inspection minutieuse doit être effectuée avant utilisation pour garantir que la structure de la civière est ferme et qu'il n'y a aucun dommage ou desserrage.
8. Faites attention à une manipulation fluide.
9. Ne surchargez pas.
10. Lorsque vous transportez des patients avec cette civière, assurez-vous de bien verrouiller et d'attacher la ceinture de sécurité pour plus de sécurité.
11. Ne vous déplacez pas trop vite lorsque vous passez des zones de nids-de-poule.
12. En fonctionnement général, veillez à ne pas déchirer la surface du brancard.

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	YHR-W1
Max. Charger	350 livres
Taille entièrement développée	1260x500x915mm
Taille de pliage	920x530x190mm
Matériaux	Alliage d'aluminium
Poids	8,8 kg

STRUCTURE DIAGRAM



MAINTENANCE

4. Maintenir la propreté habituelle (y compris la stérilisation).
5. Vérifiez fréquemment les pièces détachées .
6. Stockez ce produit dans un endroit résistant à l'humidité et à la corrosion .

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zertifikat für technischen Support und E-Garantie

www.vevor.com/support

TREPPENSTEIGSTUHL

MODELL: YHR-W1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CHAIR

MODELL: YHR-W1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

13. Vor der Verwendung sollte eine sorgfältige Inspektion durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Tragestruktur fest ist und keine Beschädigungen oder Lockerungen aufweist.
14. Achten Sie auf eine reibungslose Handhabung.
15. Nicht überladen.
16. Wenn Sie Patienten mit dieser Trage befördern, achten Sie darauf , dass sie aus Sicherheitsgründen fest verschlossen und der Sicherheitsgurt angelegt ist.
17. Fahren Sie nicht zu schnell, wenn Sie an Schlaglochstellen vorbeifahren.
18. Achten Sie im allgemeinen Betrieb darauf, dass die Oberfläche der Trage nicht beschädigt wird .

MODEL AND PARAMETERS

Modell	YHR-W1
Max. Belastung	350 Pfund
Voll entwickelte Größe	1260x500x915 mm
Faltgröße	920x530x190 mm
Materialien	Aluminiumlegierung
Gewicht	8,8 kg

STRUCTURE DIAGRAM



MAINTENANCE

7. Halten Sie es regelmäßig sauber (inkl. Sterilisation).
8. Überprüfen Sie regelmäßig, ob lose Teile vorhanden sind .
9. Bewahren Sie dieses Produkt an einem feuchtigkeitsgeschützten und korrosionsfreien Ort auf .

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

SEDIA PER SALIRE LE SCALE

MODELLO: YHR-W1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CHAIR

MODELLO: YHR-W1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

19. È necessario effettuare un'attenta ispezione prima dell'uso per garantire che la struttura della barella sia solida e che non vi siano danni o allentamenti.
20. Prestare attenzione alla maneggevolezza.
21. Non sovraccaricare.
22. Quando si trasportano pazienti con questa barella, assicurarsi di bloccare saldamente e allacciare la cintura di sicurezza per sicurezza.
23. Non muoverti troppo velocemente quando attraversi aree con buche.
24. Durante il funzionamento generale, fare attenzione a non strappare la superficie della barella.

MODEL AND PARAMETERS

Modello	YHR-W1
Massimo. Carico	350 libbre
Dimensioni completamente sviluppate	1260x500x915mm
Dimensioni pieghevoli	920x530x190mm
Materiali	Lega di alluminio
Peso	8,8 kg

STRUCTURE DIAGRAM



MAINTENANCE

10. Mantenere pulito come di routine (inclusa la sterilizzazione).
11. Controllare frequentemente la presenza di parti allentate .
12. Conservare questo prodotto in un luogo resistente all'umidità e alla corrosione .

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

SILLA PARA SUBIR ESCALERAS

MODELO: YHR-W1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CHAIR

MODELO: YHR-W1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

25. Se debe realizar una inspección cuidadosa antes de su uso para garantizar que la estructura de la camilla esté firme y que no haya daños ni aflojamiento.
26. Preste atención al manejo suave.
27. No sobrecargues.
28. Cuando transporte pacientes con esta camilla, asegúrese de cerrar bien y abrochar el cinturón de seguridad por seguridad.
29. No se mueva demasiado rápido al pasar por zonas con baches.
30. En funcionamiento general, tenga cuidado de no rasgar la superficie de la camilla.

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	YHR-W1
Máx. Carga	350 libras
Tamaño completamente desarrollado	1260x500x915mm
Tamaño plegable	920x530x190mm
Materiales	Aleación de aluminio
Peso	8,8 kilos

STRUCTURE DIAGRAM



MAINTENANCE

13. Mantener limpio como rutina (incluida la esterilización).
14. Compruebe con frecuencia si hay piezas sueltas .
15. Guarde este producto en un lugar a prueba de humedad y sin corrosión .

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

KRZESŁO DO WSPINACZKI PO SCHODACH

MODEL: YHR-W1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CHAIR

MODEL: YHR-W1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

31. Przed użyciem należy przeprowadzić dokładną kontrolę, aby upewnić się, że konstrukcja noszy jest solidna i nie ma uszkodzeń lub poluzowań.
32. Zwróć uwagę na płynną obsługę.
33. Nie przeciążaj.
34. Podczas przenoszenia pacjentów na noszach należy pamiętać o szczelnym zapięciu pasa bezpieczeństwa i zapewnieniu bezpieczeństwa.
35. Nie poruszaj się zbyt szybko, mijając dziury.
36. Podczas ogólnej obsługi należy uważać, aby nie rozerwać powierzchni noszy.

MODEL AND PARAMETERS

Model	YHR-W1
Maks. Obciążenie	350 funtów
W pełni rozwinięty rozmiar	1260 x 500 x 915 mm
Rozmiar składany	920 x 530 x 190 mm
Materiały	Stop aluminium
Waga	8,8 kg

STRUCTURE DIAGRAM



MAINTENANCE

16. Utrzymuj czystość jak zwykle (łącznie ze sterylizacją).
17. Często sprawdzaj, czy nie ma luźnych części .
18. Przechowuj ten produkt w miejscu odpornym na wilgoć i korozję .

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

TRAPLOPEN STOEL

MODEL: YHR-W1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CHAIR

MODEL: YHR-W1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

37. Vóór gebruik moet een zorgvuldige inspectie worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de structuur van de brancard stevig is en dat er geen schade of losraken is.
38. Let op een vlotte bediening.
39. Niet overbelasten.
40. Wanneer u patiënten met deze brancard vervoert, zorg er dan voor dat u de veiligheidsgordel stevig vastmaakt en voor de veiligheid vastmaakt.
41. Beweeg niet te snel bij het passeren van kuilen.
42. Bij normaal gebruik moet u erop letten dat u het oppervlak van de brancard niet scheurt .

MODEL AND PARAMETERS

Model	JHR-W1
Max. Laden	350 pond
Volledig ontwikkelde grootte	1260x500x915 mm
Opvouwbare maat	920x530x190 mm
Materialen	Aluminium legering
Gewicht	8,8 kg

STRUCTURE DIAGRAM



MAINTENANCE

19. Schoonhouden als routine (incl. sterilisatie).
20. Controleer regelmatig op losse onderdelen .
21. vochtbestendige en niet-corrosieve plaats .

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

TRAPPKLÄTTERSTOL

MODELL: YHR-W1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CHAIR

MODELL: YHR-W1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

43. Noggrann inspektion bör utföras före användning för att säkerställa att bårstrukturen är stadig och att det inte finns några skador eller lossnar.
44. Var uppmärksam på smidig hantering.
45. Överbelasta inte.
46. När du bär patienter med denna bår, se till att låsa ordentligt och spänna fast säkerhetsbältet för säkerhets skull.
47. Rör dig inte för snabbt när du passerar gropar.
48. Vid allmän drift, var noga med att inte slita sönder bårytan .

MODEL AND PARAMETERS

Modell	YHR-W1
Max. Ladda	350 pund
Fullt utvecklad storlek	1260x500x915 mm
Vikbar storlek	920x530x190 mm
Material	Aluminiumlegering
Vikt	8,8 kg

STRUCTURE DIAGRAM



MAINTENANCE

22. Håll rent som rutin (inkl. sterilisering).
23. Kontrollera ofta för lösa delar .
24. Förvara denna produkt på en plats för fuktsäker och icke-korrosion .

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support