

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TOILET SAFETY RAILS

MODEL: FBL900633

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOILET SAFETY RAILS

MODEL: FBL900633



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, users must read the instructions manual carefully.

WARNING:

Read the manual completely to avoid harm, product damage, or warranty avoidance. Seek professional help if you encounter discomfort, pain, or worsening symptoms. If necessary, use supervision in order to assemble and use this product correctly and safely. Do not exceed the 300lb weight limit.

Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. The product is to be used on flat, stable surfaces. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual. Use only parts approved by PELEGON LLC for this specific product. Confirm the compatibility of the toilet rail with your toilet before first use. The product isn't built to withstand pressure or impact and isn't to be used as a ladder or loaded with heavy objects.

Keep away from children and pets. Contains potentially hazardous small parts - choking hazard. Exercise caution during operation and assembly. Avoid extreme temperatures or open flames. If an allergic reaction occurs, cease use immediately and consult a healthcare professional.

Warranty Policy

We warrant your new VEVOR product to be free from defects in materials and workmanship 3 years of the original purchase. However, please keep in mind that our guarantee policy does not cover counterfeit or replica items, nor does it extend to products purchased from unauthorized resellers or in used condition. Please note that each purchase is eligible for only one guarantee redemption, and we cannot repeatedly refund, replace, or exchange your product. We also kindly ask that you handle the product with care and use it according to the instructions provided. Unfortunately, we cannot cover damage resulting from misuse or abuse of the product. This warranty is not transferable and applies only to the original purchaser.

IMPORTANT

- 1. Don't exceed the weight capacity - 300 lb max.
- 2. Use on stable surfaces only.
- 3. Regularly inspect for signs of wear, damage, or loose parts.
- 4. Clean regularly using a mild detergent and warm water, rinse off any soap residue. After cleaning, dry thoroughly.
- 5. Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.

SAVE THESE INSTRUCTION


PARAMETER LIST

Model	FBL900633
Rated bearing capacity (lbs)	300
Width adjustment range (mm)	410-510
Net weight	1.83kg
Product size (mm)	475-575*425*263

PART LIST



When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.





NO	PICTURE	PART NUMBER	QTY	NO	PICTURE	PART NUMBER	QTY
1		Flattened tube	2	6		Handrail tube right	1
2		Figure 6 regulating tube	1	7		Handrail tube left	1
3		Proximity Card	2	8		L-shaped tube right	1
4		rotary knob	2	9		L-shaped tube left	1
5		outer hexagon screw	2				





OPERATION

1. Installation Procedures

	1. Align the bolt holes on the 6-figure tube, and toilet seat, and secure the other end of the bolt.
	2. Install the L-shaped tube left to the top left of the handrail tube (1 5-star knob, 1 outer hex screw)

	3. Install the flat tube on the upper left side of the handrail tube (1 type C card)
	4. Install the L-shaped tube right on the top right of the handrail tube (1 5-star knob, 1 outer hex screw)
	5. Install the flat tube on the top right of the handrail tube (1 type C card)
	6. Install the assembled left handrail tube and right handrail tube on the adjustment tube (figure-6), and the assembled product as shown in the following figure

In the picture below, we insert the mounting hole into the pin of the toilet.



2. Installation Procedures

- With the tailgate open, place Bed Extender pivot pins into the left and right mounting brackets. Rotate to 45 until it drops into place, then lower it onto the open tailgate.
- Flip the Bed Extender out to contain cargo in the truck bed when the tailgate is open. **CAUTION:** 200lb maximum load on the open tailgate. Always distribute the cargo evenly and properly secure inside the bed. Do not secure cargo to the Bed Extender or the tailgate.
- Before driving, secure Bed Extender by locking the provided strap buckles into the truck's tailgate latches. To release, pull the tailgate handle. **NOTE:** Ensure that both buckles are properly locked into the latches by pulling up on each strap.
- Flip the Bed Extender forward and close the tailgate to keep smaller cargo safe and organized.

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

RAILS DE SÉCURITÉ POUR TOILETTES

MODÈLE : FBL900633


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SÉCURITÉ DES TOILETTES
DES RAILS

MODÈLE : FBL900633



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Avertissement-Pour réduire le risque de blessure, les utilisateurs doivent lire le attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:

Lisez entièrement le manuel pour éviter tout dommage, dommage au produit ou garantie.

évitement. Demandez l'aide d'un professionnel si vous ressentez un inconfort, une douleur ou une aggravation symptômes. Si nécessaire, utilisez la supervision afin d'assembler et d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité. Ne dépassez pas la limite de poids de 300 lb.

Vérifiez régulièrement la sécurité de l'assemblage et contactez l'assistance en cas de doute. Assurer que les pieds du produit sont uniformes et verrouillés avant utilisation, et cessez de l'utiliser s'il y a signes d'usure, de dommages ou de pièces manquantes. Le produit doit être utilisé sur un support plat et stable surfaces. Ne démontez pas si cela n'est pas nécessaire, car cela pourrait compromettre la longévité du produit. Ne modifiez pas le produit sauf indication contraire dans le manuel.

Utilisez uniquement des pièces approuvées par PELEGON LLC pour ce produit spécifique. Confirmer la compatibilité de la barre de toilette avec vos toilettes avant la première utilisation. Le produit n'est pas construit pour résister à la pression ou aux chocs et ne doit pas être utilisé comme une échelle ou chargé de objets lourds.

Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques. Contient de petites pièces potentiellement dangereuses - risque d'étouffement. Faites preuve de prudence lors du fonctionnement et du montage. Évitez les extrêmes températures ou flammes nues. En cas de réaction allergique, cesser immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de la santé.

Politique de garantie

Nous garantissons que votre nouveau produit VEVOR est exempt de défauts de matériaux et fabrication 3 ans à compter de l'achat initial. Cependant, gardez à l'esprit que notre politique de garantie ne couvre pas les articles contrefaits ou répliques, ni s'étendre aux produits achetés auprès de revendeurs non autorisés ou en état d'usage.

Veuillez noter que chaque achat n'est éligible qu'à un seul rachat de garantie, et nous ne pouvons pas rembourser, remplacer ou échanger votre produit à plusieurs reprises. Nous avons également la gentillesse vous demander de manipuler le produit avec soin et de l'utiliser conformément aux instructions fourni. Malheureusement, nous ne pouvons pas couvrir les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un abus du produit. Cette garantie n'est pas transférable et s'applique uniquement à l'acheteur d'origine.

IMPORTANT

1. Ne dépassez pas la capacité de poids – 300 lb maximum.
2. Utiliser uniquement sur des surfaces stables.
3. Inspectez régulièrement les signes d'usure, de dommages ou de pièces desserrées.
4. Nettoyez régulièrement avec un détergent doux et de l'eau tiède, rincez éliminer tout résidu de savon. Après le nettoyage, séchez soigneusement.
5. Avant utilisation, confirmez auprès de votre professionnel de la santé que le produit répond à vos besoins spécifiques. Les directives suivantes ne remplacent pas un avis médical.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	FBL900633
Capacité portante nominale (lbs)	300
Plage de réglage de la largeur (mm)	410-510
Poids net	1,83 kg
Taille du produit (mm)	475-575*425*263

LISTE DES PIÈCES



Lors du déballage de ce produit, vérifiez que les pièces répertoriées ci-dessous sont inclus et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transit. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas de assembler ou utiliser le produit.

PAS D'IMAGE		PARTIE NOMBRE	QTÉ	PAS DE PHOTO		PARTIE NOMBRE	QTÉ
1		Aplati tube	2	6		Balustrade tube à droite	1
2		Figure 6 régulation tube	1	7		Balustrade tube gauche	1
3		Proximité Carte	2	8		en forme de L tube à droite	1
4		bouton rotatif	2	9		en forme de L tube gauche	1
5		extérieur hexagone vis	2				




OPÉRATION




1. Procédures d'installation




1. Alignez les trous de boulons sur le tube à 6 chiffres et les toilettes. siége et fixez l'autre extrémité du boulon.



2. Installez le tube en forme de L à gauche en haut à gauche du tube de la main courante (1 bouton 5 étoiles, 1 vis hexagonale extérieure).

	3. Installez le tube plat sur le côté supérieur gauche du tube de la main courante (1 carte de type C)
	4. Installez le tube en forme de L juste en haut à droite du tube de la main courante (1 Bouton 5 étoiles, 1 hexagone extérieur vis)
	5. Installez le tube plat sur en haut à droite du tube de la main courante (1 carte type C)
	6. Installez le tube de main courante gauche et droit tube de main courante sur le tube de réglage (figure 6) et le produit assemblé comme indiqué dans la figure suivante

Dans l'image ci-dessous, nous insérons le trou de montage dans la goupille des toilettes.



2. Procédures d'installation

Avec le hayon ouvert, placez les axes de pivotement de la rallonge de lit dans les supports de montage gauche et droit. Tournez-le à 45 jusqu'à ce qu'il se mette en place, puis abaissez-le sur le hayon ouvert.

Retournez la rallonge de lit pour contenir la cargaison dans le plateau du camion lorsque le hayon est ouvert. **ATTENTION** : charge maximale de 200 lb sur le hayon ouvert. Répartissez toujours la charge uniformément et fixez-la correctement à l'intérieur du lit. Ne fixez pas le chargement à la rallonge de caisse ou au hayon.

Avant de conduire, fixez la rallonge de caisse en verrouillant les boucles de sangle fournies dans les loquets du hayon du camion. Pour déverrouiller, tirez la poignée du hayon. **REMARQUE** : Assurez-vous que les deux boucles sont correctement verrouillées dans les loquets en tirant sur chaque sangle.

Basculez la rallonge de lit vers l'avant et fermez le hayon pour garder les petites marchandises sûrs et organisé.

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importé en


Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

WC-SICHERHEITSGELÄNDER

MODELL: FBL900633

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SICHERHEIT AUF DER TOILETTE

SCHIENEN

MODELL: FBL900633



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Benutzer die lesen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

WARNUNG:

Lesen Sie das Handbuch vollständig durch, um Schäden, Produktschäden oder Garantieansprüche zu vermeiden

Vermeidung. Suchen Sie professionelle Hilfe auf, wenn Sie Beschwerden, Schmerzen oder eine Verschlechterung verspüren

Symptome. Lassen Sie sich bei Bedarf von der Aufsicht beaufsichtigen, um dieses Produkt zusammenzubauen und zu verwenden richtig und sicher. Überschreiten Sie nicht die Gewichtsgrenze von 300 Pfund.

Überprüfen Sie regelmäßig die sichere Montage und wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Support. Sicherstellen, dass die

Stellen Sie sicher, dass die Füße des Produkts vor der Verwendung gerade und verriegelt sind. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn dies der Fall ist

Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder fehlenden Teilen. Das Produkt ist auf ebenem, stabilem Untergrund zu verwenden

Oberflächen. Zerlegen Sie es nicht, wenn es nicht notwendig ist, da dies die Funktion beeinträchtigen könnte

Langlebigkeit des Produkts. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, es sei denn, dies ist im Handbuch angegeben.

Verwenden Sie nur von PELEGON LLC für dieses spezifische Produkt zugelassene Teile. Bestätige das

Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch die Kompatibilität der Toilettenstange mit Ihrer Toilette. Das Produkt ist nicht gebaut

um Druck oder Stößen standzuhalten und darf nicht als Leiter verwendet oder damit belastet werden

schwere Gegenstände.

Von Kindern und Haustieren fernhalten. Enthält potenziell gefährliche Kleinteile – Erstickungsgefahr. Seien Sie beim Betrieb und bei der Montage vorsichtig. Vermeiden Sie Extreme

Temperaturen oder offene Flammen. Wenn eine allergische Reaktion auftritt, stellen Sie die Anwendung sofort ein und konsultieren Sie einen Arzt.

Garantiebestimmungen

Wir garantieren, dass Ihr neues VEVOR-Produkt frei von Material- und Mängeln ist

Verarbeitung 3 Jahre nach dem ursprünglichen Kauf. Bitte bedenken Sie dies jedoch

Unsere Garantiebestimmungen decken keine gefälschten oder nachgeahmten Artikel ab und tun dies auch nicht

gelten auch für Produkte, die bei nicht autorisierten Wiederverkäufern gekauft wurden oder sich in gebrauchtem Zustand befinden.

Bitte beachten Sie, dass bei jedem Kauf nur eine Garantieeinnöfung möglich ist

Wir können Ihr Produkt nicht wiederholt erstatten, ersetzen oder umtauschen. Wir freuen uns auch

Bitten Sie darum, mit dem Produkt vorsichtig umzugehen und es gemäß den Anweisungen zu verwenden

bereitgestellt. Schäden, die durch Missbrauch oder Missbrauch entstehen, können wir leider nicht decken

des Produkts. Diese Garantie ist nicht übertragbar und gilt

nur an den ursprünglichen Käufer.

WICHTIG

1. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität – max. 300 Pfund.
2. Nur auf stabilen Oberflächen verwenden.
3. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder lockeren Teilen.
4. Regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser reinigen und abspülen
Seifenreste entfernen. Nach der Reinigung gründlich trocknen.
5. Bestätigen Sie vor der Verwendung mit Ihrem Arzt, dass das Produkt Ihren Anforderungen entspricht
spezielle Bedürfnisse. Die folgenden Richtlinien ersetzen keinen ärztlichen Rat.

Bewahren Sie diese Anleitung auf


PARAMETERLISTE

Modell	FBL900633
Nenntragfähigkeit (lbs)	300
Breitenverstellbereich (mm)	410-510
Nettogewicht	1,83 kg
Produktgröße (mm)	475-575*425*263

STÜCKLISTE


Überprüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile vorhanden sind
enthalten sind und überprüfen Sie sorgfältig, ob eventuelle Schäden entstanden sind
während des Transports. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie es nicht
das Produkt nicht zusammenbauen oder verwenden.

KEIN BILD	TEIL NUMMER	MENGE	KEIN BILD	TEIL NUMMER	MENGE
1	 Abgeflacht Rohr	2	6	 Geländer Rohr rechts	1
2	 Abbildung 6 regelnd Rohr	1	7	 Geländer Rohr links	1
3	 Nähe Karte	2	8	 L-förmig Rohr rechts	1
4	 Drehknopf	2	9	 L-förmig Rohr links	1
5	 äußere Hexagon schrauben	2			




BETRIEB





1. Installationsverfahren _



1. Richten Sie die Schraubenlöcher am 6-stelligen Rohr und an der Toilette aus Sitz und sichern Sie den anderen Ende des Bolzens.




2. Montieren Sie das L-förmige Rohr links oben links am Handlaufrohr (1 5-Stern-Knopf, 1 äußere Sechskantschraube).

	3. Installieren Sie das Flachrohr die obere linke Seite des Handlaufrohrs (1 Karte vom Typ C)
	4. Montieren Sie das L-förmige Rohr ganz oben rechts am Handlaufrohr (1). 5-Stern-Knopf, 1 Außensechskant schrauben)
	5. Montieren Sie das Flachrohr oben rechts am Handlaufrohr (1 Typ-C-Karte)
	6. Installieren Sie die zusammengebaute linkes Handlaufrohr und rechtes Handlaufrohr am Einstellrohr (Abbildung 6) und das zusammengebaute Produkt, wie in der folgenden Abbildung gezeigt

Im Bild unten fügen wir das ein

Montageloch in den Stift der Toilette.



2. Installationsverfahren

- Platzieren Sie bei geöffneter Heckklappe die Drehzapfen der Bettverlängerung in den linken und rechten Montagehalterungen. Drehen Sie ihn um 45°, bis er einrastet, und senken Sie ihn dann auf die geöffnete Heckklappe ab.
- Klappen Sie die Ladeflächenverlängerung aus, um bei geöffneter Heckklappe Ladung auf der Ladefläche des LKWs unterzubringen. **ACHTUNG:** Maximale Belastung von 200 Pfund bei geöffneter Heckklappe. Verteilen Sie die Ladung immer gleichmäßig und sichern Sie sie ordnungsgemäß im Bett. Befestigen Sie die Ladung nicht an der Bettverlängerung oder der Heckklappe.
- Sichern Sie die Bettverlängerung vor der Fahrt, indem Sie die mitgelieferten Gurtschnallen in die Heckklappenriegel des LKWs einrasten lassen. Zum Entriegeln ziehen Sie am Griff der Heckklappe. **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass beide Schnallen richtig in den Riegeln eingerastet sind, indem Sie an jedem Riemen nach oben ziehen.
- Klappen Sie die Bettverlängerung nach vorne und schließen Sie die Heckklappe, um kleinere Ladung aufzubewahren sicher und organisiert.

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

GUIDE DI SICUREZZA PER WC

MODELLO: FBL900633


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SICUREZZA DEI WC
ROTAIE

MODELLO: FBL900633



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, gli utenti devono leggere il attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO:

Leggere completamente il manuale per evitare danni, danni al prodotto o garanzia evitare. Cerca un aiuto professionale se riscontri disagio, dolore o peggioramento sintomi. Se necessario, avvalersi della supervisione per assemblare e utilizzare questo prodotto correttamente e in sicurezza. Non superare il limite di peso di 300 libbre.

Controllare regolarmente che l'assemblaggio sia sicuro e contattare l'assistenza in caso di dubbi. Garantire il i piedini del prodotto siano livellati e bloccati prima dell'uso e, se presenti, interrompere l'uso segni di usura, danni o parti mancanti. Il prodotto è da utilizzare su superfici piane e stabili superfici. Non smontare se non necessario, poiché potrebbe compromettere il longevità del prodotto. Non modificare il prodotto se non diversamente specificato nel manuale. Utilizzare solo parti approvate da PELEGON LLC per questo prodotto specifico. Confermare la compatibilità della barra WC con la vostra toilette prima del primo utilizzo. Il prodotto non è costruito resistere alla pressione o all'impatto e non deve essere utilizzato come scala o caricato con esso oggetti pesanti.

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Contiene piccole parti potenzialmente pericolose: pericolo di soffocamento. Prestare attenzione durante il funzionamento e il montaggio. Evitare l'estremo temperature o fiamme libere. Se si verifica una reazione allergica, interrompere immediatamente l'uso e consultare un operatore sanitario.

Politica di garanzia

Garantiamo che il vostro nuovo prodotto VEVOR è esente da difetti nei materiali e lavorazione 3 anni dall'acquisto originale. Tuttavia, tienilo presente la nostra politica di garanzia non copre gli articoli contraffatti o replicati, né lo fa estendersi ai prodotti acquistati da rivenditori non autorizzati o in condizioni usate.

Tieni presente che ogni acquisto dà diritto a un solo riscatto della garanzia e non possiamo rimborsare, sostituire o scambiare ripetutamente il tuo prodotto. Anche noi gentilmente chiedere di maneggiare il prodotto con cura e di utilizzarlo secondo le istruzioni fornito. Sfortunatamente, non possiamo coprire i danni derivanti da uso improprio o abuso del prodotto. Questa garanzia non è trasferibile e si applica solo all'acquirente originale.

IMPORTANTE

1. Non superare la capacità di peso: 300 libbre max.
2. Utilizzare solo su superfici stabili.
3. Ispezionare regolarmente eventuali segni di usura, danni o parti allentate.
4. Pulire regolarmente utilizzando un detergente delicato e acqua tiepida, quindi risciacquare eliminare eventuali residui di sapone. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente.
5. Prima dell'uso, conferma con il tuo medico che il prodotto soddisfa le tue esigenze esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sostituiscono il parere medico.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


ELENCO PARAMETRI

Modello	FBL900633
Portata nominale (libbre)	300
Intervallo di regolazione della larghezza (mm)	410-510
Peso netto	1,83 kg
Dimensioni del prodotto (mm)	475-575*425*263

ELENCO PARTI



Quando si disimballa il prodotto, verificare che le parti elencate di seguito siano presenti sono inclusi e ispezionare attentamente eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il transito. Se qualche parte manca o è danneggiata, non tentare di farlo assemblare o utilizzare il prodotto.





NESSUNA IMMAGINE		PARTE NUMERO	QUANTITÀ	NESSUNA IMMAGINE	PARTE NUMERO	QUANTITÀ
1		Appiattito tubo	2	6		Corrimano tubo a destra
2		Figura 6 regolazione tubo	1	7		Corrimano tubo a sinistra
3		Prossimità Carta	2	8		A forma di L tubo a destra
4		manopola rotante	2	9		A forma di L tubo a sinistra
5		esterno esagono vite	2			




OPERAZIONE

1. Procedure di installazione

	1. Allineare i fori dei bulloni sul tubo a 6 cifre e sulla toilette sedile e fissare l'altro estremità del bullone.
	2. Installare il tubo a L a sinistra in alto a sinistra del tubo del corrimano (1 manopola a 5 stelle, 1 vite esagonale esterna)

	3. Installare il tubo piatto il lato superiore sinistro del tubo del corrimano (1 scheda di tipo C)
	4. Installare il tubo a L proprio in alto a destra del tubo del corrimano (1 Pomello a 5 stelle, 1 esagono esterno vite)
	5. Installare il tubo piatto in alto a destra del tubo del corrimano (1 scheda tipo C)
	6. Installare l'assemblato tubo corrimano sinistro e destro tubo del corrimano sul tubo di regolazione (figura 6) e il prodotto assemblato come mostrato nella figura seguente

Nella foto sotto inseriamo il
foro di montaggio nel perno della toilette.




2. Procedure di installazione

- ÿ Con il portellone posteriore aperto, posizionare i perni girevoli dell'estensione del letto nelle staffe di montaggio sinistra e destra. Ruotare a 45° finché non si posiziona in posizione, quindi abbassarlo sul portellone aperto.
- ÿ Aprire l'estensione del letto per contenere il carico nel pianale del camion quando il portellone posteriore è aperto. **ATTENZIONE:** carico massimo di 200 libbre sul portellone aperto. Distribuire sempre il carico in modo uniforme e fissarlo correttamente all'interno del letto. Non fissare il carico all'estensione del letto o al portellone.
- ÿ Prima di mettersi alla guida, fissare l'estensore del letto bloccando le fibbie della cinghia in dotazione nelle chiusure del portellone posteriore del camion. Per sbloccarlo, tirare la maniglia del portellone. **NOTA:** assicurarsi che entrambe le fibbie siano correttamente bloccate nei fermi tirando verso l'alto ciascuna cinghia.
- ÿ Capovolgere l'estensione del letto in avanti e chiudere il portellone posteriore per riporre un carico più piccolo sicuro e organizzato.

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Casa Albert Edward, I Padiglioni
Preston, Regno Unito



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BARANDILLAS DE SEGURIDAD PARA INODOROS

MODELO: FBL900633


Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SEGURIDAD DEL BAÑO
RIELES

MODELO: FBL900633



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, los usuarios deben leer el manual de instrucciones con atención.

ADVERTENCIA:

Lea el manual por completo para evitar daños, daños al producto o garantía.

evitación. Busque ayuda profesional si siente molestias, dolor o empeoramiento.

síntomas. Si es necesario, solicite supervisión para ensamblar y utilizar este producto.

de forma correcta y segura. No exceda el límite de peso de 300 libras.

Verifique periódicamente que el ensamblaje sea seguro y comuníquese con el soporte técnico en caso de duda. Asegurar la

Las patas del producto están niveladas y bloqueadas antes de su uso, y suspenda su uso si hay

signos de desgaste, daños o piezas faltantes. El producto debe utilizarse en superficies planas y estables.

superficies. No desmontar si no es necesario, ya que podría comprometer la

longevidad del producto. No modifique el producto a menos que se especifique en el manual.

Utilice únicamente piezas aprobadas por PELEGON LLC para este producto específico. Confirmar la

compatibilidad de la barra del inodoro con su inodoro antes del primer uso. El producto no está construido.

para soportar presión o impacto y no debe usarse como escalera ni cargarse con

objetos pesados.

Mantener alejado de los niños y las mascotas. Contiene piezas pequeñas potencialmente peligrosas:

peligro de asfixia. Tenga cuidado durante la operación y el montaje. Evite los extremos

temperaturas o llamas abiertas. Si se produce una reacción alérgica, deje de usarlo inmediatamente.

y consulte a un profesional de la salud.

Póliza de garantía

Garantizamos que su nuevo producto VEVOR estará libre de defectos en materiales y

mano de obra 3 años desde la compra original. Sin embargo, tenga en cuenta que

nuestra política de garantía no cubre artículos falsificados o réplicas, ni tampoco

se extienden a productos comprados a revendedores no autorizados o en condiciones usadas.

Tenga en cuenta que cada compra es elegible para un solo canje de garantía, y

No podemos reembolsar, reemplazar o cambiar su producto repetidamente. Nosotros también amablemente

Solicite manipular el producto con cuidado y utilizarlo según las instrucciones.

proporcionó. Lamentablemente, no podemos cubrir los daños resultantes del mal uso o abuso.

del producto. Esta garantía no es transferible y se aplica

sólo al comprador original.

IMPORTANTE

1. No exceda la capacidad de peso: 300 lb máx.
2. Úselo únicamente en superficies estables.
3. Inspeccione periódicamente para detectar signos de desgaste, daños o piezas sueltas.
4. Limpiar regularmente con un detergente suave y agua tibia, enjuagar cualquier residuo de jabón. Después de la limpieza, seque bien.
5. Antes de usar, confirme con su proveedor de atención médica que el producto cumple con sus necesidades específicas. Las siguientes pautas no sustituyen el consejo médico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	FBL900633
Capacidad de carga nominal (libras)	300
Rango de ajuste de ancho (mm)	410-510
Peso neto	1,83 kilos
Tamaño del producto (mm)	475-575*425*263

LISTA DE


Al desembalar este producto, verifique que las piezas enumeradas a continuación están incluidos e inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el tránsito. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente montar o utilizar el producto.

SIN IMAGEN		PARTE NÚMERO	CANT.	SIN IMAGEN		PARTE NÚMERO	CANTIDAD
1		Aplanado tubo	2	6		Pretil tubo derecho	1
2		Figura 6 regulando tubo	1	7		Pretil tubo izquierdo	1
3		Proximidad Tarjeta	2	8		en forma de L tubo derecho	1
4		botón giratorio	2	9		en forma de L tubo izquierdo	1
5		exterior hexágono tornillo	2				




OPERACIÓN




1. Procedimientos de instalación




1. Alinee los orificios para los pernos en el tubo de 6 cifras y el inodoro. asiento y asegure el otro extremo del perno.



2. Instale el tubo en forma de L que queda en la parte superior izquierda del tubo de la barandilla (1 perilla de 5 estrellas, 1 tornillo hexagonal exterior).

	3. Instale el tubo plano en el lado superior izquierdo del tubo de la barandilla (1 tarjeta tipo C)
	4. Instale el tubo en forma de L justo en la parte superior derecha del tubo del pasamanos (1 Perilla de 5 estrellas, 1 hexágono exterior tornillo)
	5. Instale el tubo plano en la parte superior derecha del tubo del pasamanos (1 tarjeta tipo C)
	6. Instale el ensamblado tubo de pasamanos izquierdo y derecho tubo de pasamanos en el tubo de ajuste (figura 6) y el producto ensamblado como se muestra en la siguiente figura

En la imagen de abajo, insertamos el orificio de montaje en el pasador del inodoro.



2. Procedimientos de instalación

Con la puerta trasera abierta, coloque los pasadores de pivote del extensor de plataforma en los soportes de montaje izquierdo y derecho. Gírelo a 45 hasta que encaje en su lugar, luego bájelo sobre el portón trasero abierto.

Gire el extensor de plataforma hacia afuera para contener la carga en la plataforma del camión cuando la puerta trasera esté abierta. **PRECAUCIÓN:** Carga máxima de 200 lb en la puerta trasera abierta. Distribuya siempre la carga de manera uniforme y asegúrela adecuadamente dentro de la plataforma. No asegure la carga a la extensión de plataforma ni a la puerta trasera.

Antes de conducir, asegure la extensión de plataforma trabando las hebillas de correa proporcionadas en los pestillos de la puerta trasera del camión. Para soltarlo, tire de la manija del portón trasero. **NOTA:**

Asegúrese de que ambas hebillas estén correctamente trabadas en los pestillos tirando hacia arriba de cada correa.

Gire la extensión de plataforma hacia adelante y cierre la puerta trasera para mantener cargas más pequeñas seguro y organizado.


Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

BARIERY BEZPIECZEŃSTWA DO TOALET


MODEL: FBL900633

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BEZPIECZEŃSTWO TOALETY
SZYNY

MODEL: FBL900633



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownicy muszą przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj całą instrukcję, aby uniknąć szkód, uszkodzenia produktu lub gwarancji

unikanie. Jeśli odczuwasz dyskomfort, ból lub pogorszenie, zasięgnij profesjonalnej pomocy

objawy. Jeśli to konieczne, należy zachować nadzór podczas montażu i użytkowania tego produktu

poprawnie i bezpiecznie. Nie przekraczaj limitu wagi 300 funtów.

Regularnie sprawdzaj, czy montaż jest bezpieczny, a w razie wątpliwości skontaktuj się z pomocą techniczną. Zapewnić

Nóżki produktu są równe i zablokowane przed użyciem. Jeśli tak się stanie, zaprzestań użytkowania

oznak zużycia, uszkodzeń lub brakujących części. Produkt przeznaczony do stosowania na płaskim, stabilnym podłożu

powierzchnie. Nie demontuj, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ może to spowodować uszkodzenie

trwałość produktu. Nie modyfikuj produktu, jeśli nie jest to określone w instrukcji.

Używaj wyłącznie części zatwierdzonych przez PELEGON LLC dla tego konkretnego produktu. Potwierdź

kompatybilność poręczy z toaletą przed pierwszym użyciem. Produkt nie jest zbudowany

wytrzymać nacisk lub uderzenie i nie należy go używać jako drabiny ani obciążać

ciężkie przedmioty.

Trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych. Zawiera potencjalnie niebezpieczne małe części – ryzyko zadławienia.

Zachowaj ostrożność podczas obsługi i montażu. Unikaj skrajności

temperatury lub otwartym płomieniem. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, należy natychmiast zaprzestać stosowania

i skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.

Polityka gwarancyjna

Gwarantujemy, że Twój nowy produkt VEVOR będzie wolny od wad materiałowych i

jącość wykonania 3 lata od pierwotnego zakupu. Proszę jednak o tym pamiętać

nasza polityka gwarancyjna nie obejmuje produktów podrobionych ani replik. I tak też nie jest

rozsiewając się na produkty zakupione od nieautoryzowanych sprzedawców lub będące w stanie używanym.

Należy pamiętać, że każdy zakup kwalifikuje się tylko do jednego wykorzystania gwarancji

nie możemy wielokrotnie zwracać pieniędzy, wymieniać ani wymieniać Twojego produktu. My również serdecznie

prosimy o ostrożne obchodzenie się z produktem i używanie go zgodnie z instrukcją

pod warunkiem, że. Niestety nie możemy pokryć szkód wynikających z niewłaściwego użycia lub nadużycia

produktu. Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu i ma zastosowanie

wyłącznie pierwotnemu nabywcy.

WAŻNY

1. Nie przekraczaj dopuszczalnego ciężaru - maksymalnie 300 funtów.
2. Używaj wyłącznie na stabilnych powierzchniach.
3. Regularnie sprawdzaj, czy nie występują oznaki zużycia, uszkodzenia lub luźne części.
4. Regularnie czyść przy użyciu łagodnego detergentu i ciepłej wody, spłucz usunąć wszelkie pozostałości mydła. Po czyszczeniu dokładnie wysuszyć.
5. Przed użyciem potwierdź u swojego lekarza, że produkt spełnia Twoje oczekiwania specyficzne potrzeby. Poniższe wytyczne nie zastępują porady lekarskiej.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ


LISTA PARAMETRÓW

Model	FBL900633
Nośność znamionowa (funty)	300
Zakres regulacji szerokości (mm)	410-510
Waga netto	1,83 kg
Rozmiar produktu (mm)	475-575*425*263

LISTA CZĘŚCI



Rozpakowując ten produkt, sprawdź, czy wymienione poniżej części są wymienione są dołączone i dokładnie sprawdź, czy nie wystąpiły jakiegokolwiek uszkodzenia podczas transportu. Jeśli brakuje jakiejś części lub jest ona uszkodzona, nie próbuj tego robić montować lub używać produktu.




BRAK	OBRAZKA	CZĘŚĆ NUMER	IŁOŚĆ	BRAK	ZDJĘCIA	CZĘŚĆ NUMER	IŁOŚĆ
1		Splaszczony rura	2	6		Poręcz rurka prawa	1
2		Rysunek 6 regulujący rura	1	7		Poręcz pozostała rura	1
3		Bliskość Karta	2	8		W kształcie litery L rurka prawa	1
4		pokrętko	2	9		W kształcie litery L pozostała rura	1
5		zewnątrzny sześciokąt śruba	2				




OPERACJA

1. Procedury instalacyjne

	1. Dopasuj otwory na śruby w 6-cyfrowej rurze i toalecie siedzenie i zabezpieczyć drugie koniec śruby.
	2. Zamontuj rurkę w kształcie litery L po lewej stronie u góry rury poręczy (1 pokrętło 5-gwiazdkowe, 1 zewnętrzna śruba sześciokątna)

	3. Zamontuj płaską rurkę górna lewa strona rury poręczy (1 karta typu C)
	4. Zamontuj rurkę w kształcie litery L w prawym górnym rogu rury poręczy (1 Pokrętło 5-gwiazdkowe, 1 sześciokąt zewnętrzny śruba)
	5. Zamontuj płaską rurkę prawy górny róg rury poręczy (1 karta typu C)
	6. Zainstaluj zmontowany lewa rura poręczy i prawa rurka poręczy na rurkę regulacyjną (rysunek 6) i zmontowany produkt, jak pokazano na poniższym rysunku

Na poniższym obrazku wstawiamy
otwór montażowy w trzpieniu toalety.



2. Procedury instalacyjne

Przy otwartej tylnej klapie umieść sworznie obrotowe przedłużenia łóżka w lewym i prawym wsporniku montażowym. Obróć do 45°, aż opadnie na miejsce, a następnie opuść go na otwartą tylną klapę.

Odsuń przedłużenie łóżka, aby pomieścić ładunek na platformie ciężarówki, gdy tylna klapa jest otwarta. UWAGA: Maksymalne obciążenie otwartej klapy tylnej wynosi 200 funtów. Zawsze rozkładaj ładunek równomiernie i odpowiednio zabezpiecz wewnątrz łóżka. Nie mocuj ładunku do przedłużenia łóżka ani do tylnej klapy.

Przed jazdą zamocuj przedłużenie łóżka, blokując dostarczone sprzączki paska w zatrzaskach tylnej klapy ciężarówki. Aby zwolnić, pociągnij za klamkę tylnej klapy. UWAGA: Upewnij się, że obie klamry są prawidłowo zablokowane w zatrzaskach, pociągając za każdy pasek.

Przesuń przedłużenie łóżka do przodu i zamknij tylną klapę, aby pomieścić mniejszy ładunek bezpieczny i zorganizowany.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Jednostka 5 Albert Edward House, pawilony
Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TOILETVEILIGHEIDSRAILS

MODEL: FBL900633


We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOILETVEILIGHEID
RAILS

MODEL: FBL900633



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moeten gebruikers de volgende instructies lezen
gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

WAARSCHUWING:

Lees de handleiding volledig door om schade, productschade of garantie te voorkomen
vermijding. Zoek professionele hulp als u ongemak, pijn of verergering ervaart
symptomen. Gebruik indien nodig toezicht bij het monteren en gebruiken van dit product
correct en veilig. Overschrijd de gewichtslimiet van 300 kg niet.

Controleer regelmatig of de montage goed vastzit en neem bij twijfel contact op met de klantenservice. Zorg ervoor dat de
de poten van het product vlak en vergrendeld zijn vóór gebruik, en stop het gebruik als dit het geval is
tekenen van slijtage, schade of ontbrekende onderdelen. Het product moet worden gebruikt op een vlakke, stabiele ondergrond
oppervlakken. Demonteer niet als dit niet nodig is, omdat dit de werking kan aantasten
levensduur van het product. Breng geen wijzigingen aan het product aan, tenzij anders aangegeven in de handleiding.
Gebruik alleen onderdelen die zijn goedgekeurd door PELEGON LLC voor dit specifieke product. Bevestig de
compatibiliteit van de toiletrail met uw toilet vóór het eerste gebruik. Het product is niet gebouwd
bestand tegen druk of stoten en mag niet als ladder worden gebruikt of ermee worden beladen
zware voorwerpen.

Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden. Bevat potentieel gevaarlijke kleine onderdelen - verstikkingsgevaar.
Wees voorzichtig tijdens het gebruik en de montage. Vermijd extreem
temperaturen of open vuur. Als er een allergische reactie optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik
en raadpleeg een zorgverlener.

Garantie beleid

Wij garanderen dat uw nieuwe VEVOR-product vrij is van materiaal- en materiaalfouten
vakmanschap 3 jaar na de oorspronkelijke aankoop. Houd daar echter rekening mee
ons garantiebeleid dekt geen namaak- of replica-artikelen, en dit geldt ook niet
geldt ook voor producten die zijn gekocht bij niet-erkende wederverkopers of die zich in gebruikte staat bevinden.
Houd er rekening mee dat elke aankoop in aanmerking komt voor slechts één garantie-inwisseling, en
we kunnen uw product niet herhaaldelijk terugbetalen, vervangen of omruilen. Wij ook vriendelijk
vraag dat u zorgvuldig met het product omgaat en het volgens de instructies gebruikt
mits. Helaas kunnen wij schade als gevolg van verkeerd gebruik of misbruik niet dekken
van het product. Deze garantie is niet overdraagbaar en is van toepassing
alleen aan de oorspronkelijke koper.

BELANGRIJK

1. Overschrijd het draagvermogen niet - maximaal 300 lb.
2. Alleen gebruiken op stabiele oppervlakken.
3. Inspecteer regelmatig op tekenen van slijtage, schade of losse onderdelen.
4. Regelmatig reinigen met een mild schoonmaakmiddel en warm water, afspoelen eventuele zeepresten verwijderen. Na het reinigen grondig drogen.
5. Controleer vóór gebruik bij uw zorgverlener of het product aan uw eisen voldoet specifieke behoeften. De volgende richtlijnen zijn geen vervanging voor medisch advies.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIE


PARAMETERLIJST

Model	FBL900633
Nominaal draagvermogen (lbs)	300
Breedteverstelbereik (mm)	410-510
Netto gewicht	1,83 kg
Productgrootte (mm)	475-575*425*263

ONDERDELEN LIJST



Controleer bij het uitpakken van dit product of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn zijn meegeleverd en inspecteer zorgvuldig op eventuele schade tijdens het transport. Als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer dit dan niet het product monteren of gebruiken.




GEEN FOTO		DEEL NUMMER	AANTAL	GEEN FOTO		DEEL NUMMER	AANTAL
1		Afgevlakt buis	2	6		Leuning buis rechts	1
2		Figuur 6 reguleren buis	1	7		Leuning buis links	1
3		Nabijheid Kaart	2	8		L-vormig buis rechts	1
4		draaiknop	2	9		L-vormig buis links	1
5		buitenste zeshoek schroef	2				




OPERATIE

1. Installatieprocedures _

	1. Lijn de boutgaten op de 6-cijferige buis en het toilet uit stoel en zet de andere vast uiteinde van de bout.
	2. Installeer de L-vormige buis links bovenaan de leuningbuis (1 5-sterrenknop, 1 buitenste zeskant Schroef)

	3. Installeer de platte buis de linkerbovenkant van de leuningbuis (1 type C-kaart)
	4. Installeer de L-vormige buis rechtsboven op de leuningbuis (1 5-sterrenknop, 1 buitenzeskant schroef)
	5. Installeer de platte buis rechtsboven in de leuningbuis (1 type C-kaart)
	6. Installeer de gemonteerde linker leuningbuis en rechts leuningbuis op de afstelbuis (figuur 6) en het gemonteerde product zoals weergegeven in de volgende afbeelding

In de onderstaande afbeelding plaatsen we de montagegat in de pin van het toilet.



2. Installatieprocedures

- ÿ Terwijl de achterklep open is, plaatst u de draaipennen van de bedverlenging in de linker en rechter montagebeugels. Draai naar 45 totdat hij op zijn plaats valt en laat hem vervolgens op de open achterklep zakken.
- ÿ Klap de laadbakverlenger uit om de lading in de laadbak te houden wanneer de achterklep open is. **LET OP:** maximale belasting van 200 lb op de open achterklep. Verdeel de lading altijd gelijkmatig en zet deze goed vast in de laadbak. Bevestig geen lading aan de bedverlenger of de achterklep.
- ÿ Voordat u gaat rijden, zet u de bedverlenging vast door de meegeleverde gespen in de achterklepsluitingen van de truck te vergrendelen. Om los te maken, trekt u aan de hendel van de achterklep. **OPMERKING:** Zorg ervoor dat beide gespen goed in de grendels zijn vergrendeld door elke riem omhoog te trekken.
- ÿ Klap de bedverlenger naar voren en sluit de achterklep om kleinere bagage te bewaren veilig en georganiseerd.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, de paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TOALETTSÄKERHETSSKÄNOR


MODELL: FBL900633

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOALETSSÄKERHET
RÄNOR

MODELL: FBL900633



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skador måste användarna läsa bruksanvisningen noggrant.

VARNING:

Läs manualen helt för att undvika skador, produktskador eller garanti

undvikande. Sök professionell hjälp om du stöter på obehag, smärta eller försämring symtom. Vid behov, använd övervakning för att montera och använda denna produkt korrekt och säkert. Överskrid inte viktgränsen på 300lb.

Kontrollera regelbundet för säker montering och kontakta support om du är osäker. Se till att produktens ben är jämna och låsta före användning, och avbryt användningen om det finns tecken på slitage, skador eller saknade delar. Produkten ska användas på plana, stabila ytor. Ta inte isär om det inte är nödvändigt, eftersom det kan äventyra produktens livslängd. Modifiera inte produkten om det inte anges i manualen.

Använd endast delar som godkänts av PELEGON LLC för denna specifika produkt. Bekräfta toalettstångens kompatibilitet med din toalett före första användningen. Produkten är inte byggd för att motstå tryck eller stötar och ska inte användas som en steg eller laddas med tunga föremål.

Förvaras åtskilt från barn och husdjur. Innehåller potentiellt farliga smådelar - kvävningsrisk. Var försiktig under drift och montering. Undvik extrema temperaturer eller öppna lågor. Om en allergisk reaktion uppstår, sluta använda omedelbart och rådfråga en sjukvårdspersonal.

Garantipolicy

Vi garanterar att din nya VEVOR-produkt är fri från defekter i material och

utförande 3 år från det ursprungliga köpet. Kom dock ihåg det

vår garantipolicy täcker inte förfalskade eller kopior, inte heller

utvidgas till produkter köpta från icke auktoriserade återförsäljare eller i använt skick.

Observera att varje köp är berättigat till endast en garantiinlösen, och

vi kan inte upprepade gånger återbetala, ersätta eller byta ut din produkt. Vi också vänligt

be att du hanterar produkten varsamt och använder den enligt instruktionerna

försedd. Tyvärr kan vi inte täcka skador till följd av missbruk eller missbruk

av produkten. Denna garanti är inte överlåtbar och gäller

endast till den ursprungliga köparen.

VIKTIG

1. Överskrid inte viktkapaciteten - max 300 lb.
2. Använd endast på stabila ytor.
3. Inspektera regelbundet efter tecken på slitage, skador eller lösa delar.
4. Rengör regelbundet med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten, skölj bort eventuella tvålrester. Efter rengöring, torka ordentligt.
5. Innan användning, bekräfta med din vårdgivare att produkten uppfyller din specifika behov. Följande riktlinjer ersätter inte medicinsk rådgivning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


PARAMETERLISTA

Modell	FBL900633
Nominell bärighet (lbs)	300
Breddjusteringsområde (mm)	410-510
Nettovikt	1,83 kg
Produktstorlek (mm)	475-575*425*263

DELLISTA


När du packar upp denna produkt, kontrollera att de delar som anges nedan medföljer och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transitering. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte göra det montera eller använda produkten.

INGEN BILD		DEL SIFFRA	ANTAL	INGEN BILD		DEL SIFFRA	ANTAL
1		Tillplattad rör	2	6		Ledstång rör höger	1
2		Figur 6 reglering rör	1	7		Ledstång röret kvar	1
3		Anslutning Kort	2	8		L-formad rör höger	1
4		vridknapp	2	9		L-formad röret kvar	1
5		yttre sexhörning skruva	2				




DRIFT





1. Installationsprocedurer _




1. Rikta in bulthålen på det 6-siffriga röret och toaletten sätet och säkra den andra änden av bulten.



2. Montera det L-formade röret till vänster uppe till vänster på ledstångsröret (1 5-stjärnig knapp, 1 yttre sexkantskruv)

	3. Montera det platta röret på den övre vänstra sidan av ledstångsröret (1 typ C-kort)
	4. Installera det L-formade röret högst upp till höger på ledstångsröret (1 5-stjärnig knapp, 1 yttre sexkant skruva)
	5. Montera det platta röret på uppe till höger på ledstångsröret (1 typ C-kort)
	6. Installera det monterade vänster ledstångsrör och höger ledstångsrör på justeringsröret (figur-6), och den sammansatta produkten som visas i följande figur

På bilden nedan sätter vi in monteringshål i toalettens stift.



2. Installationsprocedurer

- Med bakluckan öppen, placera Bed Extender-svängstiften i vänster och höger monteringsfästen. Vrid till 45 tills den faller på plats och sänk den sedan på den öppna bakluckan.
- Fäll ut bäddförlängaren för att hålla last i flaket när bakluckan är öppen. **VARNING:** 200 lb maximal belastning på den öppna bakluckan. Fördela alltid lasten jämnt och ordentligt säkrad inuti sängen. Fäst inte last i sängförlängaren eller bakluckan.
- Innan du kör, säkra Bed Extender genom att låsa de medföljande remspännena i lastbilens baklucka. För att lossa, dra i bakluckans handtag. **OBS:** Se till att båda spännena är ordentligt låsta i spärrarna genom att dra upp varje rem.
- Fäll sängförlängaren framåt och stäng bakluckan för att behålla mindre last säkert och organiserat.

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support